



あいず ケアレント パートナーズ

福祉用具レンタルカタログ vol. 1



介護保険制度について

介護保険制度の概要についてご紹介します

介護サービスの利用対象者


介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わず要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)を受けたときに介護サービスを受けることができます。

区分	第1号被保険者	第2号被保険者
対象者	65歳以上の方	40歳以上65歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
受給要件	・要介護状態(寝たきり、認知症などで介護が必要な状態) ・要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)	要介護(要支援)状態が、加齢に起因する疾病(特定疾病※)による場合に限定
保険料の支払い	市町村と特別区が徴収(原則、年金からの天引き)	医療保険料と一体的に徴収

※特定疾病

1. がん(末期) 2. 関節リウマチ 3. 筋萎縮性側索硬化症 4. 後縦靭帯骨化症 5. 骨折を伴う骨粗鬆症 6. 初老期における認知症 7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8. 脊髄小脳変性症 9. 脊柱管狭窄症 10. 早老症 11. 多系統萎縮症 12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13. 脳血管疾患 14. 閉塞性動脈硬化症 15. 慢性閉塞性肺疾患 16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービスの利用フローとサービス内容



(注1) ※明らかに要介護認定が必要な場合 ※予防給付や介護給付によるサービスを希望している場合など

(注2) ※明らかに介護予防・生活支援サービス事業の対象外と判断できる場合

介護サービスの利用限度額(月額)

区分	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5
支給限度額	50,320円	105,310円	167,650円	197,050円	270,480円	309,380円	362,170円
ご利用者1割負担額	5,032円	10,531円	16,765円	19,705円	27,048円	30,938円	36,217円
ご利用者2割負担額	10,064円	21,062円	33,530円	39,410円	54,096円	61,876円	72,434円
ご利用者3割負担額	15,096円	31,593円	50,295円	59,115円	81,144円	92,814円	108,651円

実際の限度額は金額ではなく単位で決められており、上表では金額の目安として1単位あたり10円で計算しています。また介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただく必要があります。詳しくは市区町村にご確認ください。

CONTENTS

介護保険^①福祉用具レンタル商品カタログ

	特殊寝台・特殊寝台付属品	2
	床ずれ防止用具	20
	体位変換器	26
	歩行補助杖	27
	歩行器	28
	手すり	38
	車いす・車いす付属品	52
	スロープ	76
	移動用リフト	79
	自動排泄処理装置	85
	徘徊感知機器	86

当カタログに掲載中の商品は、**非課税** マークがついた商品や一部の販売商品で税別と表記されているものを除いて、すべて**税込価格**です。ただし、レンタルする商品の組み合わせによって税区分が変わる商品もございますのでご注意ください。

選択制 「選択制」とは、ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選択制アイコン べる制度です。

掲載中の商品の色は、印刷物のため実物と若干異なる場合がございます。また商品の仕様、デザインや内容は改善のために予告なく変更させていただきますのであらかじめご了承ください。

特殊寝台ガイド



特殊寝台(介護ベッド)は、起き上がりなどの動作を補助する福祉用具で、要介護者さまの自立を支援するとともに、介護者さまが身体を痛める危険性を避けるためにも使用されます。

介護ベッドの基本機能

介護ベッドには背上げ、高さ調節、膝上げ、背膝連動など四つの基本機能があります。

背上げ

ご利用者さまの起き上がり動作をサポートして座っているような姿勢にできるので、お好みの角度で食事をしたり、テレビ鑑賞などが行いやすくなります。

背膝連動


背上げの角度調整に連動して膝上げができるので、起き上がり時の姿勢がズレにくく安定します。

高さ調節

ベッド全体が昇降するため、普段は端座位に適した高さに、就寝時は万が一の転落に備えて最低の高さに、移乗時は車いすと同じ高さに、あるいは腰痛防止のために介護者さまの作業に合わせた高さにすることなどができます。

膝上げ

背上げを行った場合、上体がずり下がりがちになりますが、膝上げも行えばずり下がり防止できます。また、膝上げは足を伸ばしたままにせず、自然に膝が曲がりますので楽な姿勢を保ちます。



モーター数による基本機能の一般的な違い

一般的に、モーター数が多いほど多機能となります。

2
モーター

背上げ

高さ
調節

背膝
連動

2モーターベッドの基本機能

2モーターベッドは背上げ、高さ調節、背膝連動機能があります。3モーターと違い、膝上げの単独機能は無く、背上げと連動して動きますので膝上げの細かな調整ができません。

3
モーター

背上げ

高さ
調節

膝上げ


3モーターベッドの基本機能

3モーターベッドは背上げ、高さ調節、膝上げ機能があります。膝上げが単独で行えるため細やかな調整が可能です。なお、メーカー独自の背膝連動機能が実装されている場合があります。

介護ベッドのサイズ

介護ベッドの幅や長さにはいくつかのパターンがあります。


●介護ベッドの幅(≒マットレス幅)



100cm(※1)のベッドは寝返り動作がしやすく、転落の可能性が減少します。
83cmはご利用者さまに接近して介護する必要がある場合などに便利ですが、寝返りにはやや不向きです。
90cm(※2)はその中間です。


※1 現在お取扱いがありません
※2 パラマウントベッド社製品は91cm基準

●介護ベッドの長さ(≒マットレス長さ)



ミニ 身長150cm未満の方へ
レギュラー 身長150cm以上の方へ
ロング 身長176cm以上の方へ
通常、ロングはレギュラーと延長フレームなどオプション品との組み合わせです。


※幅や長さの値はあくまで標準的なものであり、実際にはメーカーや商品によって異なります。



居心地の良い部屋にするためには 介護ベッドの配置が重要です。

一般的に介護ベッドは昇降時に若干スイング(※)するため壁から15cm以上離す必要があります。またシーツやおむつの交換、着替えや食事など介護をするためのスペースや車いす利用のためのスペース、コンセントの位置などを考慮しながら配置しましょう。

※垂直昇降するタイプのベッドはこの限りではありません。



特殊寝台・マットレスラインナップ

特殊寝台

P.4	パラマウントベッド 楽匠プラスシリーズ	
	楽匠 <small>プラス</small>	
P.5	パラマウントベッド クオラ ONE	
	クオラ ONE	
P.5	パラマウントベッド 楽匠 Z	
	楽匠 Z	
P.8	シーホネンス Emi	
	Emi	
P.9	シーホネンス 和夢 彩	
	和夢 彩 SAI	
P.9	シーホネンス CORE Neo(コア・ネオ)	
	CORE Neo コア・ネオ	
P.12	ブラッツ YOCARO	
	YOCARO ヨカロ	
P.13	ブラッツ ミオレットⅢ	
	ミオレットシリーズ Miolet III	

特殊寝台付属品マットレス

P.16	パラマウントベッド ストレッチフィットⅡ	
P.16	パラマウントベッド プレグラーSTR マットレス	
P.16	パラマウントベッド ソフティア マットレス	
P.16	パラマウントベッド プレグラー マットレス	
P.17	パラマウントベッド エバーフィットC3 マットレス	
P.17	シーホネンス コアマットレス10 クラウド	
P.17	シーホネンス ダブルウェーブ マットレス	
P.18	ブラッツ ゼロンア アコーネ	
P.18	ブラッツ ユービーポイント ネクスト	
P.19	タイカ アルファプラ すくっとRe	
P.19	ニシケン仕様 2way sleep マットレス	
P.19	モルデン ソフィア	
P.19	フコク FKマットレス	

らくしょう 楽匠プラスシリーズ



非課税

パラマウントベッド

背上げ機能にさらに磨きをかけたプラス ライン ボトムを採用しグレードアップしたラクリアモーション




重量 86.5kg

Hタイプ 多機能ボード

床面高 21-64.5 cm

多機能ボード
伝い歩きなどに便利なグリップ付き。グリップはベッドの内側からもつかまれる形状で、ご本人さまが寝位置を調整するときにも利用できます。



※単位はmm ※[]内はミニ設定時

モスグリーン

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- ラクリアモーション
- らくらくモーション

3モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A6311	TAIS 00170-001315 商品番号 03-6022-2	月極	1割	2割	3割
-------	-------	----------	----------	-------------------------------------	----	----	----	----

Xタイプ 背上げ機能にさらに磨きをかけた新開発のプラス ライン ボトムを採用 便利なグリップや収納を備える多機能ボードを搭載した超低床対応モデル

床面高 21-64.5 cm
床面高 15-58.5 cm
超低床設定時

キャメル



多機能ボード



スリムボード

グレード感のある木製ボードを搭載

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- らくらくモーション



※単位はmm ※[]内はミニ、()内は超低床設定時 ※1 83cm幅の場合

- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節

多機能ボード

3モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A3322	TAIS 00170-001265 商品番号 03-6021-2	月極	1割	2割	3割
3モーター	83cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A3122	TAIS 00170-001265 商品番号 03-6025-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A2322	TAIS 00170-001251 商品番号 03-6020-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	83cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A2122	TAIS 00170-001251 商品番号 03-6026-2	月極	1割	2割	3割

スリムボード

3モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A3325	TAIS 00170-001410 商品番号 03-6023-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	91cm幅	レギュラー・ミニ	KQ-A2325	TAIS 00170-001401 商品番号 03-6024-2	月極	1割	2割	3割

背上げ姿勢を追求した新機構とアプリと連携するICTなどを搭載した「楽匠プラスシリーズ」

■ 背上げをさらに進化させるために生まれたプラス ライン ボトム

■ より姿勢を安定させやすい背サポート

腰部から胸部にかけてボトムの剛性を調整し、より身体にフィットしやすくなりました。



■ 身体とベッドの軸を合わせやすい腰ボトム

腰ボトムのサイズを人の身体に合わせ、大転子の位置にガイドを設けたことで、背上げするときの身体とベッドの動きの軸を合わせやすくなりました。



■ より骨盤を立てやすい腰サポート

骨盤部にあたるボトムの剛性を高めて曲がり方を変更することで骨盤をしっかり起こし、身体が動かしやすい背上げ姿勢に移行できます。

■ 身長差をカバーする膝サポート

膝部が多段階で曲がるので、身長差をカバーしてベッドの動きに身体がフィットしやすくなりました。また、膝裏の接触面が増えることで当たりも良く馴染みやすくなっています。

■ 手元スイッチから呼び出しを受信

ご家族のスマートフォンに通知できます。



手元スイッチは無線通信のBluetoothスマートフォンと接続できます。接続すると家庭内呼び出しボタンで、Bluetoothの無線が届く範囲にあるベッドに登録されたスマートフォン*に通知できます。

■ スマートフォンによるベッド操作

ベッドに登録されたスマートフォン*で、付属の手元スイッチと同じようにベッドを操作できるようになります。



*専用の「ベッド操作アプリ」をインストールする必要があります。また本商品にスマートフォンは含まれていません。呼び出しを受信するには、スマートフォンの電源を入れておく必要があります。スマートフォンの設定やアプリの状態によっては、通知が正しく受け取れないことがあります。詳しくはアプリ内のヘルプをご覧ください。通知を受信した際の音やバイブレーションは、お手持のスマートフォンの設定により異なります。
※ベッドからの呼び出し通知の受信は、緊急時の使用を目的とした機能ではありません。

クオラ ONE

パラマウントベッド

ひとつのボタン操作からすべての生活へつながる介護ベッド




非課税

クオラ ONE



木製ボード [スクエア]



■ストレッチ背あげ


単に背ボトムを起すのではなく、やや伸びあがるように起すことで背ボトムと身体の回転軸が近くなり、背あげによる圧迫感や姿勢のずれを軽減します。

■ソフトストップ制御

急始動・急停止する感じや振動を抑えて、ベッドの動きが穏やかでやさしく感じられるように、背・膝・高さの上げ下げなどの動き始めと止まる前の速さを自動制御しています。

床面高 25-60 cm

- 3 モーター
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- らくらくモーション
- 2 モーター
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/12°
- 高さ調節



■木製ボード

3モーター	91cm幅	レギュラー	KQ-B6327	TAIS 00170-001523 商品番号 03-6040-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	91cm幅	レギュラー	KQ-B6227	TAIS 00170-001526 商品番号 03-6044-2	月極	1割	2割	3割

楽匠 Z

パラマウントベッド



非課税

楽匠 Z



樹脂ボード



木製ボード

ベッドの傾斜を組み合わせた新・背上げ機構でこれまでにない身体にやさしい起き上がり姿勢をサポート

- 3 モーション
- 背上げ 75°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節
- ラクリアモーション
- らくらくモーション
- 2 モーション
- 背上げ 75°
- 背膝連動 75°/14°
- 高さ調節
- ラクリアモーション



床面高 21-64.5 cm

■樹脂ボード

3モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7331	TAIS 00170-000785 商品番号 03-6000-2	月極	1割	2割	3割
3モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7321	TAIS 00170-000785 商品番号 03-6001-2	月極	1割	2割	3割
2モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7231	TAIS 00170-000777 商品番号 03-6002-2	月極	1割	2割	3割
2モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7221	TAIS 00170-000777 商品番号 03-6003-2	月極	1割	2割	3割

■木製ボード

3モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7332	TAIS 00170-000786 商品番号 03-6004-2	月極	1割	2割	3割
3モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7322	TAIS 00170-000786 商品番号 03-6005-2	月極	1割	2割	3割
2モーション	91cm幅	レギュラー	KQ-7232	TAIS 00170-000778 商品番号 03-6006-2	月極	1割	2割	3割
2モーション	91cm幅	ミニ	KQ-7222	TAIS 00170-000778 商品番号 03-6007-2	月極	1割	2割	3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

レンタル
特殊寝台・付属品 P2-19
レンタル
床ずれ防止用具 P20-25
レンタル
体位変換器 P26
レンタル
歩行補助杖 P27
レンタル
歩行器 P28-37
レンタル
手すり P38-51
レンタル
車いす・付属品 P52-75
レンタル
スロープ P76-78
レンタル
移動用リフト P79-85
レンタル
自動排泄処理装置 P85
レンタル
徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール (1本) KS-161Q-1

パラマウントベッド

抜き差しがしやすく、使いやすい
サイドレールです

JIS認証商品


クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ964×高さ503mm



福祉用具届出コード 00170-Z00019

商品番号 04-6000-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール (1本) KS-171Q-1

パラマウントベッド

厚みのある体圧分散マットレスを使用する場合
などにお使いください

JIS認証商品


クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ964×高さ563mm



福祉用具届出コード 00170-Z00197

商品番号 04-6010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール (1本) KS-151Q

パラマウントベッド


クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ590×高さ503mm



JIS認証商品

スイングアーム介助バー
との組み合わせに適した
コンパクトサイズ

TAIS 00170-000537

商品番号 04-6020-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール (1本) KS-191Q

パラマウントベッド


クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ827×高さ503mm



JIS認証商品

TAIS 00170-000752

商品番号 04-6030-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

スイングアーム介助バー KS-099A

パラマウントベッド

寝返り、立ち上がり、移乗などのベッド
周りの動作をサポート

JIS認証商品

クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ1120×高さ521mm



TAIS 00170-001205

商品番号 04-6220-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

スイングアーム介助バー KS-098A

パラマウントベッド

寝返り、立ち上がり、移乗などのベッド
周りの動作をサポート

JIS認証商品

クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ1121×高さ526mm



在庫限り

TAIS 00170-000898

商品番号 04-6040-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サイドグリップ KS-030A

パラマウントベッド

開閉部の無いコンパクトな
ベッド用手すり

JIS認証商品

クオラ ONE

楽匠

楽匠

サイズ

長さ822×高さ523mm



TAIS 00170-000897

商品番号 04-6060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長フレーム KQ-PA2L

パラマウントベッド

ベッドを足側へ14cm
長くするための延長フレームです

JIS認証商品

楽匠

サイズ

91cm幅用

TAIS 00170-001345

商品番号 04-6240-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



延長マットレス KE-551L

パラマウントベッド

JIS認証商品

サイズ

[91cm幅用]厚み:80mm



TAIS 00170-000563

商品番号 04-6070-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター KQ-PB3C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品

クオラ ONE

サイズ

※取り付け時のベッド
の高さは変わりません

個数

4個セット

TAIS 00170-001516

商品番号 04-6280-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※延長マットレス/フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

キャスター KQ-P70C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品

楽匠

楽匠

サイズ

取り付け時のベッドの
高さ:+30mm

個数



4個セット

※楽匠プラスはHタイプのみ対応

TAIS 00170-000794 商品番号 04-6090-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター KQ-P90C

パラマウントベッド

ベッドの移動を補助します

JIS認証商品

楽匠

サイズ

取り付け時のベッドの
高さは変わりません

個数



4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000560 商品番号 04-6100-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター付きハイトスペーサー KQ-P90CH

パラマウントベッド

ベッドの移動を
補助します

JIS認証商品

楽匠

サイズ

取り付け時の
ベッドの高さ:+65mm

個数



4個セット

※楽匠プラスはXタイプのみ対応

TAIS 00170-000608 商品番号 04-6110-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハイトスペーサー KQ-P90H

パラマウントベッド

JIS認証商品

サイズ

取り付け時の
ベッドの高さ:+65mm

個数



4個セット

TAIS 00170-000561 商品番号 04-6120-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

移動ロック付きベッドサイドテーブルKF-2923

パラマウントベッド

ひとつのペダル操作で、すべての
キャスターをロック/解除できます

サイズ

幅907×奥行456×高さ610~925mm
天板寸法:幅900×奥行400mm
脚高さ:53mm

材質

支柱:アルミ製
脚部:スチール製 天板:樹脂化粧板

昇降

ガススプリング方式
(レバー操作で無段階の調整が可能)



移動ロック

TAIS 00170-001651 商品番号 04-6250-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ガススプリング式ベッドサイドテーブル KF-1920

パラマウントベッド

ガス式なので軽いレバー操作で
高さの調節ができます

サイズ

幅907×奥行445×高さ610~925mm
天板寸法:幅900×奥行400mm
脚高さ:43mm

材質

支柱:アルミ製、脚部:スチール
天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ一体成形



TAIS 00170-000716 商品番号 04-6130-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

オーバーベッドテーブル(91cm幅用) KF-832LA

パラマウントベッド

左右どちらかのレバー操作にて
ガススプリング機構による
無段階の高さ調整が簡単にできます

サイズ

幅1284×奥行432×
高さ630~950mm
天板寸法:幅1284×奥行400mm

材質

天板:樹脂化粧板・ウレタンエッジ一体成形



TAIS 00170-000321 商品番号 04-6150-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リハビリテーブル KF-840

パラマウントベッド

ご家庭で使いやすいコンパクトサイズ
高さの調整はノブボルトを
ゆるめて行います

サイズ

幅790×奥行580×
高さ540~790mm
天板寸法:幅790×奥行500mm

材質

本体:スチール製
天板:樹脂化粧板



TAIS 00170-000489 商品番号 04-6180-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※ハイトスペーサー(キャスター付きを除く)は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19

レンタル

床ずれ防止用具 P20-25

体位変換器 P26

レンタル

歩行補助杖 P27

レンタル

歩行器 P28-37

レンタル

手すり P38-51

レンタル

車いす・付属品 P52-75

レンタル

スロープ P76-78

レンタル

移動用リフト P79-85

レンタル

自動排泄処理装置 P85

レンタル

徘徊感知機器 P86-89

Emi

シーホネンス

介護を取り巻く環境にもっと笑顔を



床面高
25-67.5
cm

床面高
20-62.5
cm

超低床設定時

木目ダーク



リバーシブルタイプ

サイズ 全高595~1070×全幅990(90cm幅)・845(83cm幅)
全長2170<ロング>・2030<レギュラー>・1920<ショート>
※()内はサイドレールホルダー収納時

重量 WR3-90H16(3モーター・樹脂) / 92.8kg
WR3-83H16(3モーター・樹脂) / 87.3kg
WR2-90H16(2モーター・樹脂) / 92.1kg
WR2-83H16(2モーター・樹脂) / 86.6kg

材質 本体/スチール・粉体焼付塗装・合成樹脂成形品
アルミダイカスト成形品
ボード/PP樹脂ブロー成形

■ 電動ヘッドレスト機能を標準搭載



■ スイングバック機能



■ 業界最高(*)の脚上げの高さを実現



■ 音声ガイダンス機能付きカラー液晶手元スイッチ
簡単ロック機能で誤操作を防止




■ 長さ切り替えにオプション不要



3 モーター+電動ヘッドレスト
30°/50° 背上げ 70° 膝上げ 45° 高さ調節

2 モーター+電動ヘッドレスト
30°/50° 背膝連動 70°/30° 高さ調節



■ 挟み込み被害軽減機構

ベッド下降時、ベッド下で物が挟み込みがあった場合、ある一定の力がかけると警告音を発しながら上昇動作に反転します。

【ベッド下で物が挟み込みがあった場合...】 【警告音を発しながら上昇動作に反転】

※ 損壊防止や安全を保証するものではありません。
ベッドに潜りこんだり、ものを置いたりしないでください。また、取扱説明書の注意事項を必ずお読みください。

笑(Emi) フットレスト PL-1000

新掲載

サイズ/奥行229~316×高さ250~443×幅550mm



足低サポートで
姿勢が変わる
気持ち上向き



Emi
フットレスト

■ 樹脂ボード/トール

3モーター	90cm幅	サイズ可変	WR3-90H16	TAIS 00167-000316 商品番号 03-4021-2	月極	1割	2割	3割
3モーター	83cm幅	サイズ可変	WR3-83H16	TAIS 00167-000324 商品番号 03-4023-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	90cm幅	サイズ可変	WR2-90H16	TAIS 00167-000332 商品番号 03-4020-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	83cm幅	サイズ可変	WR2-83H16	TAIS 00167-000340 商品番号 03-4022-2	月極	1割	2割	3割
オプション品	笑(Emi)フットレスト PL-1000		TAIS 00167-000425 商品番号 04-4220-1	月極	1割	2割	3割	

*特殊寝台は課税対象のキャストとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

和夢彩

シーホネンス



JIS T 9254




非課税

誤嚥リスクの低減やベッドの通気の確保、
 身体のサイズや設置環境を考慮した省スペース設計

エアースルーボトム

空気の流れを考慮した構造で
 通気性を最大限に高めました。



ヘッドレスト機能

頭部だけを30°傾けることができ、誤嚥リスクを低減することが可能です。

角度計

背上げ角度を確認できます。角度表示とともにご利用者さまのお顔を一緒に眺めることができ、安全な背上げが可能となります。

スイングバックII

褥瘡対策・前ズレを防ぐスイングバック機構を搭載しています。



GOOD DESIGN AWARD
 2015年度受賞

サイズ 全長2060[1960]×全高640~1065×全幅995mm
 ※83cm時は全幅925mm ※〔 〕内はショート

重量 NX-1W/88kg NX-1N/84kg
 NX-2W/87.5kg NX-2N/83.5kg

材質 本体/スチール・抗菌剤入り粉体塗装
 ボード/樹脂製(木目シート貼り)


3 モーター

- 背上げ 70°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節

2 モーター


- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/20°
- 高さ調節

●レギュラー



※単位はmm
 ※〔 〕内は83cm幅時の寸法

●ショート



床面高
 25-67.5
 cm



■樹脂ボード

3モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NX-1W	TAIS 00167-000195 商品番号 03-4000-2	月極	1割	2割	3割
3モーター	83cm幅	レギュラー・ショート	NX-1N	TAIS 00167-000196 商品番号 03-4001-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NX-2W	TAIS 00167-000197 商品番号 03-4002-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	83cm幅	レギュラー・ショート	NX-2N	TAIS 00167-000198 商品番号 03-4003-2	月極	1割	2割	3割

CORE Neo


シーホネンス

JIS T 9254



非課税

使いやすさと快適をさらに身近にするスタンダードベッド




閉塞感を感じさせないサイドレール中央差し

サイドレールの中央差しが可能です。頭側を塞がないので閉塞感を感じさせません。また、真横を見るときにレールが視界の邪魔になりません。

むくみケアのための脚上げ機構

脚のむくみ対策として、脚先上げ・脚先下げをワンタッチで簡単に切替できます。



離床時の立ち上がりがスムーズなベッドサイド

サイドレールを収納すると、足元の突起物がなくなり、ご利用者さまや介助者さまがサイドレールホルダーに引っ掛かり怪我をするリスクが大幅に軽減されます。

CORE Neo

コア・ネオ

サイズ 全長2060[1960]×全高645~1005×全幅988(910)mm
 ※〔 〕内はショート、()内はサイドレール収納時

重量 NS-830(3モーター・樹脂)/約73kg
 NS-820(2モーター・樹脂)/約72kg

材質 本体/スチール・粉体焼付塗装
 ボード/PP樹脂


3 モーター

- 背上げ 70°
- 膝上げ 30°
- 高さ調節

2 モーター


- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/20°
- 高さ調節

●レギュラー



※単位はmm
 ※〔 〕内はサイドレールホルダー収納時

●ショート



使いやすい
 手元スイッチ

床面高
 25~61
 cm



■樹脂ボード

3モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NS-830	TAIS 00167-000263 商品番号 03-4010-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	90cm幅	レギュラー・ショート	NS-820	TAIS 00167-000262 商品番号 03-4011-2	月極	1割	2割	3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ベッドサイドレール K-170R (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ995×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
TAIS 00167-000437	商品番号 04-4030-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-170S (1本)

シーホネンス



サイズ	材質
長さ895×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
福祉用具届出コード 00167-Z00106	商品番号 04-4050-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※ショートサイズ足側専用

ベッドサイドレール K-170L (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ1135×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
福祉用具届出コード 00167-Z00104	商品番号 04-4060-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-173 (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ840×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
TAIS 00167-000438	商品番号 04-4070-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-173S (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ720×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
福祉用具届出コード 00167-Z00089	商品番号 04-4080-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-173L-1 (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ960×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
TAIS 00167-000290	商品番号 04-4090-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドレール K-195RX (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ520×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
TAIS 00167-000233	商品番号 04-4100-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※回転式アーム介助バー専用オプション

ベッドサイドレール K-195SX (1本)

シーホネンス



サイズ	材質
長さ420×高さ395(ボトム面より)mm	スチール(抗菌粉体焼付塗装)
TAIS 00167-000232	商品番号 04-4110-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※回転式アーム介助バー専用オプション


※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
 レンタル
 床ずれ防止用具 P20-25
 レンタル
 体位変換器
 レンタル
 歩行補助杖 P27
 レンタル
 歩行器 P28-37
 レンタル
 手すり
 レンタル
 車いす・付属品 P52-75
 レンタル
 スロープ
 レンタル
 移動用リフト P79-85
 レンタル
 自動排泄処理装置 P85
 レンタル
 徘徊感知機器 P86-89
 レンタル

ベッドサイドレール K-195LX (1本)

シーホネンス



※回転式アーム介助バー専用オプション

サイズ	材質
長さ660×高さ395 (ボトム面より) mm	スチール (抗菌粉末焼付塗装)
TAIS 00167-000234	商品番号 04-4120-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サポートグリップ K-95 (1本)

シーホネンス




サイズ	材質
長さ855×高さ395 (ボトム面より) mm	スチール (抗菌粉末焼付塗装)
TAIS 00167-000281	商品番号 04-4130-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

回転式アーム介助バー K-47R

シーホネンス




角度調整:最大150° (15°刻み)

サイズ	材質
長さ1190×高さ520mm サイドレール部:長さ805×高さ395 (ボトム面より) mm 回転アーム部:長さ385×高さ395 (ボトム面より) mm	フレーム部:スチール製 グリップ部:木目調特殊成型品 ●抗菌粉末焼付塗装
TAIS 00167-000226	商品番号 04-4150-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

回転式アーム介助バー K-40RX

シーホネンス



角度調整:最大150° (15°刻み)

サイズ	材質
長さ1195×高さ510mm サイドレール部:長さ790×高さ395 (ボトム面より) mm 回転アーム部:長さ380×高さ395 (ボトム面より) mm	フレーム部:スチール製 グリップ部:木目調特殊成型品 ●抗菌粉末焼付塗装
TAIS 00167-000204	商品番号 04-4160-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドテーブル PT-7000F(D) + Emiテーブル

シーホネンス



使用例

サイズ

幅900×奥行678×高さ660~975mm
天板:幅900×奥行400mm

材質

天板:抗菌メラミン化粧板・ポリ塩化ビニル
支柱:アルミニウム製・スチール製
脚:スチール製・ポリプロピレン

●キャスター4輪ロック付き ●ガススプリング式

TAIS 00167-000424	商品番号 04-4210-1
-------------------	----------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ベッドサイドテーブル PT-7000F(D)

シーホネンス



サイズ

幅900×奥行442×高さ660~975mm
天板:幅900×奥行400mm
キャスター径:φ37mm

材質

天板:抗菌メラミン化粧板・ポリ塩化ビニル
支柱:アルミニウム製・スチール製
脚:スチール製・ポリプロピレン

昇降

ガススプリング内蔵レバー式
(セーフティスライダー機構付)

●キャスター4輪ロック付き

TAIS 00167-000351	商品番号 04-4190-1
-------------------	----------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

オーバーテーブル K-137W / K-137N

シーホネンス



材質 / ポリエステル化粧板

サイズ	品番	幅×奥行	TAIS	商品番号
90cm幅用	K-137W	1000×310mm	00167-000220	04-4020-1
83cm幅用	K-137N	930×310mm	00167-000221	04-4021-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

キャスター K-129 / K-129WR

シーホネンス



サイズ

キャスター径:φ75mm
双輪キャスター取付時のベッドの高さ:250+30mm

個数

4個セット(2個ロック付)

適用機種	品番	TAIS	商品番号
和夢 彩・コアネオ用	K-129	00167-000209	04-4010-1
Emi用	K-129WR		04-4011-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
レンタル
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
レンタル
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
レンタル
手すり P38-51
レンタル
車いす・付属品 P52-75
レンタル
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
レンタル
自動排泄処理装置 P85
レンタル
徘徊感知機器 P86-89




非課税

ヨカロ
YOCARO

プラッツ

業界最高クラスの昇降高さで進化した背上げ機構で
ご利用者さまとケアされる方が同じ目線で過ごす時間を提供します



※単位はmm
※収納棚使用時+150



床面高 **25~73** cm
通常固定脚


床面高 **30~78** cm
ハイタイプ

YOCARO
◀ヨカロ▶

サイズ	全高685~1165×全幅1000mm 全長2175<ロング>、2035<レギュラー>、1935<ショート>	重量	P116-71ADBL(3モーター・樹脂)/約100.5kg P116-61ADBL(2モーター・樹脂)/約99.5kg	材質	本体/スチール・ABS樹脂 ヘッド・フットボード/PE樹脂
------------	---	-----------	---	-----------	----------------------------------

■ **新ハイバックサポート機能**

背ボトムを「ハイバック: 頭・背部」と「ローバック: 腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調整可能です。



- ハイバックサポートは30°まで拳上できるようになり、より自由な姿勢が可能となって誤嚥リスク低減をサポートします。
- 2モーターでも単独でハイバックサポートを操作可能になりました。

■ **スライドアップ機能**

ズレと牽引感を大幅に低減する新しい背上げ
背ボトムが後方と上方に湾曲してスライドすることで、ベッドに寝ている身体の軸に近い状態で背上げをおこない、背圧や身体のズレを抑制します。




■ **背上げのズレ・背圧を軽減するリクライニング動作**

1ボタン操作で、背と膝の角度を調整しながらハイバック・ローバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。
ハイバックとローバックの角度は合わせて最大73°を超えないように自動で調整され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています



■ **フィッティング機能**

大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調整できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。



■ **脚上げ角度33°**

2M、3Mともに脚上げの角度は33°まで拳上できます。脚上げもワンタッチで切替でき、脚のむくみ予防、浮腫の軽減をサポートします。



■ **業界最高クラスの昇降高さ**

低床25cmを維持しながら、最高床面高はレンタルベッドでは最高クラスの73cm・高さ切替時は78cmまで昇降します。おむつ交換や体位変換の際の、中腰姿勢の負担を軽減します。



垂直昇降

昇降時にベッドがスイングしないので、設置面積が少なく済みます。

■ **ワンタッチ開閉の棚付きボード**

樹脂製ボードは、ワンタッチで開閉できる収納式の棚を標準装備。アルコールやウェットティッシュなど、ベッド周りで増える備品を整頓でき、使用しない時にはスリムベッドを設置できます。棚は樹脂製のため、清拭にも対応し衛生的に保てます。



■ **サイドレール中央差し・ワンタッチ収納のオプション受け**

在宅用ベッドでは業界唯一、中央のオプション受けを標準装備。サイドレール1本で転落予防をサポートします。全てのオプション受けはワンタッチで収納でき、使用しない時には邪魔になりません。立ち上がりや車いすへの移乗がしやすいように配慮しています。



■ **液晶手元スイッチ**

操作結果の表示とあわせて、音声で読み上げます。(ON/OFF可)
ご利用者さまの顔を見てケアをしながらでも、また、弱視の方でもご自身で確認できます。お好みの角度・高さを設定できるメモリー機能や、部位ごとの操作ロック機能も搭載しています。



3モーター 背上げ 73° 背膝連動 73°/33° ハイバック 30° 膝上げ 33° 高さ調節

ポジショニングベッド 樹脂製棚付きボード
P116-71ADBL 90cm幅 サイズ可変 TAIS 00631-000651 商品番号 03-2051-2

月極 1割 2割 3割

2モーター 背上げ 73° 背膝連動 73°/33° ハイバック 30° 高さ調節

ポジショニングベッド 樹脂製棚付きボード
P116-61ADBL 90cm幅 サイズ可変 TAIS 00631-000647 商品番号 03-2050-2

月極 1割 2割 3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ミオレットⅢ

プラッツ



非課税

垂直昇降で省スペース設置を実現 ご利用者さまの身長に合わせて3段階の長さ調節が可能



ミオレットⅢ

サイズ 樹脂ボード / 全長1940~2180×全高685~1025×全幅1000mm
木製フラットボード / 全長1920~2160×全高685~1025×全幅1000mm



重量 3モーター / 86.5kg (樹脂ボード)・88.5kg (木製フラットボード)
2モーター / 85.5kg (樹脂ボード)・87.5kg (木製フラットボード)

3 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/18°
- 膝上げ 18°
- 高さ調節

2 モーター

- 背上げ 70°
- 背膝連動 70°/22°
- 高さ調節



床面高 25-59 cm

材質
本体 / スチール・ABS樹脂
樹脂ボード / PE樹脂
木製フラットボード /
MDF・オレフィン系シート

■樹脂ボード

3モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-31AC	TAIS 00631-000557 商品番号 03-2000-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-21AC	TAIS 00631-000553 商品番号 03-2002-2	月極	1割	2割	3割

■木製フラットボード

3モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-31BA	TAIS 00631-000558 商品番号 03-2001-2	月極	1割	2割	3割
2モーター	90cm幅	サイズ可変	P113-21BA	TAIS 00631-000554 商品番号 03-2003-2	月極	1割	2割	3割

レギュラーサイドレール (1本) PA505-751

プラッツ



ミオレットⅢ
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
長さ750×高さ535mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂
TAIS 00631-000319	商品番号 04-2000-2
月極	1割 2割 3割

ロングタイプ対応 Spacer付レギュラーサイドレール (1本) PA505-75L1

プラッツ



ミオレットⅢ
YOCARO
ヨカロ

※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	材質
長さ820×高さ540mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂
TAIS 00631-000517	商品番号 04-2001-2
月極	1割 2割 3割

ロングサイドレール (1本) PA505-961

プラッツ




ミオレットⅢ
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
長さ960×高さ535mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂
TAIS 00631-000320	商品番号 04-2010-2
月極	1割 2割 3割

ロングタイプ対応 Spacer付ロングサイドレール (1本) PA505-96L1

プラッツ



ミオレットⅢ
YOCARO
ヨカロ

※ミオレットⅢ・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	材質
長さ1030×高さ540mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂
TAIS 00631-000516	商品番号 04-2011-2
月極	1割 2割 3割

※特殊寝台は課税対象のキャスターとセットでレンタルする場合、課税扱いとなります。
※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器具 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 特殊寝台付属品:171004

ショートサイドレール (1本) PA505-441 プラッツ



JIS認証商品

Miolett III
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
長さ590×高さ535mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂
TAIS 00631-000318	商品番号 04-2020-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ロングタイプ対応スペーサー付ショートサイドレール (1本) PA505-44L1 プラッツ



JIS認証商品

Miolett III
YOCARO
ヨカロ


※ミオレットIII・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	材質
長さ660×高さ540mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP/PVC樹脂
TAIS 00631-000518	商品番号 04-2021-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

レギュラーサイドレール (1本) BG-75J1 プラッツ

在庫限り



JIS認証商品


Miolett III
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
長さ750×高さ515mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂
TAIS 00631-000315	商品番号 04-2030-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ロングサイドレール (1本) BG-96J1 プラッツ

在庫限り



JIS認証商品


Miolett III
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
長さ960×高さ515mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA樹脂
TAIS 00631-000316	商品番号 04-2040-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ショートサイドレール (1本) PA500-FU441 プラッツ

在庫限り



JIS認証商品

Miolett III
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
幅590×高さ515mm	スチール(粉体焼付塗装)・PA/PP樹脂
TAIS 00631-000317	商品番号 04-2050-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

キャスター(4個組) PC03-8CK プラッツ

JIS認証商品



Miolett III
YOCARO
ヨカロ

サイズ	材質
装着時床面高:ミオレットIII 265~605mm(装着時+15mm) YOCARO 280~760mm(装着時+30mm)	ナイロン・ポリウレタン・スチール・ABS樹脂
TAIS 00631-000561	商品番号 04-2080-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミオレットIII専用ハイトスペーサー(4個組) PH05-45 プラッツ

JIS認証商品



Miolett III


サイズ	材質
装着時床面高:295~635mm(装着時+45mm)	ABS樹脂
TAIS 00631-000562	商品番号 04-2110-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長マットレス PM08-90B プラッツ

JIS認証商品

ロングタイプのベッドをご利用の際に
マットレスの長さを延長できます



サイズ	材質
[90cm幅用]厚み:80mm	
TAIS 00631-000466	商品番号 04-2250-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※ハイトスペーサー(キャスター付きを除く)は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。
※延長マットレス/フレームは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ニーパロL ニーパロひざパッド付 PG03-116MP

プラッツ

ベッドでの起き上がりやベッドからの立ち上がり移乗を補助するレバーロック式ベッド用グリップ


JIS認証商品

ベッドへの簡単取り付け

サイドレールホルダーにベッド用グリップの固定脚部をさしこみ、2つの固定レバーをまわすとベッドへ固定できます。工具などを使わず簡単に取り付けすることができます。



スイングアーム
22.5°毎に固定できます



簡単操作のレバーロック式

思わぬ事故を防止するため、ロック解除時にはセーフティロックを押しながらロックレバーを起こす動作が必要です。

ニーパロひざパッド

膝折れを防ぎ、安全な立ち上がりや移乗を実現します。

Miolett III
YOCARO
「ヨカロ」

サイズ	重量	材質
長さ1170×高さ544mm	8.0kg	スチール・ABS/POM/EVA樹脂

TAIS	00631-000536	商品番号	04-2130-1
月極	1割	2割	3割

ニーパロL ニーパロひざパッド付ロングタイプ対応スパーサー付 PG03-116MPL

プラッツ

JIS認証商品



※ミオレットIII・YOCAROのロングタイプに使用可能

サイズ	重量	材質
長さ1240×高さ544mm	8.4kg	スチール・ABS/POM/EVA/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000534	商品番号	04-2131-1
月極	1割	2割	3割

ハンドグリップ PG04-75

プラッツ

JIS認証商品



サイズ	重量	材質
長さ756×高さ522mm	5.1kg	スチール・ABS樹脂

TAIS	00631-000545	商品番号	04-2160-1
月極	1割	2割	3割

ハンドグリップロングタイプ対応スパーサー付 PG04-75L

プラッツ

JIS認証商品



※ミオレットIII・YOCAROのロングタイプに使用可能


サイズ	重量	材質
長さ826×高さ522mm	5.5kg	スチール・ABS/PP/PVC樹脂

TAIS	00631-000547	商品番号	04-2161-1
月極	1割	2割	3割

オーバーテーブル PT01-A1

プラッツ

1枚で90cm幅/83cm幅のベッドに対応可能なオーバーテーブル
サイドレールのパイプの高さに合わせて設置高を調節可能



※最大使用荷重/15kg

サイズ	材質
幅945~1000×奥行405×厚さ80mm	甲板:PE樹脂/スライド部・フック:ABS樹脂

TAIS	00631-000590	商品番号	04-2200-1
月極	1割	2割	3割

昇降式ベッドサイドテーブル PT03-840MB

プラッツ



●最大使用荷重/30kg

サイズ	
幅840×奥行430×高さ600~840mm 天板:幅840×奥行400×厚み18mm	
材質	
ベースフレーム:スチール製・ABS樹脂 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード (メラミン樹脂)	
TAIS	00631-000618
商品番号	04-2210-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ガス圧式昇降テーブル PZT-840

プラッツ

在庫限り



●最大使用荷重/10kg

サイズ	
幅840×奥行470×高さ600~840mm 天板:幅840×奥行400×厚み18mm	
材質	
フレーム部:スチール製+PP樹脂 木部:合成樹脂(メラミン)、化粧繊維板(MDF)	
TAIS	00631-000178
商品番号	04-2170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※サイドレールは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ストレッチフィットII

新掲載

パラマウントベッド

厚みのあるウレタンフォームマットレスで「ずれ力の軽減」と「体圧分散性」を両立

厚さ
10cm

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度




吸放湿性と肌あたりの良さを両立する「さらドライ」タイプ

独自の素材が身体とマットレスの間に発生する水蒸気を吸収・放出し、蒸れを軽減します。床ずれ要因のひとつといわれる皮膚湿潤に配慮しながら、カバーの表側を肌あたりの良い生地面とすることで、過ごしやすい就寝環境をサポートします。

<p>進化した ストレッチシステム+グライドシートで 背あげによるずれを軽減</p>	<p>進化した ウレタンフォーム層で 優れた体圧分散性</p>	<p>進化した マットレスカバー(側地)で 水蒸気を吸収・放出し 蒸れを軽減</p>
---	--	---



端座位姿勢を安定させやすい
サイドエッジ




グライドシート

臀部とマットレスの両端は滑りにくい

臀部やマットレスの両端はグライドシート加工を除いており背あげをするときや端座位をとるときに姿勢が安定しやすいうよう配慮しています。

臀部を滑りにくくすることで、アンカー効果により、姿勢が安定しやすくなります



波形構造が開いてマットレスが伸びやすいうように、臀部にカットングを施しています

カーブフィットライン加工により、膝部に曲がりやすくなることで、身体にフィットして圧迫感と姿勢の崩れを抑えます

■さらドライ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-7A1N	910×1910×100mm	00170-001721	04-6291-2				
83cm幅 レギュラー	KE-7A3N	830×1910×100mm	00170-001722	04-6290-2				

プレグラ-STRマットレス

パラマウントベッド

ストレッチ面とハード面で使い分け可能なリバーシブルマットレス



ストレッチ面
体の形状や動きに応じ、立体的に伸縮し、ソフトな感触で体に馴染みます



ハード面

ストレッチ面と比較して体の沈み込みが少ないため、体を動かすときや端座位をとるときなどに体を支えやすく、姿勢が安定します



厚さ
8cm

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素材

側地・クッション材/ポリエステル100%



■通気タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-511T	1910mm	00170-001656	04-6270-2
83cm幅 レギュラー	KE-513T	1910mm	00170-001658	04-6272-2
91cm幅 ミニ	KE-512T	1800mm	00170-001657	04-6271-2
83cm幅 ミニ	KE-514T	1800mm	00170-001659	04-6273-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ソフティアマットレス

パラマウントベッド

3D・フラット面、2種類のやわらかさが選べるリバーシブルマットレスです

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

素材

側地:ポリエステル100%
詰め物:ウレタンフォーム



厚さ
8cm

■通気タイプ

サイズ	品番	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-261T B9001	00170-001655	04-6260-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

プレグラ-マットレス

在庫限り

パラマウントベッド

伸びながら曲がるキューマラインボトムのベッドに適しています

対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度



厚さ
8cm

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-551Q	1910mm	00170-000159	04-6190-2
83cm幅 レギュラー	KE-553Q	1910mm	00170-000142	04-6192-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

エバーフィットC3マットレス

パラマウントベッド

快適性と利便性を両立させたリバーシブルマットレス

通気タイプ



清拭タイプ



対象者の目安(床ずれ発生リスク)

なし 軽度 中等度 高度

厚さ
10cm

消臭加工を施し、臭いの成分を吸着・分解

ソフトフィット面の側地に消臭加工を施し、排泄物・汗・体臭などの臭いの成分を吸着・分解します。

ソフトフィット面

ハードフィット面

端座位姿勢をさらに安定しやすくしたサイドエッジ

背上げ・膝上げへの追従性を向上させるカーブフィットライン

素材

側地:通気/ポリエステル、清拭/ポリエステル・ポリウレタン
クッション材:ポリエステル、ポリウレタン



Everfit C³

■通気タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-611TQ	910×1910×100mm	00170-001042	04-6200-2				
83cm幅 レギュラー	KE-613TQ	830×1910×100mm	00170-001044	04-6201-2				
91cm幅 ミニ	KE-612TQ	910×1800×100mm	00170-001043	04-6204-2				
83cm幅 ミニ	KE-614TQ	830×1800×100mm	00170-001045	04-6205-2				

■清拭タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-611SQ	910×1910×100mm	00170-001037	04-6202-2				
83cm幅 レギュラー	KE-613SQ	830×1910×100mm	00170-001039	04-6203-2				

コアマットレス10 クラウド

シーホネンス

マシュマロのような寝心地を実現した、リバーシブルマットレス
高い体圧分散性・ギャッチアップへの追従性・ズレカの軽減を兼備

CORE Mattress 10
Cloud
クラウド



素材

外カバー:ポリウレタン・ポリエステル
内カバー:ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム

厚さ
10cm

独自の3層構造による高い体圧分散性

硬さの異なる上層と下層の高反発ウレタンに加え、中間層には低反発ウレタンを使用し、異なる組み合わせで優れた体圧分散性能を実現しました。

上層:高反発ウレタン(表面:ソフト面)
中間層:低反発ウレタン
下層:高反発ウレタン(表面:ハード面)



■防水タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	SA-8223L	1910mm	00167-000407	04-4200-2
83cm幅 レギュラー	SA-8223M	1910mm	00167-000404	04-4201-2
90cm幅 ショート	SA-8221L	1810mm	00167-000406	04-4202-2

月極	1割	2割	3割

ダブルウェーブマットレス

シーホネンス

動きやすく、身体をしっかり支えるマットレスです



ギャッチ性、クッション性に優れたダブルウェーブ構造



厚さ
8cm

■洗浄タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	MB-2500L	1910mm	00167-000184	04-4180-2
83cm幅 レギュラー	MB-2500M	1910mm	00167-000185	04-4182-2
90cm幅 ショート	MB-2500L	1810mm	00167-000184	04-4181-2
83cm幅 ショート	MB-2500M	1810mm	00167-000185	04-4183-2

月極	1割	2割	3割



※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

ゼロソア アコーネ 通気タイプ

ブラツ

新発想のじゃばら構造が、マットレスの伸縮と屈曲をアシスト
ベッドの快適な背上げ機能を最大限に生かします



対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度

厚さ
10cm



じゃばら加工
背上げ時の圧迫や
引っ張り感を軽減



屈曲スリット加工
ひざ上げ時の屈曲性
を向上



圧軽減スリット加工
腰・かかと付近の圧
迫とズレを軽減



素材

外カバー:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム

背上げ時の苦しさを改善する「じゃばらアシスト機能」

背部に配置した「じゃばら」の伸縮により、背上げ時にかかる圧迫をマットレスが低減させます。



- 背中の圧迫を低減
じゃばらの伸縮がベッドと身体のスレを吸収し、背中の圧迫や引っ張り感を低減します。
- 背上げ時の姿勢保持をサポート
背部の動きを邪魔しないことで、腰の反りを防いで自然なS字カーブを実現します。
- 側臥位の寝心地も向上
スリットが身体の凸凹にあわせて沈み込むことでフィットし、側臥位の際の肩から腰にかかる圧力を和らげます。

■通気タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
90cm幅 レギュラー	PM21-A9010	900×1910×100mm	00631-000703	04-2230-2				
83cm幅 レギュラー	PM21-A8310	830×1910×100mm	00631-000703	04-2232-2				
90cm幅 ショート	PM21-A9010S	900×1820×100mm	00631-000703	04-2231-2				
83cm幅 ショート	PM21-A8310S	830×1820×100mm	00631-000703	04-2233-2				

ユービーポイントネクスト

ブラツ


寝心地が選べるリバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス



対象者の目安(床ずれ発生リスク)
なし 軽度 中等度 高度



厚さ
8cm



新掲載

通気タイプ

素材

表面:ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

清拭タイプ

素材

表面:ポリウレタンラミネート・
ポリエステル
内部:ウレタンフォーム

■通気タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
90cm幅 レギュラー	PM28-A9008	900×1910×80mm	00631-000720	04-2224-2				
83cm幅 レギュラー	PM28-A8308	830×1910×80mm	00631-000720	04-2225-2				
90cm幅 ショート	PM28-A9008S	900×1820×80mm	00631-000720	04-2226-2				
83cm幅 ショート	PM28-A8308S	830×1820×80mm	00631-000720	04-2227-2				

■清拭タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
90cm幅 レギュラー	PM29-A9008	900×1910×80mm	00631-000721	04-2220-2				
83cm幅 レギュラー	PM29-A8308	830×1910×80mm	00631-000721	04-2222-2				
90cm幅 ショート	PM29-A9008S	900×1820×80mm	00631-000721	04-2221-2				
83cm幅 ショート	PM29-A8308S	830×1820×80mm	00631-000721	04-2223-2				

*特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(**非課税** 商品を除く)

アルファプラ すくっとRe

タイカ

マットレス内部の空洞が変形することで、動きや座位の姿勢をサポートします

対象者の目安(床ずれ発生リスク)

なし 軽度 中等度 高度

PLA すくっとRe



厚さ
8cm

■通気タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	TS-SKT-ReA1R	1910mm	00563-000108	04-9020-2
83cm幅 レギュラー	TS-SKT-ReA3R	1910mm	00563-000106	04-9022-2
91cm幅 ショート	TS-SKT-ReA1S	1800mm	00563-000109	04-9021-2
83cm幅 ショート	TS-SKT-ReA3S	1800mm	00563-000107	04-9023-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

2way sleepマットレス

ニシケン仕様

床ずれ予防に効果
4ゾーン・プロファイル
(凹凸加工)

対象者の目安(床ずれ発生リスク)

なし 軽度 中等度 高度



厚さ
10cm

素材

無膜ウレタン(ポリエーテル)

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	RJ-02-91R	1910mm	00455-000049	04-9010-2
83cm幅 レギュラー	RJ-02-83R	1910mm	00455-000050	04-9012-2
91cm幅 ショート	RJ-02-91S	1800mm	00455-000051	04-9011-2
83cm幅 ショート	RJ-02-83S	1800mm	00455-000052	04-9013-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ソフィア

モルテン

体圧分散性能と耐久性を両立

対象者の目安(床ずれ発生リスク)

なし 軽度 中等度 高度



厚さ
10cm

素材

マット:ウレタンフォーム カバー:ポリエステル
インナーメッシュカバー:ポリエステル



■通気・洗浄タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MHAV1091A	1910mm	00054-000313	04-9051-2
83cm幅 レギュラー	MHAV1083A	1910mm	00054-000311	04-9053-2
91cm幅 ショート	MHAV1091SA	1810mm	00054-000314	04-9052-2
83cm幅 ショート	MHAV1083SA	1810mm	00054-000312	04-9054-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

FKマットレス

フコク

高機能・高融点ポリエステル
クッション材を使用

対象者の目安(床ずれ発生リスク)

なし 軽度 中等度 高度



厚さ
8cm

素材

表地:ニット地ポリエステル100%、
中袋:メッシュ生地ポリエステル100%

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	FKマットレス90	1910mm	00853-000004	04-9000-2
83cm幅 レギュラー	FKマットレス83	1910mm	00853-000003	04-9002-2
90cm幅 ショート	FKマットレス90	1800mm	00853-000012	04-9001-2
83cm幅 ショート	FKマットレス83	1800mm	00853-000011	04-9003-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

フレックスボード

ラックヘルスケア

寝た姿勢のまま移乗できる移乗ボード

サイズ

幅500×長さ1100mm

素材

ポリエステル
ポリエチレン・ポリエチレンフォーム

■付属:
スライディングシート

●最大利用者体重/160kg

TAIS 00245-000151 商品番号 04-9080-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

イージーモーション MEMV

モルテン

安全でスムーズな移乗を
支援するスライディングボード

●最大利用者体重/130kg

サイズ

長さ780×幅380×厚さ5mm

重量

1.2kg


TAIS 00054-000032 商品番号 04-9070-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



独自のブーメラン形状

表面は滑りやすくスムーズで楽な移乗ができ、裏面の滑り止めシートによりボード外れを防ぎます



※特殊寝台付属品マットレスは非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

床ずれ防止用具ガイド




床ずれとは、寝たきりなどにより皮膚表面にかかる圧で血流を阻害され、細胞に十分な酸素や栄養が行き届かず、皮膚が赤みを帯びたり、ただれたりするなど皮膚組織が壊死してしまった状態です。床ずれ防止用具は主に体圧分散で床ずれを防止する福祉用具です。

床ずれが発生するメカニズム


① ご利用者さまの皮膚表面に圧(圧迫力・ずれ力)がかかる

マットレスの上で長時間寝たり、ベッドの背上げ、座位姿勢などによりご利用者さまの皮膚表面には圧がかかります。圧とは圧迫力とずれ力を意味します。



② 圧で血管が変形し血液が流れにくくなる

圧迫力やずれ力が人体組織内部に伝わると圧縮・引張・せん断の各応力が生じ、血管が変形して血液が流れにくくなります。



圧により人体組織内部に生じる応力

- 圧縮応力 ……血管を圧縮するように作用する応力
- 引張応力 ……血管を引き伸ばすように作用する応力
- せん断応力 ……血管をはさみ切るように作用する応力

応力とは物体に力が作用するとき物体内部に生じる抵抗力を指します。

③ 身体への圧の影響による床ずれ(褥瘡)の発生とQOLの低下

圧の影響で血管が変形し血液が流れにくくなると、痛みやしびれ、苦しさなどの不快で危険な状態に陥ります。このまま一定時間放置すると十分な酸素や栄養が行き届かない状態が続く組織が壊死する褥瘡が発生し、QOL (quality of life=生活の質) の低下をきたします。ベッド上で長時間生活するような、全介助または一部介助が必要な人は身体にかかる圧に対して、寝返りや座り直しなど自分の力で対処することが難しいため、体位変換器や床ずれ防止用具などを活用した安全対策が必要です。

OHスケールによる床ずれ発生リスク判定

4つの危険因子を3段階もしくは2段階で判定し、その合計点数で床ずれ発生リスクの判定を行います。

評価項目	判定			点数	合計点数	床ずれ発生リスク		
	できる: 0点	どちらでもない: 1.5点	できない: 3点					
自力体位変換能力	できる: 0点	どちらでもない: 1.5点	できない: 3点	点	0点	なし		
病的骨突出	なし: 0点	軽度・中等度: 1.5点	高度: 3点	点				
浮腫(むくみ)	なし: 0点	あり: 3点		点			1~3点	軽度
関節拘縮	なし: 0点	あり: 1点		点			4~6点	中等度
				点	7~10点	高度		

床ずれ発生リスクに基づく用具選定の目安(参考)

OHスケールの床ずれ発生リスクをベースとした床ずれ防止マットレスの選定の目安です。実際には商品によってそれぞれ特性があり、対応するリスクも異なりますのであくまで参考としてお考えください。


床ずれ発生リスク	特殊寝台付属品マットレス		床ずれ防止用具マットレス	
	薄手 (10cm程度)	厚手 (12cm程度)	静止型マットレス	圧切替型 エアマットレス
なし	●	●	●	
軽度		●		●
中等度			●	
高度				●

床ずれ防止用具マットレスの種類とラインナップ

圧切替型エアマットレス …… エアセルへの空気の出し入れによる凹凸の動きを電動で繰り返し、体への部分的な圧力を分散させるマットレスです。一般的に静止型よりも体圧分散性に優れています。

静止型マットレス …………… 広い面積で体を受け止めて体圧を分散させるマットレスです。寝心地にも優れています。また圧切替型と違い、電力を必要としません。

ハイブリッドマットレス ……… ハイブリッドマットレスと圧切替型エアマットレスのそれぞれの特徴を併せ持つマットレスです。



ページ	商品名	マットレスの種類	OHスケール 床ずれ発生リスク			
			なし	軽度	中等度	高度
22	モルデン スコープライト 	ハイブリッドマットレス		●		●
22	モルデン ビリーブ 	ハイブリッドマットレス		●		●
22	モルデン アマンダ 	ハイブリッドマットレス		●		●
23	パラマウントベッド こちあ利楽flow 	圧切替型エアマットレス		●		●
23	パラマウントベッド こちあ利楽 	圧切替型エアマットレス		●	●	
23	モルデン オスカー 	ハイブリッドマットレス		●		●
24	ケーブ マイクロクライメイト ネクサス アイビー 	圧切替型エアマットレス		●		●
24	ケーブ マイクロクライメイト ビッグセル アイズ 	圧切替型エアマットレス		●		●
24	ケーブ エアマスター ネクサスR プラス 	圧切替型エアマットレス		●		●
25	タイカ アルファプラ FII-W 	静止型マットレス	●		●	
25	タイカ アルファプラ L 	静止型マットレス	●		●	
25	パラマウントベッド エバープラウドマットレス 	静止型マットレス	●		●	
25	シーホネンス C-MAX 	静止型マットレス	●		●	

サービスコード 床ずれ防止用具:171005

スコープライト

新掲載

非課税

モルテン

エアマットレスは全自動の時代へ

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド

厚さ
17cm



●全自動

リモコンの全自動スイッチを押すだけで、さまざまな身体状態の方や状態が悪化または回復に変化した場合にもマットレスが自動で対応します。よって、「ボタン操作(マニュアル操作)は一切不要」です。


全自動

材質 マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持フォーム・底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

●臥床時の圧対策

- ① さまざまな身体状態への適応
- ② 悪化時や回復時への適応


マットレスが身体状態の変化に対応し、自動で最適な圧対策を行います。ご利用者さまの身体状況と変化からマットレスの選定・入れ替えで悩まれる必要はありません。



●ベッド背上げ時の底着き対策・背抜き

センサーが背上げ角度を判定し、自動で臀部の底着きを対策します。自動で「背抜き」を行い、圧による苦しさを緩和します。

※ベッド背上げ時には体位変換は自動的に止まります



※体圧可視化機能付きの「スコープ」については各営業担当へお問い合わせください。

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MSCPL91	1930mm	00054-000652	05-2043-0
83cm幅 レギュラー	MSCPL83	1930mm	00054-000651	05-2041-0
91cm幅 ショート	MSCPL91S	1820mm	00054-000654	05-2042-0
83cm幅 ショート	MSCPL83S	1820mm	00054-000653	05-2040-0

月極	1割	2割	3割

ビリーブ

モルテン

寝返りの頻度を感知し、最適な圧対策に導く自動フィッティングマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド

厚さ
13cm



材質 マット:エアセル=ウレタンフィルム、フィッティングフォーム・安定支持フォーム・底着き防止フォーム=高耐久ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

ご利用者さまの寝返り頻度を判定し、床ずれ防止で最も重要な圧対策を自動運転でおこないます。

状態A 自力で離床できる人	状態B 介助があれば離床できる人	状態C 寝たきりの人
寝返りできる 寝心地(マットレスのかたさ)に敏感 適度な体圧分散性が好まれる	寝返りはなんとかできるが 回数が少ない 局所にかかる圧を逃がしにくい 床ずれ防止=高い体圧分散性が必要	寝返りできない 圧がずっとかかり続けるため 床ずれ防止 = 高い体圧分散性 床ずれ防止 = 除圧が必要

1台でいろいろな状態に対応できマットレスの選定が不要

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MBLV91	1930mm	00054-000567	05-2030-2
83cm幅 レギュラー	MBLV83	1930mm	00054-000566	05-2032-2
91cm幅 ショート	MBLV91S	1820mm	00054-000569	05-2031-2

月極	1割	2割	3割

アマダ

在庫限り

モルテン

3D除圧とお知らせ機能でベッドまわりの安心・安全を追求した高機能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド

厚さ
14cm



●お知らせ機能

マットレスにセンサーを内蔵し、夜間のご利用者さまの起き上がりやベッドからのずれ落ちを感知すると専用のワイヤレス受信機でお知らせ



材質

マット:エアセル=ウレタンフィルム カバー:ウレタン合皮(制菌加工)
フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム


●体圧分散

「ハンモック現象」(マットレスのカバーがピンと張ってしまい、骨の突出部に圧が集中する現象)を大幅に減少し、背部や殿部にかかる圧を劇的に低下させます



●除圧性能を高めた「3D除圧」

独自構造のエアセルは、寝心地を損なわず、全方向(たて、よこ、傾き方向)からの除圧により優れた床ずれ対策を実現します



サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MAMA91	1930mm	00054-000436	05-2020-2
83cm幅 レギュラー	MAMA83	1930mm	00054-000435	05-2022-2
91cm幅 ショート	MAMA91S	1820mm	00054-000438	05-2021-2
83cm幅 ショート	MAMA83S	1820mm	00054-000437	05-2023-2

月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

こちあ利楽flow

パラマウントベッド

非課税

全自動運転の「こちあ利楽」に自動体位変換機能「スモールフロー機能」が付いてより一層床ずれ防止機能が進化したエアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

圧
切替型

厚さ
17cm



こちあ利楽・flow 共通材質/側地:ポリエステル・ポリウレタン エアセル:ポリウレタン、チューブ:塩化ビニル ポンプケース:ABS樹脂

電源コードを差し込むだけで、エアマットレスのかたさ調節も体位変換も全自動

スモールフロー機能
(自動体位変換機能)

エアマットレス下部にある4つのスモールフローセルが順番に膨張・収縮をゆったりと繰り返すことで、ご利用者さまに不快感を与えることなく、体圧分布を変化させ、姿勢反射による拘縮防止をサポートします。

バックサポート機能
(背上げ時の姿勢保持)

ベッドの背角度が約30°以上になると、4つのスモールフローセルが同時に膨らみ、背をあげたときの姿勢保持をサポートします。

自動しっかり機能
(離床や端座位時の安全センサー)

ご利用者さまの起き上がりやマットレス端部への寝返り、端座位を検知し、マットレス全体の内圧を自動で上げてかたくします。膨らんでいた4つのスモールフローセルは自動で縮みます。

こちあ利楽

パラマウントベッド

電源コードを差し込むだけで床ずれ防止機能がスタートする操作不要の全自動マットレスで体圧分散性と寝心地の良さを両立

軽度～中等度
リスク保有者

圧
切替型

厚さ
13cm



ベッドリンクケーブルE KE-97CQ パラマウントベッド

「こちあ利楽flow」「こちあ利楽」の両方に適合。当ケーブルを利用するとマットレスの電源コードが不要になり、自動調節機能にE-ストレッチ、背抜き機能が追加されます。長さは2.5m、重量0.1kg

適合ベッドはパラマウントベッド社の楽匠プラス、楽匠Zです。楽匠Zに関しては右画像の手元スイッチ表示パネル採用機種のみに対応で、初期型の液晶画面のものは適合しませんのでご注意ください。



こちあ利楽flow 清拭タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-911S	910×1910×170mm	00170-001351	05-6030-0				
83cm幅 レギュラー	KE-913S	830×1910×170mm	00170-001353	05-6031-0				

こちあ利楽 清拭タイプ

サイズ	品番	幅 × 長さ × 厚さ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
91cm幅 レギュラー	KE-971S	910×1910×130mm	00170-001065	05-6000-2				
83cm幅 レギュラー	KE-973S	830×1910×130mm	00170-001067	05-6002-2				
91cm幅 三日月	KE-972S	910×1800×130mm	00170-001066	05-6001-2				

オプション品

商品名	品番	サイズ/重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベッドリンクケーブルE	KE-97CQ	長さ2.5m/重量0.1kg	00170-001073	00-2010-1				

オスカー

モルテン

在庫限り

さまざまな身体状況のご利用者さまへのケアに最適な特性で対応する、人の手で行うような優しい自動体位変換機能を備えた高性能エアマットレス

軽度～高度
リスク保有者

ハイ
ブリッド

厚さ
17cm



材質 マット:エアセル=ウレタンフィルム
フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム
カバー:ウレタン合皮(制菌加工)

● 下肢用 ● 上体用

下肢用・上体用の4つのポジションングセルで人の手に近いやさしい体位変換を行います。除圧効果を高め、ご利用者さまの安眠を確保し、介護者さまの負担も軽減できます。



サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MOSC91	1930mm	00054-000137	05-2000-2
83cm幅 レギュラー	MOSC83	1930mm	00054-000137	05-2001-2

月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

マイクロクライメイト ネクサス アイビー ケープ

進化した床ずれ防止機能とベッドサイドの看護・介護ケアに役立つ機能を搭載

軽度～高度
リスク保有者

圧
切替型

ベースマット材質:
三次元スプリング構造体
プレスエアー (抗菌)

厚さ
12cm

エアセル材質:
ポリウレタンフィルム
表面シボ加工 (抗菌)

ベースシート材質:
ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ
すべり止め布付き、ターポリン布



● 「傾斜型2層式エアセル」×「デュアルフィットセル」

背上げと端座位シーンをテーマに
開発した傾斜型2層式エアセルを
エアマットレス中心部に配列。



● 床ずれ防止の新技術 「マイクロクライメイト対応システム」を搭載

皮膚局所の温度・湿度の上昇を抑えて床ずれ防
止とムシ対策機能をバージョンアップ。

マイクロクライメイト



吸引式ファンモーターが
エアマットレス内にもった熱と
湿気を吸引し外部に排気することで
常に効果的な空気の流れを作り出し
24時間、皮膚局所の温度と湿度の
状態をより快適に保つことを実現。



吸引式ファンモーター

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-773	1920mm	00206-000162	05-3050-2
84cm幅 レギュラー	CR-770	1920mm	00206-000161	05-3052-2
90cm幅 ショート	CR-777	1800mm	00206-000164	05-3051-2

月極	1割	2割	3割

マイクロクライメイト ビッグセル アイズ ケープ

新たな床ずれ発生リスク「マイクロクライメイト」に対応
角度、時間管理アシスト機能搭載

軽度～高度
リスク保有者

圧
切替型

厚さ
15cm



● 背上げ角度と経過時間をデジタル表示


背上げ角度表示は、セミファウラー位の15°から5°
刻みで液晶画面に表示。背上げの経過時間も表
示されるので、経管栄養等のケアの時間管理にも
使えます。



背上げ角度が
30°・45°・60°は
音声でお知らせ

● 床ずれ発生リスク「Microclimate」の看護ケアをサポートする

Microclimate (皮膚局所の温度・湿度)に対応する新機
能「ファンモーター」を搭載。ファンモーターは、エアマッ
トレス内に効果的な空気の流れを作り出し、24時間、皮膚
局所の温度と湿度の状態をより快適に保つことを実現。



● 定期的な圧切替で床ずれ防止

マットレス内蔵センサにより、どの角度でも5分間
隔で3連圧切替を行い、局所の圧迫とずれ力の解
放を定期的に行います。



● 「クイックハードモード」

ボタン1つで全てのエアセルが硬くなり、リハビリな
どのケアや端座位が行いやすくなります。

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-753	1920mm	00206-000141	05-3040-2
84cm幅 レギュラー	CR-750	1920mm	00206-000140	05-3041-2

月極	1割	2割	3割

エアマスター ネクサスR プラス ケープ

在庫限り

ワンタッチで使用できる
“かんたんモード”を搭載

軽度～高度
リスク保有者

圧
切替型

厚さ
12cm



エアセル:ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)
ベースマット:プレスエアー (制菌)
ベースシート:ナイロンオックス・ポリエステルメッシュ (滑り止め布付き)
ヘッドアップセンサ:ABS樹脂

● ワンタッチで内圧調整できる 「かんたんモード」

体重が40～60kgの方であれば、マットレスのやわら
かさが自動的に調整されます。



● 自動ヘッドアップ対応機能

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ
角度を検知し、角度に応じて、マットレス内圧
と動きを最適な状態に自動調整します。

※ベッドの背上げを行う機能ではありません。

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	CR-673	1910mm	00206-000089	05-3010-2
84cm幅 レギュラー	CR-671	1910mm	00206-000088	05-3012-2
90cm幅 ショート	CR-677	1800mm	00206-000091	05-3011-2

月極	1割	2割	3割

アルファプラ FII-W

タイカ


アルファプラFの体圧分散性・快適性・安定性は保ちつつ
自分で動く意欲を支え、寝返りをサポート カバーに抗ウイルスを追加

※本製品は全てのウイルス・菌による感染を予防するものではありません。

リスクなし～中等度
リスク保有者 静止型

αPLA FII-W
アルファプラ FII-W

厚さ
13cm



材質 カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル



■撥水・防水タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MB-FIIPW1R	1950mm	00563-000153	05-1060-2
83cm幅 レギュラー	MB-FIIPW3R	1950mm	00563-000151	05-1062-2
91cm幅 ショート	MB-FIIPW1S	1810mm	00563-000154	05-1061-2

月極	1割	2割	3割

アルファプラ L


タイカ

ベッド上で動ける方の床ずれ予防を対象にして、弾力のある素材で、
体圧分散と動きやすさのバランスに注力して作ったマットレスです

リスクなし～中等度
リスク保有者 静止型

αPLA L
アルファプラ

厚さ
10cm



材質 カバー表地:ポリエステル 裏地:ポリウレタン
中身:ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル



■撥水・防水タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	MB-LW1R	1950mm	00563-000103	05-1020-2
83cm幅 レギュラー	MB-LW3R	1950mm	00563-000101	05-1022-2
91cm幅 ショート	MB-LW1S	1810mm	00563-000104	05-1021-2

月極	1割	2割	3割

エバープラウドマットレス

パラマウントベッド

静止型で最高クラスの体圧分散性と
ずれ軽減機能で床ずれ防止をサポートするリバーシブルマットレス

リスクなし～中等度
リスク保有者 静止型

厚さ
13cm



材質 クッション:ウレタンフォーム
内カバー:ポリエステル100%



■通気タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
91cm幅 レギュラー	KE-621TQ	1910mm	00170-000962	05-6020-2
83cm幅 レギュラー	KE-623TQ	1910mm	00170-000964	05-6022-2
91cm幅 ミニ	KE-622TQ	1800mm	00170-000963	05-6021-2
83cm幅 ミニ	KE-624TQ	1800mm	00170-000965	05-6023-2

月極	1割	2割	3割

C-MAX

シーホネス

体が沈みこまず、動きを阻害しない
体圧分散性[高]+リハビリを促進します

リスクなし～中等度
リスク保有者 静止型

厚さ
12cm



清拭可能な
マットレスカバー

材質

クッション:ウレタンフォーム
カバー:ポリエステル100%
(ウレタンラミネート加工)

上層マット
プロファイル(凹凸)加工

仙骨部
体圧分散の高い
構造を採用

サイドエッジ
両サイド12.5cm幅
硬めのウレタンフォーム



■防水タイプ

サイズ	品番	長さ	TAIS	商品番号
90cm幅 レギュラー	SA-2033L	1910mm	00167-000194	05-4000-2


月極	1割	2割	3割

※床ずれ防止用具は非課税の特殊寝台とセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

体位変換器

てこの原理を応用したり、身体と床面の摩擦抵抗を少なくしたりすることで、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にします。動力により周期的な体位変換を促す商品もあります。



特殊寝台・付属品 P2-19
 床ずれ防止用具 レンタル P20-25
 体位変換器 レンタル P26
 歩行補助杖 レンタル P27
 歩行器 レンタル P28-37
 手すり レンタル P38-51
 車いす・付属品 レンタル P52-75
 スロープ レンタル P76-78
 移動用リフト レンタル P79-85
 自動排泄処理装置 レンタル P85
 徘徊感知機器 レンタル P86-89

サービスコード 体位変換器:171006

スモールチェンジ ラグーナ ケープ

非課税

15分毎に小さな体位変換を自動で繰り返す「スモールチェンジ機能」搭載

■スモールチェンジで床ずれ防止

右上半身、左骨盤を持ち上げる
 左上半身、右骨盤を持ち上げる



小さな体位変換を15分毎に自動で行う

SMALL CHANGE
LAGUNA



4段階やわらかさ調整

全てのベッドに適合

自動ヘッドアップ

マットレスに内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知。角度に応じて、マットレスのやわらかさと動きを最適な状態に自動調整します。



安全機能
 30°を超えるとスモールチェンジが自動オフ

材質		サイズ		重量
マットレスカバー:ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)		エアポンプ:幅365×高さ246×奥行87mm(ポンプフック装着時/幅365×高さ276×奥行157mm)		エアポンプ:3.4kg

タイプ	品番	マットレス サイズ&重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
900	CR-703	幅900×長さ1920×厚さ135mm/8.6kg	00206-000103	06-2000-0				
900/SHORT	CR-707	幅900×長さ1800×厚さ135mm/8.2kg	00206-000105	06-2001-0				
840	CR-700	幅840×長さ1920×厚さ135mm/8.2kg	00206-000102	06-2002-0				

エニモ Rモデル 清拭防水カバー付 ケープ

美しい30度側臥位をつくるポジショニングクッション
 上半身と下半身どちらにもフィットするリバーシブル構造

600タイプ 清拭防水カバー付き 800タイプ 清拭防水カバー付き



リバーシブル構造

フラット面



スリット構造

背中を乗せるだけでクッションが傾き、きれいに角度がつく



肩から臀部まで1本で支える

従来の枕型クッションの2個分の長さを1本でしっかり支えることが可能

包み込むようにホールド

素材

本体:表側地/ポリエステル80% 綿20% カバー:表地/ポリウレタンフィルム(防水) 中身/ポリウレタンフォーム100% 裏地/ポリエステル100%

タイプ	品番	サイズ (ハンドル部除く)	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R600タイプ	R600-SBCS	幅300×長さ600mm	0.75kg	00206-000150	06-2010-0				
R800タイプ	R800-SBCS	幅300×長さ800mm	0.95kg	00206-000151	06-2011-0				

ナーセントパッドA(3点セット)

アイ・ソネックス

シンプルだから使いやすい、
 体位変換器



大ピース

小ピース

重量: 1セット1.8kg
 材質: 高密度ウレタン

TAIS	00149-000012	商品番号	06-9020-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

トレイジー スライドシート

東レ

わずかな力で体位変換・移動が
 楽にできる!



サイズ

シート地:幅750×長さ1200mm
 収納袋:幅290×長さ195mm

素材

シート地:ナイロン100%
 (制菌加工 マックスベック®使用) 収納袋:ポリエステル100%

TAIS	00947-000001	商品番号	06-9000-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

歩行補助杖

歩行補助杖は、歩行が難しい人の立位バランスをサポートし、安定感を提供する道具です。しかし、杖一本ですべてを解決することはできません。常に転倒のリスクに配慮し、体調や場所にあわせて他の用具と使い分けることも必要です。



サービスコード 歩行補助杖:171010

やわらGELグリップ4点杖

シナノ
軽くて歩きやすいのに、高い強度と安定感
握りやすくて手に馴染むグリップ

サイズ **選択制**

全長:約750~900mm
(ピッチ25mm 7段階調整)
幅:105mm
直径:124mm

重量
約380g

材質
シャフト素材:耐食アルミφ20+φ18
グリップ:PP+エラストマー
脚部:GF強化ナイロン樹脂
先ゴム:PP-27



●ネイビー

●ボルドー

TAIS 01436-000007
商品番号 10-9060-0

TAIS 01436-000007
商品番号 10-9061-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税



上段シャフト
2重パイプ状態
下段シャフト
2重パイプ状態で強度UP
調節穴を一番引き出した状態でも中のパイプでカバーするためシャフトの強度がアップ

アルミ製4点杖 MRA-01613

ミキ
軽量タイプながら体重をかけても倒れないため
安定した使い心地です

サイズ 重量 約750g
全長:約720~950mm
(25mmピッチ 10段階)
外パイプ径:22mm
内パイプ径:19mm
脚部:約140×210mm
脚部パイプ径:13mm

材質 フレーム:アルミ 脚部:スチール
カラー:ライトブラウン

TAIS 00122-000313
商品番号 10-9030-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税

選択制



ケアリングスーパー多点杖 C-088

ケアリング
硬さの違う2種類の杖先ゴムが足の裏と同じ重心
移動を生み出し、高い推進力と安定性を実現

サイズ 重量 約490g
全長:650~875mm(10段階調整)
グリップ:130mm

材質 本体・石突:アルミ合金
グリップ:プラスチック樹脂
杖先:合成ゴム

カラー:カーボン色

TAIS 01765-000005
商品番号 10-9000-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税

選択制



四点可動式オン・オフさん

島製作所
可動と固定の切り替えが可能な四点杖
カーボン製で軽量なので長時間使用でも楽に扱うことが可能

サイズ **選択制**

全長:約635~890mm
(11段階調整)
幅:100mm 直径:150mm
ベース直径:100mm

重量
約430g

材質
本体・グリップ:カーボン
ベース:ナイロン樹脂
ゴムキャップ:TPE
グリップカバー:TPE



●77MC-S5桜エッジ(C-5)

●77MC-S4ストライプ(S-4)

TAIS 00576-000043
商品番号 10-2000-0

TAIS 00576-000043
商品番号 10-2001-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税



ロフストランドクラッチ TY131

日進医療器
体格の大きい方に最適

サイズ 重量 約720g
握り手~上部:215~290mm
握り手~下部:745~995mm
(ピッチ25mm)
支柱:25/22(φ)mm

材質 カフ:スチール製
塩ビコーティング仕上げ
支柱:アルミニウム合金製
カラー:ブロンズ

TAIS 00175-000369
商品番号 10-9050-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税

選択制



合わせてパッチンPAT.P(2本1組) TY156M

日進医療器
ワンタッチで簡単に握りの高さ調節が
可能なアルミ合金製松葉杖

サイズ 重量 約910g
全長:1090~1290mm
【ピッチ25mm】
脇あて~握り:327~477mm
【ピッチ37.5mm】

材質 側弓・伸縮棒:アルミニウム合金製・
アルマイト仕上げ
脇あて・握り部:エラストマー

TAIS 00175-000366
商品番号 10-9010-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税



カーボン四点式フラットグリップ 79C-W1

島製作所
グリップ部が手のひらに馴染む素材・形状
軽量型で使いやすいカーボン製です

サイズ **選択制**

全長:665~895mm(10段階調整)
幅:140mm
直径:185mm

重量
約490g

材質
本体・ベース:カーボン
グリップカバー:TPE
ゴムキャップ:TPE



●握り心地の良いグリップカバーとクッション仕様

●幅広いグリップ形状で手のひらの痛みを軽減します



TAIS 00576-000045
商品番号 10-2020-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税



アルミサイドウォーカー NZW-153

日進医療器
立ち上がり動作及び歩行の補助に

サイズ 重量 約1.7kg
幅450×奥行380mm
高さ740~870mm

材質 本体アルミ
(一部スチール)

TAIS 00175-000243
商品番号 10-9040-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

非課税

在庫限り



選択制とは、ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度です。

税込価格で表記しています(非課税商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

歩行器ガイド



歩行器は四脚のフレーム構造で、足腰の筋力が低下して自立歩行が困難な方が体重を支えながら移動するための福祉用具です。歩行補助杖よりも支持性が求められる際に使用されます。道具を利用して安全に歩行するためには、ご利用者さまの体力や身体機能に適したものを選ぶことが大切です。

歩行器



持ち上げ型歩行器

歩行方法は、両手で歩行器を持ち上げ前に置き、グリップに体重を支えてから患側・健側の順で足を出す三動作歩行で、比較的動作学習がしやすい歩行方法です。折りたためない固定型歩行器と折りたたみができる折りたたみ型歩行器があります。また二段式のグリップで椅子やトイレからの離着席をサポートできる機種もあります。基本的に室内用です。



キャスター付き歩行車

前脚のみ、あるいは四脚にキャスターが付いたものです。いずれもキャスターを滑らせて使用しますが、体重をかけるとストッパーが作用して固定されます。歩行器を前に振りだす時、上肢や体幹の筋力が弱くて歩行器を持ち上げるのが困難な方に向いています。基本的に室内用です。

交互型歩行器(現在取り扱いがありません)

左右のフレームが個々に動かせるので、歩く時には左右交互に動かし、右側の歩行器・左足・左側の歩行器・右足の4回の動作の歩行となります。この歩行動作の方が固定型に比べて難しい動作です。比較的、四肢の筋力低下の方に向いています。基本的に室内用です。

歩行車



四輪歩行車

多くの機種において前輪は360度回転する自在輪、後輪は固定輪で、軽く押しながら歩行することが可能です。ハンドグリップには手動ブレーキが付いているのでブレーキをかけながらスピードを調節することができます。また、より安定した歩行が可能な、肘を置いて前方で操作する前腕支持型歩行車もあります。疲れたら座ることができる座面が付いているものもあります。多くの機種が屋内外で使用できます。



前腕支持型歩行車

多くの機種において車輪はすべて360度回転する自在輪か、あるいは設定によって自在輪です。フレーム上部のU字形のパッドで前腕部を支持しながら歩行をサポートします。足腰が弱った方の歩行訓練やリハビリ用としても使用されています。馬蹄歩行器とも呼ばれます。基本的に室内用です。

シルバーカーと歩行車との違い

介護保険対象外のシルバーカーは、介護保険対象である歩行器(歩行車)と一見よく似た商品ジャンルですが、両者には明確な違いがあります。シルバーカーは歩行器のように歩行困難な人が使う用具ではなく、自立歩行が可能な人が買い物などの際の荷物の運搬や比較的長距離を歩く際の休憩に用いるための用具です。歩行器のように支持面の中に身体を入れるような構造になっていないためにグリップへの体重の負荷が不十分で歩行を安定させるための支持力を有していません。

歩行器ラインナップ

持ち上げ型 歩行器	ユーバ産業 H-0288 P.30 	星光医療器製作所 10型 M-D P.30 	イーアス Rec01 P.30 	
	屋内用	屋内用	屋内用	
	全 幅 (mm)	530~630	530~540	480
	奥行き (mm)	480~520	510~545	440
	全 高 (mm)	660~840	775~895	700~850
	重 量 (kg)	3.0kg	3.0kg	2.5kg
高さ調節	8段階	6段階	7段階	

キャスター 付き歩行車	イーストアイ SAWLHR ハイ P.30 	イーストアイ SAWLR スタンダード P.30 	イーストアイ SAWLSR ミニ P.30 	ユーバ産業 H-0294WT P.30 	
	屋内外	屋内外	屋内外	屋内用	
	全 幅 (mm)	645	630	610	610~700
	奥行き (mm)	570	570	550	600~630
	全 高 (mm)	885~985	795~895	720~820	790~880
	重 量 (kg)	4.0kg	3.8kg	3.7kg	4.3kg
高さ調節	5段階	5段階	5段階	5段階	

四輪 歩行車	竹虎 レッツゴー P.31 	RTワークス ロボットアシスト ウォーカー RT.3 P.32 	星光医療器製作所 アルコール 抑速ブレーキ付 P.32 	島製作所 シンフォニー バスケットSP P.33 	島製作所 シンフォニー SP P.33 	島製作所 シンフォニー SPスリム P.33 	イーストアイ RS5470 P.33 	竹虎 ハッピー-II P.34 	竹虎 ハッピー-ミニ トル P.34 	竹虎 ハッピー-II NB P.34 	竹虎 ハッピー-ミニ P.34 	アロン化成 リトルターン II 抑速プラス P.35 	アロン化成 リトルターン II P.35 	アロン化成 リトルターン ハイタイプ P.35 	
	屋内用	屋外向き	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	
	全 幅 (mm)	540	570	529	510	500	480	460	585	535	555	500	500	480	480
	奥行き (mm)	600	650	641	660	560	600	520	655	595	620	575	650	650	650
	全 高 (mm)	840~915	745~940	772~889	810~925	785~880	775~865	740~865	780~920	700~840	780~870	700~790	740~965	740~965	740~860
	重 量 (kg)	7.0kg	約 10kg	9.2kg	約 7.2kg	5.9kg	4.9kg	6.2kg	8.0kg	6.7kg	7.7kg	6.5kg	8.8kg	約 6.9kg	約 6.5kg
高さ調節	4段階	7段階	7段階	5段階	4段階	4段階	6段階	7段階	7段階	5段階	5段階	10段階	10段階	6段階	
杖立	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	

四輪 歩行車	アロン化成 リトルターン 抑速付 P.35 	ウィズワン H1CSN P.35 	ウィズワン H1W-NGY P.35 	ウィズワン H1LR-TR P.35 	幸和製作所 ジスタ WAW33 P.36 	幸和製作所 WAW22 P.37 	幸和製作所 ミケーレ WAG01 P.37 	幸和製作所 WAW15 P.37 	幸和製作所 サンティノ WAG02 P.37 	幸和製作所 WAW06 P.37 	幸和製作所 WAW05 P.37 	幸和製作所 WAW04 P.37 	幸和製作所 WAW21 P.37 	
	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋外向き	屋内外	屋外向き	屋内用	屋外向き	屋内外	
	全 幅 (mm)	500	570	540	530	480	480	535	520	500	520	470	470	450
	奥行き (mm)	650	650	550	520	600	575	605	625	635	640	580	580	595
	全 高 (mm)	740~860	830~940	840~930	755~845	715~925	700~880	790~950	740~920	800~950	740~920	640~910	640~910	670~910
	重 量 (kg)	約 8.5kg	5.1kg	4.5kg	3.95kg	5.9kg	5.6kg	5.9kg	約 5.3kg	4.9kg	約 5.6kg	約 5.5kg	約 4.5kg	約 4.9kg
高さ調節	6段階	6段階	4段階	4段階	8段階	6段階	6段階	7段階	6段階	7段階	10段階	10段階	9段階	
杖立	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	

前腕支持型 歩行車	星光医療器製作所 アルコール SK型 P.31 	星光医療器製作所 アルコール 3型中 P.31 	星光医療器製作所 アルコール SK型mini P.31 	星光医療器製作所 アルコール ウィット-T P.31 	日進医療器 トレウォーフ スリム P.31 	島製作所 シンフォニー ワイドSP II P.33 	ウェルパートナース friend WF-1 P.34 	ウェルパートナース friend II WF-2 P.34 	幸和製作所 WAW23 P.36 	幸和製作所 WAW27 P.36 	幸和製作所 WAW25 P.36 
	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内用	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外
	全 幅 (mm)	530	520	500	515	550	605	510	555	480	545
	奥行き (mm)	575	775	515	570	620	710	645	675	645	645
	全 高 (mm)	790~1060	820~1090	750~1020	875~1075	850~1050	930~1020	760~960	915~1150	840~1120	840~1120
	重 量 (kg)	12kg	11.2kg	約 11.8kg	13kg	12.6kg	8.5kg	8.5kg	9.5kg	約 7.9kg	8.8kg
高さ調節	無段階	無段階	無段階	6段階	無段階	4段階	7段階	8段階	10段階	10段階	
杖立	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	

特殊寝台・付属品 P2-19
床すれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89


サービスコード 歩行器:171009

セーフティーアームウォーカー Lタイプ イーストアイ

キャスター付き歩行車 非課税

折りたたみができ、収納・持ち運びに便利です

屋内外向き



材質/アルミ (一部スチール) ●最大使用者体重/100kg

SAWLHR ハイ

TAIS	00465-000100	商品番号	09-1000-0
サイズ/幅645×奥行570×高さ885~985mm 重量/4.0kg			
月極	1割	2割	3割

SAWLR スタンダード

TAIS	00465-000017	商品番号	09-1001-0
サイズ/幅630×奥行570×高さ795~895mm 重量/3.8kg			
月極	1割	2割	3割

SAWLSR ミニ

TAIS	00465-000054	商品番号	09-1002-0
サイズ/幅610×奥行550×高さ720~820mm 重量/3.7kg			
月極	1割	2割	3割

ニュースライドフィットEX

ユーバ産業

非課税

体格や症状に合わせて幅、高さ、
ハンドル角度が調節可能な伸縮歩行器

屋内用



H-0288 Hタイプ 選択制

TAIS	01096-000074	商品番号	09-1120-0
サイズ/幅530~630(590)×奥行480~520(130)×高さ660~840(790)mm 重量/3.0kg			
月極	1割	2割	3割

H-0294WT Hタイプ

TAIS	01096-000077	商品番号	09-1130-0
サイズ/幅610~700(670)×奥行600~630(140)×高さ790~880(810)mm 重量/4.3kg			
月極	1割	2割	3割

アルコー10型 M-D

星光医療器製作所

持ち上げ型歩行器

非課税

後輪がソリ状になっているため
抵抗をかけながら歩行することができます

屋内用



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

Rec01 コンパクト

イーアス

選択制

持ち上げ型歩行器

非課税

1台に3役の使い方ができる座面付固定型歩行器
歩行をする・腰を掛ける・立ち上がる

屋内用



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

選択制とは、ご利用者さまが貸与と販売のいずれかを選べる制度です。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

アルコーSK型

星光医療器製作所

高性能コンパクト歩行車

前腕支持型歩行車

非課税

4輪自在 屋内用



高さ調整機能

グリップ



抵抗器機能

ガードバンパー

サイズ

幅530×奥行575×高さ790~1060mm
キャスター径:φ100mm

重量

12kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000040

商品番号 09-4010-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコー3型中

星光医療器製作所

病院・施設等の普及型歩行器

杖・固定型歩行器等での歩行の不安な方に

前腕支持型歩行車

非課税

4輪自在 屋内用



サイズ

幅520×奥行775×高さ820~1090mm

重量

11.2kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000008

商品番号 09-4030-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコーSK型mini

星光医療器製作所

アルコーSK型よりさらにコンパクトになった
在宅向け歩行車

前腕支持型歩行車

非課税

4輪自在 屋内用



握りやすいパ
ー形状グリップ



歩行器速度の調節が
行える抵抗器付き。

家具や壁などを
傷つけにくいガード
バンパー付き。

サイズ

全幅500×奥行515×高さ750~1020mm
キャスター径:φ100mm

重量

約11.8kg

材質

スチール

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000087

商品番号 09-4020-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルコーウィット-T(抵抗器付)

星光医療器製作所

コンパクトタイプの折りたたみ歩行車

前腕支持型歩行車

非課税

4輪自在 屋内用

新掲載



- マット部 抗菌仕様
- 幅780mmの廊下で
方向転換が可能
- ノブネジを調整する
ことで歩行速度の調
整ができる抵抗器付
- 折りたたみ可能で
収納に便利

サイズ

幅515×奥行570×高さ875~1075mm

重量

13kg

材質

マット部: ウレタンレザー製 本体: スチール製

●最大使用者体重/80kg

TAIS 00125-000094

商品番号 09-4480-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

トレウォークスリム

日進医療器

高さ調整がワンタッチレバー式で手間いらず
ストッパーハンドル付きの手軽に扱える歩行車です

前腕支持型歩行車

非課税

4輪自在可 屋内用



- ワンタッチの高さ調整に
立ち上がり安全に行う為の
ストッパー機能付き



サイズ

幅550×奥行620×高さ850~1050mm
前輪φ6インチ
後輪100mm 固定・回旋切替式(工具必要)

重量

12.6kg

材質

スチール

●最大使用者体重/75kg

TAIS 00175-000283

商品番号 09-4000-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

レッツゴー

竹虎

洗練されたデザインの
室内専用歩行車

四輪歩行車

屋内用

- 室内での移動に適した
シンプル&スタイリッシュなデザイン
- 便利なトレイ、バスケット付き
- ブレーキレバーを押し下げると
パーキングブレーキがかかります
- 安全性を重視したSGマーク付き
- ハンドル高さ調節可能(4段階)

サイズ

幅540×奥行600×高さ840~915mm
キャスター径:φ150mm 折りたたみ時:幅220mm

重量

7.0kg

材質

本体フレーム:アルミニウム・スチール
トレイ:ポリプロピレン
ハンドルグリップ:ニトリルブタジエンゴム

●最大使用者体重/80kg

カラー:レッド

TAIS 00110-000098

商品番号 09-4060-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 歩行器:171009

ロボットアシストウォーカー RT.3

RTワークス

新掲載

四輪歩行車

電動アシストだから坂道でも安心・快適な歩行

屋外向き



ロボット搭載

電動アシストの特徴 実用登坂角度: 7° 速度超過制限: 1.5~6km/h

<p>上り坂 アシストで楽々</p> <p>自動的にパワーアシストが働き楽にのぼれます</p>	<p>下り坂 適度に減速</p> <p>自動的にブレーキが働き ゆっくり歩けます</p>	<p>傾いた道 片流れ防止</p> <p>ハンドルを取られることなく安定して進めます</p>	<p>坂道で手を離すと 自動的に停止</p> <p>グリップ内のセンサーが手が離れたことを感知</p>	<p>速度を検知すると 自動で減速</p> <p>自動的にブレーキがかかり転倒を防止します (制限速度の値は調整可能)</p>
--	---	---	--	--

疲れた時は座って休憩




かるがる持ち運び



ハンドル高さ調節 7段階

74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94cm

手元で簡単操作



累計歩行距離がわかる

累計の歩行距離を確認したいときに確認できます

買い物した荷物もたっぷり収納



コンパクトバッテリー
連続動作: 約 4 時間
充電時間: 3 時間
電源: リチウムイオンバッテリー (専用充電器付属)



サイズ
幅570×奥行650×高さ745~940mm(7段階)
折りたたみ時:幅260×奥行650×高さ745mm

材質 ●最大使用者体重 / 100kg
●防水機能 / 防雨型
重量 ●付属品:バッテリー・専用充電器 約10kg

TAIS	01560-000005	商品番号	09-4510-1
月極	1割	2割	3割

アルコーステラ 抑速ブレーキ付

星光医療器製作所

新掲載

四輪歩行車

屋内外向き
杖立あり



一人ひとりのニーズに寄り添い、日常のあらゆるシーンをサポートします

ご利用者さまの身長に合わせて使いやすい高さ調整が可能

ハンドル部の高さ調整

4段階の高さに調整可能
○ 77.2 ~ 88.9cm (床から)

脚部の高さ調整

3段階の高さに調整可能
○ 48 / 50.5 / 53cm (床から)



コンパル2を採用 **COMPAL 2**

静音性が向上し、抑速力の設定が4段階調整可能。追加になった「微弱」設定にすることで、下り坂など必要なときに抑速ブレーキがかかります。



視認性に配慮したパーツ



足への干渉を軽減します
荷物が見やすくなっています

買い物カゴ搭載可



座面の上に買い物カゴをのせられます (脱落下防止フック付き)

サイズ
幅529×奥行641×高さ772~889mm(7段階)
折りたたみ時:幅529×奥行510×高さ785mm
座面高:480・505・530mm 座面:幅310×奥行270mm

材質 本体:アルミ(粉体塗装)タイヤ:EVA
ホイール・フタ・底部:PP
バッグ:ポリエステル
重量 9.2kg

TAIS	00125-000111	商品番号	09-4490-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています (非課税 商品を除く)

シンフォニーバスケットSP

島製作所

新掲載

四輪歩行車

前にも後ろにも座れる
買い物に便利な歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋内外向き

色柄

クラシック
ガーデンNB



●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/10kg

両側に座ることが可能



※前後での2人掛かはできません

カゴ受け付きで、買い物に便利

フタを上げると荷物を入れられ
買い物後の荷物もたっぷり入ります
※カゴは付いてません



3WAY キャスター

直進固定(0度)、左右
各60度、フリー(360
度)の3種類の設定が
できます



持ち運びしやすい



車のトランクに載せたイメージ

プレートにも反射シール



サイズ	材質	重量
幅510×奥行660×高さ810~925mm(5段階) 折りたたみ時:幅510×奥行410×高さ870mm 座面高:470mm 座面:幅310×奥行270mm	本体:アルミ(粉体塗装) タイヤ:EVA ホイール:フタ:底部:PP バッグ:ポリエステル	約7.2kg

TAIS	00576-000052	商品番号	09-4460-1
月極	1割	2割	3割

シンフォニーSP

島製作所

四輪歩行車

片方のブレーキ操作でも両後輪を制御
簡単操作で扱いやすい歩行車

杖立あり 前輪2WAY 屋内外向き

色柄

CLブラウン



サイズ
幅500×奥行560×高さ785~880mm
折りたたみ時:幅500×奥行285×高さ865mm
座面高:410mm 座面:幅345×奥行270mm
キャスター径:約145mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイール:PP 袋部:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/100kg
5.9kg ●最大積載荷重/5kg

TAIS	00576-000014
商品番号	09-4250-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーSPスリム

島製作所

四輪歩行車

横幅約48cmで狭い場所でも小回りがきき
操作しやすい軽量コンパクトタイプ

杖立あり 前輪3WAY 屋内外向き

色柄

花柄紺



サイズ
幅480×奥行600×高さ775~865mm
折りたたみ時:幅480×奥行330×高さ690mm
座面高:440mm 座面:幅310×奥行260mm
キャスター径:約145mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイール:PP 袋部:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/75kg
4.9kg ●最大積載荷重/5kg

TAIS	00576-000039
商品番号	09-4310-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シンフォニーワイドSPII

島製作所

前腕支持型歩行車 非課税

すべてがワイド、安心ゆったり設計の
前腕支持型歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋内外向き

色柄

Bグレー



サイズ
幅605×奥行710×高さ930~1020mm
折りたたみ時:幅605×奥行430×高さ1005mm
座面高:約430mm 座面:幅380×奥行280mm
キャスター径:約180mm

材質
本体:アルミ(一部スチール)(粉体塗装)
タイヤ:EVA ホイール:PP 袋部:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/80kg
8.5kg ●最大積載荷重/8kg

TAIS	00576-000044
商品番号	09-4260-0

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

セーフティーアームロータポケットRS5470

イーストアイ

四輪歩行車

いつでも座れる座面の付いた
コンパクトサイズの歩行車

屋内外向き



サイズ
幅460×奥行520×
高さ740~865mm(6段階)
折りたたみ時:幅460×奥行390×高さ820mm
座面:幅360×奥行240mm

重量 6.2kg 材質 本体:アルミ(一部スチール)
グリップ・タイヤ:合成ゴム

●最大使用者体重/100kg
●最大積載荷重/3kg

TAIS	00465-000111
商品番号	09-4420-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

サービスコード 歩行器:171009

ハッピーIIトール

竹虎

四輪歩行車

シンプルで安全性に優れたハッピーIINBに高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外向き



サイズ	
幅	585×奥行655×高さ780~920mm(7段階)
座面高	500mm 座面:幅305×奥行305mm
キャスター径	φ190mm
折りたたみ時幅	445mm
材質	
本体フレーム	アルミニウム
座面	PVC
●最大使用者体重/100kg	
TAIS	00110-000127
商品番号	09-4330-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニトール

竹虎

四輪歩行車

軽量・コンパクトタイプのハッピーミニに高さをプラスし、身長の高い方も使用できる歩行車

屋内外向き



サイズ	
幅	535×奥行595×高さ700~840mm(7段階)
座面高	430mm 座面:幅280×奥行280mm
キャスター径	φ180mm
折りたたみ時幅	410mm
材質	
本体フレーム	アルミニウム
座面	PVC
●最大使用者体重/80kg	
TAIS	00110-000128
商品番号	09-4340-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーIINB

竹虎

四輪歩行車

シンプルで安全性と信頼性が高くスタンダードタイプの歩行車

屋内外向き



サイズ	
幅	555×奥行620×高さ780~870mm(5段階)
座面高	500mm 座面:幅305×奥行305mm
キャスター径	φ190mm
折りたたみ時幅	435mm
材質	
本体フレーム	アルミニウム
座面	PVC
●最大使用者体重/100kg	
TAIS	00110-000112
商品番号	09-4170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ハッピーミニ

竹虎

四輪歩行車

安全性と信頼性に定評のあるハッピーIINBの軽量・コンパクトタイプ

屋内外向き



サイズ	
幅	500×奥行575×高さ700~790mm(5段階)
座面高	430mm 座面:幅280×奥行280mm
キャスター径	φ180mm
折りたたみ時幅	395mm
材質	
本体フレーム	アルミニウム
座面	PVC
●最大使用者体重/80kg	
TAIS	00110-000103
商品番号	09-4180-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

friend WF-1 / friend II WF-2

ウェルパートナーズ

前腕支持型歩行車

非課税

肘をつけて上半身をあずけた姿勢で楽々歩行
前腕支持型歩行車

- 自立可能な簡単折りたたみ機構
- 最大使用者体重/100kg

屋内外向き

friend WF-1

friend II WF-2



材質

本体:アルミ・ステンレス・一部スチール
前腕支持台:ビニールレザー・ウレタン・合板入り 収納袋:ビニールレザー

friend WF-1

※()内は折りたたみ時

サイズ/幅510(510)×奥行645(470)×高さ760~960(780~980)mm
座面高460mm 重量/8.5kg

TAIS	01009-000025	商品番号	09-4130-0
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

friend II WF-2

※()内は折りたたみ時

サイズ/幅555(555)×奥行675(500)×高さ915~1150(965~1200)mm
座面高500mm 重量/9.5kg

TAIS	01009-000028	商品番号	09-4140-0
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

リトルターン II 抑速プラス

アロン化成

新掲載

四輪歩行車

歩行速度や歩行バランスを最適化して安心して歩ける歩行車



屋内外
向き
杖立
あり


抑速力の設定 [4段階] **COMPAL**
 新たに「微弱」を追加し下り坂などの必要なときに抑速ブレーキがかかります



3WAY キャスター



●抑速ブレーキタイプの特徴



坂道では自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行可能

急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を防止

サイズ	材質
幅500×奥行650×高さ740~965mm 折りたたみ時:幅270mm 座面高:470mm	座面:ポリエステル パップ:ナイロン ハンドルグリップ:エラストマー
重量	8.8kg
TAIS	00221-000740
商品番号	09-4470-1

リトルターン II

アロン化成

四輪歩行車

多くの人の歩行を助ける歩行車



屋内外
向き
杖立
あり

サイズ
幅480×奥行650×高さ740~965mm
折りたたみ時:幅270mm 座面高:470mm

材質 重量
本体フレーム:アルミニウム 約6.9kg
ハンドルグリップ:エラストマー

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00221-000713
 商品番号 09-4430-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リトルターン ハイタイプ

アロン化成

四輪歩行車

コンパクトで小回りの良い歩行車
 外出時に歩行補助が必要な方に



屋内外
向き
杖立
あり

サイズ
幅480×奥行650×高さ740~860mm
折りたたみ時:幅260mm 座面高:470mm

材質 重量
本体フレーム:アルミニウム 約6.5kg
ハンドルグリップ:エラストマー

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00221-000456
 商品番号 09-4080-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リトルターン 抑速付

アロン化成

在庫限り

四輪歩行車

歩行速度に応じて抑速ブレーキが作動して転倒を防止
 狭い空間でも扱いやすいコンパクト設計



屋内外
向き
杖立
あり

サイズ
幅500×奥行650×高さ740~860mm
折りたたみ時:幅260mm 座面高:470mm

材質 重量
本体フレーム:アルミニウム 約8.5kg
ハンドルグリップ:エラストマー

●最大使用者体重/100kg

TAIS 00221-000548
 商品番号 09-4070-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンキャンシットヌーボー H1CSN

ウィズワン

四輪歩行車

軽くてコンパクトにたためる
 イス付きワイドハイタイプ



杖立あり 前輪 3WAY 屋内外向き

サイズ
幅570×奥行650×高さ830~940mm(6段階)
折りたたみ時:幅330×奥行340×高さ885mm
座面高:480mm 座面:幅320×奥行250mm

材質 重量
本体:アルミ・プラスチック 5.1kg
袋:ナイロン
タイヤ: EVA発泡

●最大使用者体重/75kg

●最大積載荷重/2kg

TAIS 00063-000041
 商品番号 09-4410-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンW H1W-NGY

ウィズワン

四輪歩行車

コンパクト・軽量トップクラス
 小回りが効くスリムモデルタイプ



前輪 3WAY 屋内外向き 杖立あり

サイズ
幅540×奥行550×高さ840~930mm(4段階)
折りたたみ時:幅260×奥行340×高さ880mm

材質 重量
袋部:綿(PVC加工) 4.5kg
車体部:アルミニウム

●最大使用者体重/75kg

TAIS 00063-000038
 商品番号 09-4290-1

折りたたみ時は約4分以内でコンパクトに

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ヘルシーワンレジェール H1LR-TR

ウィズワン

四輪歩行車

小柄な女性にぴったりサイズ



杖立あり 前輪 3WAY 屋内外向き

サイズ
幅530×奥行520×高さ755~845mm(4段階)
折りたたみ時:幅275×奥行320×高さ790mm

重量 3.95kg
材質

●最大使用者体重/75kg

●最大積載荷重/前袋:2kg 後袋:5kg

TAIS 00063-000039
 商品番号 09-4370-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ジスタ WAW33

新掲載

四輪歩行車

幸和製作所

駐車ブレーキ操作が必要ない歩行車

杖立あり 屋内外向き



●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

グリップから手を離すだけで 駐車ブレーキがかかる新たなブレーキシステム



①グリップから手を離す
グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかります

②グリップを握る
グリップを握ると駐車ブレーキが解除され歩行可能となります

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です

こんなヒヤリハットの経験、ありませんか？

人的要因のヒヤリハット

駐車ブレーキをかけ忘れて座ろうと（立ち上がろうと）したため、車体が動いて転倒しそうなことはありませんか？



ジスタなら！

駐車ブレーキ操作が不要

グリップから手を離すだけで駐車ブレーキがかかるので、かけ忘れすることなく安心です。



歩行車の構造が要因のヒヤリハット

立ち上がる時にブレーキレバーに引っかかり、意図せず駐車ブレーキが解除されてしまい、車体が動いて転倒しそうなことはありませんか？



ジスタなら！

座面を出した状態では駐車ブレーキは解除されません

座面を出しているときは、グリップやブレーキレバーに触れたり握ったりしても駐車ブレーキが解除されない構造のため安心です。



ワンタッチステッキホルダー

クリップ式なので片手でかんたんに杖の着脱ができます。



荷物用フック

軽量の荷物をフックに掛けることができます。



カゴ載せ機能

歩行車のまま買い物ができます。



2WAY キャスター

かんたん操作で、キャスター回転角度を120°または360°に変更できます。



TAIS	00030-000241	商品番号	09-4500-1
月極	1割	2割	3割

シトレア WAW23

前腕支持型歩行車

幸和製作所

軽量・コンパクトな前腕支持型歩行車

屋内外向き



サイズ
幅480×奥行645×高さ840~1120mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm
座面高:480mm 座面:幅280×奥行290mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

重量 ●最大使用者体重/75kg
約7.9kg ●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000226
商品番号 09-4360-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シトレアワイド WAW27

前腕支持型歩行車

幸和製作所

体格の大きい方でも使いやすい
ワイド設計の前腕支持型歩行車

●最大使用者体重/100kg
●最大積載荷重/5kg

屋内外向き



サイズ
幅545×奥行675×高さ840~1120mm
折りたたみ時:幅545×奥行430×高さ835mm
アームレスト高さ:770~1050mm
(10ポジション)
座面高:480mm 座面:幅340×奥行290mm
車輪:前輪/φ200mm 後輪/φ150mm

材質
本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

重量 8.8kg
TAIS 00030-000236
商品番号 09-4400-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

シトレアR WAW25

幸和製作所

抑速ブレーキ内蔵後輪

「palli/パルル」搭載の前腕支持型歩行車

屋内外向き



●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/5kg

抑速ブレーキ内蔵後輪「palli/パルル」

一定の速度を超えるとブレーキが働き、速度を抑えるため、下り坂も安心です。ブレーキは「強・中・弱」の3段階で調整が可能で、一般的なマイナスイヤードライバーで切り替え操作ができます。



屋内外でも使いやすい

車体幅がコンパクトなので取り回しがよく、屋内はもちろん屋内でも扱いやすい歩行車です。重量は約8.8kgと比較的軽量です。

高さ調整ネジ抜け防止

ネジが抜け落ちない仕様になっているため、紛失しにくいです。



サイズ
幅480×奥行645×高さ840~1120mm
折りたたみ時:幅480×奥行400×高さ835mm
アームレスト高さ:770~1050mm
(10ポジション)
座面高:480mm 座面:幅280×奥行290mm
車輪:前輪/φ200mm 後輪/φ150mm

材質 重量 8.8kg
本体:アルミニウム合金
座面・バッグ:ポリエステル

TAIS 00030-000231
商品番号 09-4390-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ミシェル WAW22

幸和製作所

軽量タイプの女性向けローター型歩行車
コンパクトで狭い道でも扱いやすい

四輪歩行車

杖立あり 屋内外向き



●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/3kg

サイズ
幅480×奥行575×高さ700~880mm
折りたたみ時幅240×奥行615×高さ700mm
ハンドル高:700~880mm(6ポジション)
座面高:450mm 座面:幅335×奥行275mm

材質 重量
本体:アルミニウム合金 5.6kg
座面:合成皮革・ナイロン
バッグ:合成皮革・ポリエステル

TAIS 00030-000194
商品番号 09-4320-1

月極 1割 2割 3割

ミケーレ WAG01

幸和製作所

ローター型歩行車で最軽量クラスの5.9kg!

四輪歩行車

杖立あり 屋内外向き



サイズ
幅535×奥行605×高さ790~950mm
折りたたみ時:幅235×
奥行645×高さ790mm
座面高:500mm 座面:幅385×奥行260mm

材質 重量
本体:アルミニウム合金 5.9kg
座面:合成皮革、ナイロン

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000175
商品番号 09-4280-1

月極 1割 2割 3割

ティコブリトルハイII WAW15

幸和製作所

幅広い高さ調節と大容量バッグが付いた
軽量コンパクト歩行車

四輪歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋外向き



●座面の上げ下げがラク

サイズ
幅520×奥行625×高さ740~920mm
折りたたみ時:奥行370×高さ815mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行300mm

材質
本体:アルミニウム合金
袋:ポリエステル・ナイロン、座面:ナイロン

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000173
商品番号 09-4210-1

月極 1割 2割 3割

サンティノ WAG02

幸和製作所

重量4.9kgの軽量設計
簡単折りたたみで安定感のあるフレーム構造

四輪歩行車

杖立あり 前輪2WAY 屋内外向き



サイズ
幅500×奥行635×高さ800~950mm
折りたたみ時:幅210×
奥行300×高さ895mm
押手高さ:800~950mm(6ポジション)

材質 重量
本体:アルミニウム合金 4.9kg
バッグ:合成皮革、ポリエステル

●最大使用者体重/80kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000189
商品番号 09-4270-1

月極 1割 2割 3割

ティコブリトルボンベ WAW06

幸和製作所

酸素療法したままで外出ができる
便利な歩行車が登場

四輪歩行車

前輪3WAY 屋外向き



サイズ
幅520×奥行640×高さ740~920mm
折りたたみ時:奥行425×高さ815mm
座面高:500mm 座面:幅280×奥行330mm

材質 重量
本体:アルミ 約5.6kg
座面:袋:ナイロン

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/5kg

TAIS 00030-000165
商品番号 09-4220-1

月極 1割 2割 3割

ティコブリトルホーム WAW05

幸和製作所

小回りが利いて、楽に使える
屋内で大活躍

四輪歩行車

杖立あり 前輪3WAY 屋内用



●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/トレイ:2kg、カゴ:3kg

サイズ
幅470×奥行580×高さ640~910mm
折りたたみ時:奥行410×高さ715mm

材質
本体:アルミ トレイ:ポリカーボネート
カゴ:スチール
メッシュ袋:ナイロン・ポリエステル・ポリプロピレン

重量 約5.5kg
TAIS 00030-000166
商品番号 09-4050-1

月極 1割 2割 3割

ティコブリトルスリム WAW04

幸和製作所

小回りが利いて、軽量コンパクト
軽さが魅力の歩行車で

四輪歩行車

前輪3WAY 屋外向き



サイズ
幅470×奥行580×高さ640~910mm
折りたたみ時:奥行350×720mm
座面高:480mm 座面:幅235×奥行250mm

材質 重量
本体:アルミ、座面:ナイロン 約4.5kg
袋:ナイロン・ポリエステル

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/4kg

TAIS 00030-000163
商品番号 09-4240-1

月極 1割 2割 3割

ティコブリトルワゴンミニ WAW21

幸和製作所

ワゴンタイプの歩行車が更にコンパクトに!
お買い物に便利なカゴのせ歩行車

四輪歩行車

前輪3WAY 屋内外向き



サイズ
幅450×奥行595×高さ670~910mm
折りたたみ時:奥行415×高さ720mm

材質 重量
本体:アルミニウム合金 約4.9kg
袋:ポリエステル

●最大使用者体重/75kg
●最大積載荷重/6kg

TAIS 00030-000190
商品番号 09-4200-1

月極 1割 2割 3割

手すりガイド



手すりは、体重を支えてバランスを保持することを目的としています。立ち上がりや歩行、姿勢変換の時に握ったり、手や腕をのせて使います。そのため、寝返り、起き上がり、座位保持、歩行などの場面で手すりの握り方や力のかけ方を十分に検討することが大切です。

突っ張り棒型手すり



ベスポジシリーズ (P39～)

パディー (P42～)

天井と床を利用して取り付けの手すりです。立ち座りの際につかまれるような支えとして使います。オプション品の横手すりを使ってH型に組み、部屋内や廊下などのさまざまなところへ動線を作り、歩行する際の補助としても使用されます。商品によってはベランダや玄関ポーチなどで使用できるように耐水機能を備えたものもあります。

床置き型手すり



ルーツ (P43)

BSモア (P44)

たちあっぷ (P49)

ベッド、椅子やソファ、床や布団からの立ち上がり動作の補助を目的とする手すりです。土台部分の重みで手すりは垂直方向に安定します。

玄関・ポーチ用手すり



あがりかまち用
たちあっぷ (P48)

玄関用ベストサポート手すり
(P45)

たちあっぷ540 (P48)

スムーディ (P47)

玄関のあがりかまちやポーチなどにおける段差の乗り越えや動線確保のために使用される手すりです。特に屋外向けのものはさびにくい素材が使用される場合があります。

トイレ用手すり



SA手すり (P51)

洋式トイレ用
ベストサポート
手すり (P51)

洋式トイレ用
スライド手すり
(P51)

洋式トイレ用
フレーム (P51)

便座の周囲に設置して移乗や立ち上がり、方向転換、下衣の上げ下げなどの動作をサポートします。

ベースポジシリーズ


DIPPERホクメイ

ベースポジシリーズは天井と床を利用して取り付けの手すりです。立ち座りから歩行動作まで快適な生活を支えます。

ベースポジ BPZ 特徴



工具不要



抗ウイルス加工

TAIS コード一覧はこちら



ベースポジ BPZ レギュラー 基本セット **新掲載**

商品名	品番	ベースサイズ・重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
レギュラー	丸型天井ベース	BPZ-100-10 直径φ180mm 重量3.65kg	00254-000410	07-2591-1				
	T型天井ベース	BPZ-100-50 580×180mm 重量4.35kg	00254-000416	07-2590-1				
ショート	丸型天井ベース	BPZ-100-20 直径φ180mm 重量3.45kg	00254-000412	07-2593-1				
	T型天井ベース	BPZ-100-60 580×180mm 重量4.15kg	00254-000418	07-2592-1				

ベースポジ-e 基本セット **在庫限り**

商品名	品番	ベースサイズ・重量	取付可能範囲	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
丸型天井ベース	BPE-100-11	直径φ200mm 重量4.3kg	190~270cm	00254-000052	07-2000-1				
T型天井ベース	BPE-100-10	600×120mm 重量4.9kg		00254-000051	07-2001-1				
丸型天井ベース 耐水	BPE-100-81	直径φ200mm 重量4.4kg		00254-000053	07-2002-1				

ベースポジシリーズ オプション ※ショートサイズのセットTAISコードは上記のQRコードからご確認ください

ウェーブ型手すりロング BPE-300-40


立ち座りや段差の昇降の動きをサポート

TAIS	00254-000133
商品番号	07-2020-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベースポジ BPZ	丸型セット BPZ-500-11 TAIS:00254-000447	T型セット BPZ-500-51 TAIS:00254-000453
ベースポジ e	丸型セット BPE-S30-41 TAIS:00254-000135	T型セット BPE-S30-40 TAIS:00254-000134



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ツイン手すりW+W BPZ-310 **新掲載**

1種類で90°・135°・180°の組み合わせ可能

TAIS	00254-000432
商品番号	07-2610-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベースポジ BPZ	丸型セット BPZ-310-10 TAIS:00254-000433	T型セット BPZ-310-50 TAIS:00254-000436
ベースポジ e	丸型セット BPEZ-310-11 TAIS:00254-000841	T型セット BPEZ-310-10 TAIS:00254-000842



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

D型手すり BPE-300-110


重心移動を補助 プッシュアップ動作にも対応

TAIS	00254-000369
商品番号	07-2090-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベースポジ BPZ	丸型セット BPZ-620-10 TAIS:00254-000503	T型セット BPZ-620-50 TAIS:00254-000509
ベースポジ e	丸型セット BPE-S200-30 TAIS:00254-000377	T型セット BPE-S100-30 TAIS:00254-000373



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ツイン手すりW+D BPZ-300 **新掲載**


1種類で90°・135°・180°の組み合わせ可能

TAIS	00254-000425
商品番号	07-2600-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベースポジ BPZ	丸型セット BPZ-300-10 TAIS:00254-000426	T型セット BPZ-300-50 TAIS:00254-000429
ベースポジ e	丸型セット BPEZ-300-11 TAIS:00254-000839	T型セット BPEZ-300-10 TAIS:00254-000840



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

b型手すりロング BPE-300-100


立ち上がり動作の重心移動を誘導

TAIS	00254-000368
商品番号	07-2100-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベースポジ BPZ	丸型セット BPZ-610-10 TAIS:00254-000497	T型セット BPZ-610-50 TAIS:00254-000500
ベースポジ e	丸型セット BPE-S200-20 TAIS:00254-000376	T型セット BPE-S100-20 TAIS:00254-000372



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

円型手すり BPE-300-20


立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効

TAIS	00254-000131
商品番号	07-2040-1

手すり部素材:木集成材

※レギュラーのみ表記

ベースポジ BPZ	丸型セット BPZ-700-10 TAIS:00254-000521	T型セット BPZ-700-50 TAIS:00254-000533
ベースポジ e	丸型セット BPE-S30-21 TAIS:00254-000124	T型セット BPE-S30-20 TAIS:00254-000123



月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

特殊寝台・付属品 P2-19
 床ずれ防止用具 P20-25
 体位変換器 P26
 歩行補助杖 P27
 歩行器 P28-37
 手すり P38-51
 車いす・付属品 P52-75
 スロープ P76-78
 移動用リフト P79-85
 自動排泄処理装置 P86-89
 徘徊感知機器

サービスコード 手すり:171007

ベスポジシリーズ オプション

角型手すり BPE-300-30

DIPPERホクメイ

縦向き・横向きに組み替え可能

TAIS	00254-000132
商品番号	07-2030-1

手すり部素材:木集成材

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-750-10 TAIS:00254-000545	T型セット BPZ-750-50 TAIS:00254-000551
	ベスポジe	丸型セット BPE-S30-31 TAIS:00254-000126

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

グリップアーム-e BPE-300-50

立ち上がりや方向転換、移乗動作に有効

TAIS	00254-000142
商品番号	07-2060-1

アーム部素材:エラストマー・アルミ

ベスポジBPZ	丸型セット BPZ-512-10 TAIS:00254-000470	T型セット BPZ-512-50 TAIS:00254-000473
	ベスポジe	丸型セット BPE-S30-51 TAIS:00254-000137

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

肘置き手すり BPE-200-20

立ち座りや姿勢保持をサポート




TAIS	00254-000128
商品番号	07-2050-1

アーム部素材:合皮・クッション材

ベスポジe	丸型セット BPE-S20-21 TAIS:00254-000078	T型セット BPE-S20-20 TAIS:00254-000077
-------	---------------------------------------	---------------------------------------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----



玄関アーム レギュラー BPE-500-10

DIPPERホクメイ

基本セットに組み合わせて玄関など段差昇降をサポート



手すり部はアルミのため
水が掛かるところでも使用可能

※レギュラーのみ表記

ベスポジBPZ	丸型天井ベースセット BPZ-800-10 TAIS:00254-000557
	T型天井ベースセット BPZ-800-50 TAIS:00254-000560

ベスポジe	丸型天井ベースセット BPE-S40-11 TAIS:00254-000152
	T型天井ベースセット BPE-S40-10 TAIS:00254-000151

	耐水丸型ベースセット BPE-S80-81 TAIS:00254-000156
--	--

サイズ	φ35×幅492×奥行120×高さ1335mm	材質	樹脂部:ポリアミド アーム部:アルミ、ABS
-----	-------------------------	----	------------------------

TAIS	00254-000360	商品番号	07-2084-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

TAIS コード一覧はこちら ▶

セットTAIS等をご確認いただけます



ベスポジシリーズ 手すりセット

※ショートサイズのセットTAISコードは上記のQRコードからご確認ください

システム伸縮手すり曲げセット

手すりの長さが無段階に伸縮する連結手すりです

品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
SBR-40-609	60cm~90cm (芯々70~100cm)	00254-000171	07-2500-1				
SBR-40-912	90cm~120cm (芯々100~130cm)	00254-000172	07-2501-1				

ト型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型 天井ベース	60cm~90cm	BPZ-K5600-10	00254-000789	07-2620-1	BPE-J41-609	00254-000195	07-2520-1
	90cm~120cm	BPZ-K5600-11	00254-000790	07-2621-1	BPE-J41-912	00254-000196	07-2521-1
T型 天井ベース	60cm~90cm	BPZ-K5600-50	00254-000795	07-2624-1	BPE-J40-609	00254-000193	07-2522-1
	90cm~120cm	BPZ-K5600-51	00254-000796	07-2625-1	BPE-J40-912	00254-000194	07-2523-1

H型伸縮手すり曲げセット

システム伸縮手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジBPZ			ベスポジe		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号
丸型 天井ベース	60cm~90cm	BPZ-H2600-10	00254-000672	07-2630-1	BPE-H61-609	00254-000179	07-2510-1
	90cm~120cm	BPZ-H2600-11	00254-000673	07-2631-1	BPE-H61-912	00254-000180	07-2511-1
T型 天井ベース	60cm~90cm	BPZ-H2600-50	00254-000678	07-2634-1	BPE-H60-609	00254-000177	07-2512-1
	90cm~120cm	BPZ-H2600-51	00254-000679	07-2635-1	BPE-H60-912	00254-000178	07-2513-1

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ベスポジシリーズ 手すりセット

システム木手すり跳ね上げセット

斜めに持ち上げるだけで手すりが跳ね上がるため、扉間などに開口を作るのに便利な連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-70-060	60cm(芯々70cm)	00254-000115	07-2530-1				
	SBR-70-090	90cm(芯々100cm)	00254-000064	07-2531-1				
	SBR-70-120	120cm(芯々130cm)	00254-000119	07-2532-1				

※新旧両対応

ト型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジ BPZ				ベスポジ e		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号	
丸型天井ベース	60cm	BPZ-K5200-10	00254-000735	07-2640-1	BPE-J71-060	00254-000103	07-2550-1	
	90cm	BPZ-K5200-11	00254-000736	07-2641-1	BPE-J71-090	00254-000060	07-2551-1	
	120cm	BPZ-K5200-12	00254-000737	07-2642-1	BPE-J71-120	00254-000111	07-2552-1	
T型天井ベース	60cm	BPZ-K5200-50	00254-000744	07-2650-1	BPE-J70-060	00254-000087	07-2553-1	
	90cm	BPZ-K5200-51	00254-000745	07-2651-1	BPE-J70-090	00254-000073	07-2554-1	
	120cm	BPZ-K5200-52	00254-000746	07-2652-1	BPE-J70-120	00254-000095	07-2555-1	

H型木手すり跳ね上げセット

システム木手すり跳ね上げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジ BPZ				ベスポジ e		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号	
丸型天井ベース	60cm	BPZ-H2200-10	00254-000617	07-2660-1	BPE-H31-060	00254-000099	07-2540-1	
	90cm	BPZ-H2200-11	00254-000618	07-2661-1	BPE-H31-090	00254-000056	07-2541-1	
	120cm	BPZ-H2200-12	00254-000619	07-2662-1	BPE-H31-120	00254-000107	07-2542-1	
T型天井ベース	60cm	BPZ-H2200-50	00254-000626	07-2670-1	BPE-H30-060	00254-000083	07-2543-1	
	90cm	BPZ-H2200-51	00254-000627	07-2671-1	BPE-H30-090	00254-000069	07-2544-1	
	120cm	BPZ-H2200-52	00254-000628	07-2672-1	BPE-H30-120	00254-000091	07-2545-1	

システム木手すり曲げセット

階段や玄関の段差に<縦>の傾斜、廊下の曲がり角などには<横>の傾斜(曲げ)を作るための連結手すりです

	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
	SBR-20-060	60cm(芯々70cm)	00254-000114	07-2560-1				
	SBR-20-090	90cm(芯々100cm)	00254-000063	07-2561-1				
	SBR-20-120	120cm(芯々130cm)	00254-000118	07-2562-1				

※新旧両対応

ト型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×1)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジ BPZ				ベスポジ e		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号	
丸型天井ベース	60cm	BPZ-K5100-10	00254-000717	07-2680-1	BPE-J21-060	00254-000102	07-2580-1	
	90cm	BPZ-K5100-11	00254-000718	07-2681-1	BPE-J21-090	00254-000059	07-2581-1	
	120cm	BPZ-K5100-12	00254-000719	07-2682-1	BPE-J21-120	00254-000110	07-2582-1	
T型天井ベース	60cm	BPZ-K5100-50	00254-000726	07-2690-1	BPE-J20-060	00254-000086	07-2583-1	
	90cm	BPZ-K5100-51	00254-000727	07-2691-1	BPE-J20-090	00254-000072	07-2584-1	
	120cm	BPZ-K5100-52	00254-000728	07-2692-1	BPE-J20-120	00254-000094	07-2585-1	

H型木手すり曲げセット

システム木手すり曲げセット(×1)と基本セット(×2)との組み合わせ

セット一覧		ベスポジ BPZ				ベスポジ e		
基本セットタイプ	サイズ	品番	TAIS	商品番号	品番	TAIS	商品番号	
丸型天井ベース	60cm	BPZ-H2100-10	00254-000599	07-2700-1	BPE-H21-060	00254-000098	07-2570-1	
	90cm	BPZ-H2100-11	00254-000600	07-2701-1	BPE-H21-090	00254-000055	07-2571-1	
	120cm	BPZ-H2100-12	00254-000601	07-2702-1	BPE-H21-120	00254-000106	07-2572-1	
T型天井ベース	60cm	BPZ-H2100-50	00254-000608	07-2710-1	BPE-H20-060	00254-000082	07-2573-1	
	90cm	BPZ-H2100-51	00254-000609	07-2711-1	BPE-H20-090	00254-000068	07-2574-1	
	120cm	BPZ-H2100-52	00254-000610	07-2712-1	BPE-H20-120	00254-000090	07-2575-1	

バディー

モルテン

サポートが必要な生活動作や場面に合わせて手すりを中心とした自由な空間が出来ます



対応天井の高さ
1900~2800mm



手すりを天井まで伸ばしてクランプレバーを閉じるだけの簡単設置

天井と床で突っ張らせて固定するので、単体での使用のほか、複数本を連結しても抜群の安定感を発揮します。

材質

主材:スチールパイプ
表面:木目調樹脂
グリップカバー:
オレフィン系エラストマー

サイズ

使用サイズ:1900~2800mm
収納サイズ:1810mm

設置場所に合わせて5種類の天井ストッパーが選べます

 十字型ストッパー 標準(推奨) 梁の位置を気にせずどこでも設置可能 重量:7.1kg	 I型ストッパー 壁ぎわや部屋の端への設置に最適 重量:6.6kg	 丸型ストッパーS 狭い場所や部屋の角への設置に最適 重量:5.7kg	 I型ストッパー2ヶ 壁(端)にぴったり付けたい場合に最適 重量:7.4kg	 コーナーストッパー 部屋の角(隅)にぴったり付けたい場合に最適 重量:5.6kg
--	---	---	--	---

壁と手すりの距離:8cm
壁と手すりの距離:4cm
照明


浴室など、水気のある場所や屋外では使用できません

商品名	仕様	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
バディー	十字型ストッパー仕様	MNTCM	00054-000054	07-5000-1				
	I型ストッパー仕様	MNTCMIS	00054-000054	07-5001-1				
	丸型ストッパーS仕様	MNTCMRCS	00054-000054	07-5002-1				
	I型ストッパー2ヶ仕様	MNTCMISW	00054-000468	07-5005-1				
	コーナーストッパー仕様	MNTCMCRS	00054-000467	07-5006-1				

クロスバー

モルテン

バディーをクロスバーで連結することにより、廊下などの長い距離の歩行をサポート



クロスバー取り付けブラケット

MNTCM03TB

モルテン



クロスバーとルーツシリーズを連結する場合にクロスバー取り付けブラケットをご利用ください。

材質
ナイロン樹脂

サイドバー MNTCM01LB

モルテン

バディーに取り付けることで、立ち座りなどをサポート



材質
ポリプロピレン

直径
40×28mm(楕円)


重量
0.65kg

商品名	タイプ	品番	サイズ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
クロスバー	固定式セット	MNTCM03BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000338	07-5010-1				
		MNTCM03BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000339	07-5011-1				
		MNTCM03BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000340	07-5012-1				
	跳ね上げ式セット	MNTCM02BE006	直径:φ35×長さ600mm	00054-000332	07-5020-1				
		MNTCM02BE009	直径:φ35×長さ900mm	00054-000333	07-5021-1				
		MNTCM02BE012	直径:φ35×長さ1200mm	00054-000334	07-5022-1				
クロスバー取り付けブラケット		MNTCM03TB	-	00054-000228	07-5030-1				
サイドバー		MNTCM01LB	幅260×高さ195mm	00054-000055	07-5040-1				

L型サイドバー

モルテン

バディーに取り付けることで、玄関で靴を履くときなどの立ち座りや玄関先での歩行をサポート



■L型サイドバー90 ■L型サイドバー45

あがりかまち高さ
10cm以下

あがりかまち高さ
10~36cm

※段差の高さに合わせて調整可能です。



L型サイドバー90 MNTCM06

TAIS	00054-000065	商品番号	07-5050-1
サイズ/直径φ35 全長760×全高750mm 重量/3.1kg			
月極	1割	2割	3割

L型サイドバー45 MNTCM07

TAIS	00054-000066	商品番号	07-5051-1
サイズ/直径φ35 全長760×全高1000mm 重量/3.5kg			
月極	1割	2割	3割

材質

主材:スチールパイプ ベース部:スチール 表面:軟質樹脂

ルーツ サイドタイプ MNTPLBR

モルテン

ベッドや布団での離床、立ち座り、立ったままの姿勢保持などをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ1050mm



ルーツ センタータイプ MNTPSBR

モルテン

ソファや椅子での立ち座りをサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ600mm



ルーツ コーナータイプ MNTPCBR

モルテン

ベッドや布団での離床、ポータブルトイレなどへの移乗をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ1050mm



ルーツ ロングタイプ MNTPLGBR

モルテン

短い距離の歩行をサポート



サイズ

高さ調整範囲:700・750・800mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅500×長さ1050mm



ルーツ スモールタイプ(両手すり仕様) MNTPT2

モルテン

狭いスペースでの立つ・座るの動作をサポート



サイズ

高さ調整範囲:600・650・700mm(3段階調整)
ベースプレートサイズ/幅460×長さ660mm



平行棒 P-2 No.602

睦三



サイズ

高さ調整範囲:740~880mm(無段階調整)
長さ調整範囲:1520~2320mm(5段階調整)
幅:760mm
使用幅:320~680mm(無段階調整)
ベースフレームサイズ/幅165×長さ760mm

TAIS	00054-000217	商品番号	07-5540-1
月極	1割	2割	3割

TAIS	00095-000021	商品番号	07-9040-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 手すり:171007

BSモア1 625-110

シコク

低い椅子からの立ち座りを安全にサポートします

固定具付 625-115
TAIS:01235-000239



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300mm

重量

12.5kg

TAIS 01235-000232

商品番号 07-7160-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

BSモア2 625-120

シコク

ベッドからの起き上がりなどをサポートします

固定具付 625-125
TAIS:01235-000240



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300mm

重量

17.8kg

TAIS 01235-000233

商品番号 07-7170-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

BSモア3 625-130

シコク

ベッドからの起き上がりの補助と立ち座りの動作を支援します

固定具付 625-135
TAIS:01235-000241



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:300×300mm

重量

19.5kg

TAIS 01235-000234

商品番号 07-7180-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

BSモア5 625-150

シコク

歩行時や引き戸の開閉時の支えとして役立ちます

固定具付 625-155
TAIS:01235-000243



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:710mm

重量

18.4kg

TAIS 01235-000236

商品番号 07-7200-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

BSモア6 625-160

シコク

歩行時や扉の開閉時の支えとして役立ちます

固定具付 625-165
TAIS:01235-000244



サイズ

高さ:700・750・800mm(3段階調節)
ベース:奥行520mm、手すり幅:600mm

重量

18.0kg

TAIS 01235-000237

商品番号 07-7220-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

BS小路 626-110

シコク

小さい玄関にも対応できます

使用例



推奨段差0~150mm
※最大調整範囲260mm



小路用ステップ台 626-100

新掲載

段差の上り下りを補助

使用例



サイズ/
幅400×奥300mm×
高さ100-125-150mm
(3段階)
重量/約10.0kg
材質/本体:ステンレス
マット:PVC

商品番号 07-7211-1

介護保険適用外 自費レンタル商品

月極

サイズ

高さ:800・850・900mm(3段階調節)
ベース:620×370mm

重量

約15.6kg

TAIS 01235-000250

商品番号 07-7210-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

BSモア・小路オプション

ベストサポート手すり用固定具 620-050

シコク

ベッドで使用する際の安定度向上を図る商品です。



■取り付け例

※BS小路には取付出来ません

材質
アルミ合金(焼付塗装)

連結手すり

シコク

置き型手すりに更に安心を繋げます

BSモア・小路シリーズの手すりを連結して移動補助手すりを構成できます。※L字設置可能



連結手すり600



■組み合わせ例

組み合わせ情報

材質
手すり径φ32 グリップ: 樹脂被膜アルミ ジョイント: アルミ ブラケット部: アルミ ●最大使用者体重/100kg

商品名	品番	サイズ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
手すり用固定具	625-050	54×212×65mm	約323g×2	01235-000202	07-7130-1				
連結手すり600	620-060	長さ:600mm	約1.2kg	01235-000259	07-7230-1				

玄関用ベストサポート手すり


シコク

玄関のあがりかまちの昇降を補助する手すり




片手すりタイプ


両手すりタイプ




1-1 あがりかまち高さ0~20cm対応



2-1 あがりかまち高さ20~40cm対応




2-2 あがりかまち高さ20~40cm対応




2-2 あがりかまち高さ20~40cm対応


1-1 あがりかまち高さ0~20cm対応




1-2 あがりかまち高さ0~20cm対応



2-1 あがりかまち高さ20~40cm対応



2-2 あがりかまち高さ20~40cm対応



サイズ

共通サイズ/ベース:幅560×奥行805mm
手すり高さ/1-1・1-2:下端800~900mm 上端960~1060mm、2-1・2-2:下端900~1000mm 上端1160~1260mm

材質

フレーム:ステンレス、手すり:樹脂被膜
ベースプレート/本体:ステンレス、エッジカバー:樹脂

玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台

ロータイプ

シコク 626-001

サイズ/幅450×奥行320mm×高さ110・135・160mm(3段階)
重量/4.5kg 材質/天然木



商品番号 07-7140-1

月極

玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台

ハイタイプ

シコク 626-002

サイズ/幅450×奥行320mm×高さ150・175・200mm(3段階)
重量/5.2kg 材質/天然木



商品番号 07-7141-1

月極

※玄関用ベストサポート手すり用オプション玄関台は、介護保険適用外の自費レンタル商品です

商品名	品番	あがりかまち高さ	タイプ	重量(約)	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
玄関用 ベストサポート 手すり	1-1	0~20cm 対応	片手すり	24.2kg	01235-000019	07-7050-1				
	1-2		両手すり	29.0kg	01235-000020	07-7051-1				
	2-1	20~40cm 対応	片手すり	25.0kg	01235-000021	07-7052-1				
	2-2		両手すり	30.4kg	01235-000022	07-7053-1				


税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

サービスコード 手すり:171007

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉

パナソニック エイジフリー

つながる・ひろがる・安心手すり



材質

ベース・下支柱: スチール 手すり被覆部・ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂 ジョイント・手すり芯材・上芯柱:アルミニウム カーペット:合成繊維
支柱カバー・被覆(回転連結支柱):エラストマー 支柱カラー・ネジカバー: ポリプロピレン

備考

手すり高さ: 2.5cmピッチ7段階調整
最大使用者体重/100kg

商品名	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スムーディ〈屋内用〉 810タイプ	XPN-L80801	22.0kg	00980-000363	07-6030-1				
スムーディ〈屋内用〉 1730タイプ	XPN-L81803	38.8kg	00367-000257	07-6160-1				
スムーディ〈屋内用〉 2040タイプ	XPN-L81804	39.0kg	00367-000258	07-6170-1				

歩行サポート手すり スムーディ〈屋内用〉らくらくダブル XPN-L80819

パナソニック エイジフリー

伝い歩きにおすすめの手すり



●最大使用者体重/100kg

材質

ベース・下支柱・上支柱・手すり芯材:スチール、カーペット:合成繊維、支柱カバー:エラストマー、ベース縁ゴム・手すり被覆部:塩化ビニル樹脂、支柱カラー:ポリプロピレン、回転軸カバー:ABS樹脂

重量

26.5kg

TAIS	00980-000412	商品番号	07-6220-1
月極	1割	2割	3割

スムーズな立ち上がり

手すり1本だと立ちづらいところを両手手すりがあることで立ちやすくなります。(体重が分散できる)

- ・ベッドから脚がおろしやすい
- ・体の前方で持て、立ちやすい



立ち上がり直後の安定

立位直後のふらつき危険も段違いの手すりでも安心して使用できます。(立位後も最適の高さで持てる)



移乗・立位の安定

2本の手すりですり移乗しやすくなります。(肩幅で持て、バランスが安定)



交差する動線への対応

通過時に支えが欲しい場合、開いた手すりを持てます。(90度動かす、固定可能)



スタンディ PN-L80401

パナソニック エイジフリー

折りたたみ可能な面手すり
面だから安定して立ち上がりをサポート



●最大使用者体重/100kg

重量

22.5kg



サイズ

ベース:幅630×奥行780×厚さ11mm
手すり:高さ700~850mm
(30mmピッチ6段階)×幅450mm
面高さ:350~500mm(手すり高さで連動)

材質

ベース・手すり・フレーム:スチール
ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂
平面部:ポリエチレン 手すり被覆部:エラストマー
カーペット:合成繊維

TAIS	00980-000315	商品番号	07-6010-1
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

歩行サポート手すり スムーディ 伸縮タイプ

パナソニック エイジフリー

安定感のある手すり、毎日のお出かけをサポート
 手すりの長さを左右5cmずつ調整できる伸縮タイプ



ステップ伸縮タイプ 片手すり



ロング2050伸縮タイプ 片手すり

特長1 やさしい端部

つかみやすく袖口が
 引っかかりにくい端部




特長2 支柱中央固定

支柱はベースの中央にも固定できるため
 行き帰りも健側で支えます




特長3 伸縮部で微調整でき 設置しやすい (調整代10cm)

伸縮による設置の対応力UP



ステップ伸縮タイプ 片手すり XPN-L80613



ロング2050伸縮タイプ 片手すり XPN-L80615

サイズ

製品寸法/
 ステップ伸縮タイプ 片手すり:
 幅960×奥行1200~1300×手すり長さ950~1050mm
 ロング2050伸縮タイプ 片手すり:
 幅960×奥行2290~2490×手すり長さ1950~2150mm
 手すり高さ/
 700・725・750・775・800・825・850mm(7段階)

重量

ステップ伸縮タイプ 片手すり/33.5kg
 ロング2050伸縮タイプ 片手すり/52.5kg

材質

手すり980・630、端部手すり:
 塩化ビニル樹脂(被膜部)、アルミニウム(芯材)
 支柱:アルミニウム、ステンレス(フランジ部)
 ベース:ステンレス
 ベース縁ゴム、ベースマット:塩化ビニル樹脂

備考

最大使用者体重/100kg

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
歩行サポート手すり スムーディ ステップ伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80613	00980-000347	07-6022-1				
歩行サポート手すり スムーディ ロング2050伸縮タイプ 片手すり	XPN-L80615	00980-000349	07-6028-1				

アットグリップ AT-C-E1050

アロン化成




80~105cmの手すり伸縮機能と上下左右の角度変更機構でさまざまな場所に対応
 あっという間に設置完了するアットグリップ



●段差のある場所に設置する場合



ベースプレートとの距離
 段差高さ45cmの場合: 60~85cm目安



●平坦な場所に設置する場合

※斜面に設置しないでください

ベースプレートとの距離
 60~85cm目安



上下左右角度変更

材質

手すり:半硬質塩化ビニル樹脂・アルミニウム
 支柱:アルミニウム ベースプレート:ステンレス

備考

最大使用者体重/100kg

サイズ/幅800×奥行1500~1750×高さ750・800・850mm 重量/約39kg

TAIS	00221-000553	商品番号	07-9000-1
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※手すりの角度は45°以内に納まるように設置してください
 ※2枚のベースプレートは平行になるように設置してください


たちあっぷ540

矢崎化工

54cmまでの段差(*)なら屋内、屋外どこでも置くだけで設置完了
握りやすい直径34ミリのディンプル(くぼみ)付手すりです。

*54cmまでの段差とは、たちあっぷ540をオプションの540Hステップ台および540Lステップ台と組み合わせて使用する場合があります

握りやすい手すり



握りやすい直径3.4cmのディンプル(窪み)付手すりパイプです。またプラスチック被覆のため、熱くなく、また冷たくならない手すりパイプです。



CKH-01




CKH-02

屋内、屋外でも使用可能



置くだけで施工の必要がありません。錆びに強く耐久性のよいステンレス製です。土足マット(画像上)は滑りにくく、耐候性に優れた材質です。



材質


手すり: イレクター(プラスチック被覆ステンレスパイプ)、ジョイント: アルミ合金
ベース/スタンド: ステンレス、マット: プラスチック

たちあっぷ540 オプション

540Lステップ台 CKH-BL

矢崎化工


サイズ/幅500×奥行280×高さ90・110・130・150mm(4段階)
重量/6.0kg 材質/ステンレス
※4段階の高さ調整可能



540Hステップ台 CKH-BH

矢崎化工

サイズ/幅500×奥行280×高さ210・250・290・330mm(4段階)
重量/9.6kg 材質/ステンレス
※4段階の高さ調整可能
※Hステップ台を1段で使用しないでください。



商品名	品番	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たちあっぷ540 両手すり	CKH-01	34.7kg	00055-000127	07-8120-1				
たちあっぷ540 片手すり	CKH-02	28.6kg	00055-000128	07-8121-1				
540Lステップ台	CKH-BL	6.0kg	-	07-8130-1				備考: ステップ台は 介護保険適用外 自費レンタル商品
540Hステップ台	CKH-BH	9.6kg	-	07-8131-1				

あがりかまち用たちあっぷ

矢崎化工

玄関のあがりかまちに置くだけで補助手すりが構築できます

●握りやすい手すり

握りやすい直径3.2cmのディンプル形状の手すりパイプ

●滑りにくいマット付

土足で乗っても滑りにくいマットを標準装備

●手すり高さ調整

手すりの高さはあがりかまちの上から80~85cmまでの無段階調整

●がたつき防止アジャスター付

設置時の床面のがたつきを解消するためベース前面にアジャスターが付属


CKE-01-1 伸縮つなぐるくん付
TAIS:00055-000158

CKE-02-1 伸縮つなぐるくん付
TAIS:00055-000159



CKE-01-1

CKE-02-1



あがりかまち用たちあっぷステップ台

矢崎化工

CKE-B

サイズ/幅500×奥行300mm×高さ120・140・160・180mm(4段階) 重量/6.9kg 材質/スチール

介護保険適用外 自費レンタル商品

商品番号 **00-2020-1**



月極

商品名	品番	タイプ	あがりかまち高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
あがりかまち用たちあっぷ	CKE-01-1	両手すり	18~36cm 対応	32.8kg	00055-000109	07-8080-1				
	CKE-02-1	片手すり		26.9kg	00055-000110	07-8090-1				

たちあっぷ CKA-01-1

在庫限り

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000121
かいじょくん付 TAIS:00055-000148
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000134
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000166
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000176

TAIS	00055-000119	商品番号	07-8000-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:338mm 重量/11.9kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

たちあっぷ CKA-02-1

在庫限り

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000122
かいじょくん付 TAIS:00055-000150
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000136
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000168
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000178

TAIS	00055-000120	商品番号	07-8010-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:338mm 重量/15.7kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

たちあっぷ CKA-03

在庫限り

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000077
かいじょくん付 TAIS:00055-000151
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000137
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000169
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000179

TAIS	00055-000073	商品番号	07-8020-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×600mm、手すり:352×265mm 重量/15.4kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

たちあっぷ CKA-04

在庫限り

矢崎化工



ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000078
かいじょくん付 TAIS:00055-000152
ベッドでとまるくん・かいじょくん付 TAIS:00055-000138
伸縮つながるくん・ベッドでとまるくん付 TAIS:00055-000170
伸縮つながるくん・おもしろくん付 TAIS:00055-000180

TAIS	00055-000074	商品番号	07-8030-1
------	--------------	------	-----------

サイズ/高さ:700・750・800mm(3段階調節)、ベース:500×900mm、手すり:778mm 重量/16.0kg

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

たちあっぷオプション

ベッドでとまるくん CKA-CK

矢崎化工

ベッド下部と床面の間に差込んでたちあっぷの安定性を向上



※「ベッド下部」と「床面」の間寸法は、最低25～最高340mmに対応

材質
本体/アルミ合金・ゴム ツマミ/ステンレス・プラスチック

おもしろくん CKA-J

矢崎化工

たちあっぷの設置の安定性を向上



サイズ	重量	材質
高さ120×幅96mm	5.0kg	本体:鉄、底板:ゴム

かいじょくん CKA-K

矢崎化工

ベッドサイドでの立ち上がりや移乗の補助、座位保持のためのたちあっぷのオプション手すり



※回転角度はたちあっぷに対して、平行・直角・斜め45°

サイズ	重量	材質(フレーム部)
高さ192×幅441mm	1.4kg	アルミ合金・樹脂・スチール・ステンレス

伸縮つながるくん CKE-D

矢崎化工


たちあっぷやあがりかまち用たちあっぷと取り付け可能な伸縮手すり。あがりかまちなどの段差や居宅内の歩行動線を構築します

- 使用場所に合わせて伸縮可能
- 上下・左右、角度調整可能
- 2段かまちでも使用可能



伸縮つながるくんを使用する場合は別途オプション品のベッドでとまるくん、おもしろくんを取り付けてご利用ください。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

サイズ	重量	材質
長さ:640～950mm	2.0kg	手すり(φ32)/プラスチック・被覆スチールパイプ(φ40)/アルミパイプ 連結金具:アルミ合金



商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ベッドでとまるくん	CKA-CK	00055-000211	07-8040-1				
おもしろくん	CKA-J	00055-000104	07-8050-1				
かいじょくん	CKA-K	00055-000145	07-8060-1				
伸縮つながるくん	CKE-D	00055-000157	07-8070-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
 床ずれ防止用具 P20-25
 体位変換器 P26
 歩行補助杖 P27
 歩行者 P28-37
 手すり P38-51
 車いす・付属品 P52-75
 スロープ P76-78
 移動用リフト P79-85
 自動排泄処理装置 P85
 徘徊感知機器 P86-89

たよレールSOTOE

マツ六

片手すり 標準型 BZK-01

重量/約17.8kg



手すりは中央設置可能

片手すり スリム型 BZK-03

重量/約14.7kg

※スリム型は単体では使用できません



290mm
スリム型は階段の路面など狭いスペースに

手すりは中央設置可能

ロング型 BZK-05

新掲載
重量/約18.4kg



手すりは中央設置可能

わたレールEK付 セットTAIS一覧	BZK-01S-7057/9070/1290 TAIS:01265-000250
	BZK-01S-1612 (BZW-1612EK付) TAIS:01265-000304

わたレールEK付 セットTAIS一覧	BZK-03S-7057/9070/1290 TAIS:01265-000260
	BZK-03S-1612 (BZW-1612EK付) TAIS:01265-000307

わたレールEK付 セットTAIS一覧	BZK-05S-7057/9070/1290 TAIS:01265-000320
	BZK-05S-1612 (BZW-1612EK付) TAIS:01265-000321

共通仕様

サイズ/高さ:750・800・850・900mm(4段階調整)、ベース:奥行800mm 材質/手すり:(被膜)半硬質樹脂(芯材)アルミパイプ、ジョイント:アルミ合金、ベースプレート:スチール・樹脂被膜、支柱・座金:ステンレス

商品名	品番	ベース幅	手すり幅	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
たよレール SOTOE	片手すり 標準型	BZK-01	450mm	338mm	01265-000248	07-9060-1			
	片手すり スリム型	BZK-03	290mm	178mm	01265-000259	07-9070-1			
	ロング型	BZK-05	500mm	668mm	01265-000316	07-9100-1			

たよレールSOTOE オプション

長さ570~1600mmまでOK!

わたレールEK **新掲載**

たよレールSOTOEに取り付け可能な伸縮手すり。段差のあるところにも設置できます



商品名	品番	手すりピッチ	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
わたレールEK	BZW-7057EK	570~700mm	01265-000255	07-9090-1				
	BZW-9070EK	700~900mm	01265-000255	07-9091-1				
	BZW-1290EK	900~1200mm	01265-000255	07-9092-1				
	BZW-1612EK	1200~1600mm	01265-000303	07-9093-1				

たよレールSOTOEとわたレールEKの連結について

① わたレールEKを用いて標準型・ロング型のみで連結する場合

- ✓ 標準型・ロング型の場合はベースプレートの上に動線があること
- ✓ 標準型・ロング型の場合は手すりとわたレールEKの水平角度が90°以上
- ✓ わたレールEKの勾配が45°以下


以上の条件が守られていれば、何台でも連結できます



② わたレールEKを用いて標準型・ロング型をスリム型を含めて連結する場合

- ✓ 1台以上の標準型・ロング型と連結している
※スリム型だけの連結はできません
標準型またはロング型
- ✓ ベースプレート上に動線があること
- ✓ 連結の端部に置くスリム型の手すりとわたレールEKに角度をつけない
- ✓ わたレールEKの勾配が45°以下

以上の条件が守られていれば、何台でも連結できます



例えばこんなとき

重たいデモ機を持って行かなくても、手元にデモ機がない時でも、設置のイメージやサイズの確認ができます。

手すりを**実物大で**
バーチャル配置!
さっそくARで手すりを置いてみる▶▶




※その他の注意事項はメーカーのサイトや取扱説明書をご確認ください。

たよれールFree BZF-01

マツ穴

きれいに置ける手すり



■ 水まわりでも使える安心の素材

手すり芯材や支柱にはステンレスを使用し、ベースプレートはスチール耐水性のある樹脂を被覆しています。防カビ仕様で水や汚れにも強く、お手入れしやすい素材です。またグリップ部分は汗や水で濡れた手でも滑りにくく、ウレタン樹脂を使用しています。



材質	重量
手すり：ステンレス(ウレタン樹脂)・樹脂、ベースプレート：スチール(樹脂被膜)・合成ゴム、調整プレートF：合成ゴム、支柱・プレート裏フランジ：ステンレス、支柱カバー：軟質樹脂、ベースキャップ：樹脂	約 12.5kg

TAIS	01265-000289	商品番号	07-9080-1
月極	1割	2割	3割

ふくよく 床置き式手すり 水回りにもってこい

サテライト

台所、洗面所、トイレ、洗い場、脱衣所などの水回りで使える床置き型手すり

● 耐荷重/100kg

新掲載



材質
ベースプレート:SUS304、ゴム グリップ本体:SUS304、PVC、PP グリップ把持部:SUS304、PVC、PP、ゴム

FKB-12-60-I	重量:約13.8kg	厚み:12mm	
TAIS	01255-000013	商品番号	07-9110-1
月極	1割	2割	3割

FKB-12-90-I	重量:約18.5kg	厚み:12mm	
TAIS	01255-000014	商品番号	07-9111-1
月極	1割	2割	3割

SA手すり 627-060

シコク

機能性充実でトイレ空間でのケアは1台で可能に



サイズ	
本体:幅620~720mm(左右5cmずつ無段階調整) 奥行(ひじ掛け側):506mm (U字補助手すり側):690mm 高さ(ひじ掛けまで):560~710mm (30mm毎、6段階調整) 高さ(U字補助手すり上端まで):850~1000mm (30mm毎、6段階調整) 手すり:φ34mm	
重量	材質
約17.5kg	本体フレーム:ステンレス ひじ掛け:天然木(ウレタン塗装) U字補助手すり:天然木(ウレタン塗装)

TAIS	01235-000225	商品番号	07-7070-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ 627-010

シコク

簡単に設置でき、ご利用者さまに優しい手すりです



サイズ	
幅:620~720×奥行460 ひじ掛け高さ:560~710mm (30mm毎、6段階調整)	
重量	材質
約7.4kg	フレーム:ステンレス ひじ掛け:天然木

TAIS	01235-000008	商品番号	07-7080-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用スライド手すり PN-L53001

パナソニック エイジフリー

スライド式ひじ掛けで、より安全に配慮



サイズ	
本体:幅650×奥行460×高さ580~740mm ひじ掛け:高さ580~740mm(20mmピッチ9段階) ひじ掛け内寸:525mm	
重量	材質
約8.5kg	本体:ステンレス鋼 ひじ掛け:ポリプロピレン フレーム・接続ナット:ステンレス アームカバー:合成ゴム 便座固定ノブ:ABS/ステンレス ひじ掛け調整ノブ:ABS/ステンレス アジャスター:合成ゴム/ステンレス

TAIS	00980-000191	商品番号	07-6000-1
月極	1割	2割	3割

洋式トイレ用フレーム S-はねあげR-2(木製ひじかけ) 533-087

アロン化成

持ち運びや誤動作防止のため、ストッパー機能をリニューアル



サイズ	
幅660×奥行550×高さ550~700mm	
重量	材質
約9.8kg	フレーム:スチール ひじ掛け:ラバーウッド無垢材

TAIS	00221-000450	商品番号	07-9020-1
月極	1割	2割	3割

P	メーカー	商品名 / 商品番号	方式 タイプ	全幅	シート幅	前座高	座奥行	背もたれ	重量(kg)	ティルト 角度	リクライニング 角度	ノーバック タイパ	介助 ブレーキ	折り たたみ式	足元上げ アシスト	高さ調整 アシスト	多関節式 リクライニング	伸縮式 シート	スイング アクト	エレベーター チェンジ	リクライニング	ティルト
												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
62	カワムラ サイクル	KMD-A16-40-M (H/SH) 商品番号 01-7070-0	介助 標準	535	400	430 450 470	400	430	13.6	—	—	●	●	●								
63	ミキ	ミライト・ウイング CRT-ES-4 商品番号 01-1210-0	介助 多機能	500	400	470	380	395	17.7	—	—		●	●	●	●	●			●		
63	ミキ	カルティマ CRT-6 商品番号 01-1080-0	介助 プラスα	490	400	435	380	400	9.1			●	●	●								
63	ミキ	カルティマ CRT-8 商品番号 01-1090-0	介助 多機能	490	400	435	380	400	10.5			●	●	●	●					●		
63	カワムラ サイクル	ウェイビートル+ WARP16-40-M(H/SH) 商品番号 01-7090-0	介助 多機能	530	400	430 450 470	400	455	14.2			●	●	●	●					●		
64	カワムラ サイクル	ステイヤープラス SYP16-40SB 商品番号 01-7140-0	介助 多機能	560	400	430	400	410	13.2			●	●	●	●					●		
64	カワムラ サイクル	ふわりす+ KFP16-40SB 商品番号 01-7040-0	介助 多機能	550	400	430	400	400	10.6			●	●	●	●					●		
64	松永 製作所	グレイスコア・ミニモ GRC-60B 商品番号 01-3210-0	介助 モジュール	560	400	350 370	320 360	560	16.2			●	●	●	●	●	●			●		
64	松永 製作所	グレイスコア・アジャスト GRC-61B 商品番号 01-3190-0	介助 モジュール	560	400	410 430	340 380	560	15.8			●	●	●	●	●	●			●		
65	ミキ	エアフィッツ・プレミアム16 AFP-16 商品番号 01-1180-0	介助 モジュール	565	400	380 400 420	380 440	600	15.8			●	●	●	●	●	●			●		
65	ミキ	カルツタ CRT-4-CZ 商品番号 01-1160-0	介助 モジュール	490 510 530	400 420 440	430	380	390	11.2			●	●	●	●	●	●			●		
65	ミキ	カルツタ CRT-2-CZ 商品番号 01-1110-0	介助 モジュール	490 510 530	400 420 440	430	380	390	9.9			●	●	●	●	●	●			●		
65	松永 製作所	ネクストコア ミニモ NEXT-60B 商品番号 01-3080-0	介助 モジュール	550	400	370 390	360	460	13.6				●	●	●	●	●			●		
65	松永 製作所	ネクストコア アジャスト NEXT-61B 商品番号 01-3090-0	介助 モジュール	550	400	410 430 450	380	460	13.6				●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	シン・ウルトラ(40cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5200-0	介助 多機能	495	400	420	380	450	13			●	●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	シン・ウルトラ(43cm幅) NAH-SU2W エアリー仕様 商品番号 01-5210-0	介助 多機能	525	430	420	380	450	13			●	●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	ウルトラ NAH-U1 商品番号 01-5090-0	介助 標準	540	400	420	380	450	10.5				●	●	●	●	●					
66	日進 医療器	ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様 商品番号 01-5110-0	介助 多機能	540	400	420	380	450	12.3			●	●	●	●	●	●			●		
66	日進 医療器	ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様 商品番号 01-5130-0	介助 モジュール	540 580	400 420 440	400 420 440	380	450	13.7			●	●	●	●	●	●			●		
67	松永 製作所	ネクストコア くるり NEXT-81B 商品番号 01-3070-0	介助 6輪	580	400	430	360	460	18				●	●	●	●	●					
67	日進 医療器	座王X NA-XF7 商品番号 01-5160-0	自走 ティルト	590	400	420 440 460	380	430 450 470	19.6	-4 18°	—	●	●	●	●	●	●			●		●
67	ビジョン タヒラ	座位保持自走型ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-1000B 商品番号 01-9090-0	自走 ティルト	620	400	435	400	460	21	4 18°	—		●	●	●	●	●			●		●
67	日進 医療器	NEO-10αW 商品番号 01-5190-0	介助 ティルト	590	400	430	400	500	17.3	0 27°	—	●	●	●	●	●	●			●		●
68	日進 医療器	座王X NAH-XF5 商品番号 01-5180-0	介助 ティルト	600	400	420 440 460	380	430 450 470	18.9	-4 30°	—	●	●	●	●	●	●			●		●
68	松永 製作所	マイチルト・コンパクトII MH-CR2-SE 商品番号 01-3170-0	介助 ティルト リクライニング	530	400	430 450	380	600 670	27.3	0 30°	90 125°	●	●	●	●	●	●			●	●	●
68	松永 製作所	マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE 商品番号 01-3100-0	介助 ティルト リクライニング	530	400	410	350	480	29	0 25°	90 110°	●	●	●	●	●	●			●	●	●
68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC-LO 商品番号 01-5140-0	介助 ティルト リクライニング	540	400	400 360 400	480	21.1	0 30°	0 30°		●	●	●	●	●	●			●	●	●
68	日進 医療器	ウルトラ NAH-UC-Hi電動 商品番号 01-5150-0	介助 電動ティルト リクライニング	560	420	380 420	530	23.8	0 30°	0 30°		●	●	●	●	●	●			●	●	●
69	ミキ	6輪車いす SKR-8 商品番号 01-1200-0	介助 ティルト リクライニング	500	400	500	400	440	24.2	0 20°	90 110°	●	●	●	●	●	●			●	●	●
69	松永 製作所	エリーゼ FR-31TR HB 商品番号 01-3140-0	介助 ティルト リクライニング	650	400	475 420	850	39.7	0 30°	100 175°		●	●	●	●	●	●			●	●	●
69	カワムラ サイクル	くるーん KPFK-12 商品番号 01-7050-0	介助 ティルト リクライニング	565	420	400	375	850	21.5	90 120°	90 120°	●	●	●	●	●	●			●	●	●
69	ビジョン タヒラ	座位保持ティルトリクライニング ラクリオ 介助ブレーキ付 PR-2000B 商品番号 01-9061-0	介助 ティルト リクライニング	574	400	470	360 440	500	29	7 17°	95 130°	●	●	●	●	●	●			●	●	●

特殊寝台・付属品 P2-19

床ずれ防止用具 P20-25

体位変換器 P26

歩行補助杖 P27

歩行器 P28-37

手すり P38-51

車いす・付属品 P52-75

スロープ P76-78

移動用リフト P79-85

自動排泄処理装置 P85

徘徊感知機器 P86-89

車いすガイド



車いすには「座る」「移乗する」「移動する」この3つの役割が求められます。これらの役割を軸に、ご利用者さまの身体状況や生活環境などを考慮した上で身体にあった車いすをご選択ください。

車いすの各部名称と役割

車いすには、ご利用者さまが操作することを前提とする**自走用車いす**と介助者さまが移動操作することを前提とする**介助用車いす**があります。さらに数多くの機種の中から正しい選定をするためには車いすの各部とその役割を理解することが大切です。

アームサポート (肘掛)
肘から先の腕をサポートするためのもので、姿勢保持や立ち座りの支持などに役立ちます。機種によりデザイン性や形状もさまざまです。

サイドガード (スカートガード)
スカートなどの洋服が横から垂れ下がって車輪に巻き込まれないようにするためのガードです。

レッグサポート
足を後ろに落とさないためのもので、ふくらはぎを中心にサポートします。両側の支柱にシートを張ったものやプレート状のものがあります。

キャスト (前輪)
後輪に比べて直径が小さく、6インチ前後の機種が多いです。360°回転する自在輪で方向転換するとき特に重要です。

フットサポート
足を載せておくためのプレートで、片方ずつ跳ね上げられたり、脱着できるものなどがあります。

座シート
座る面のことを指し、座ったときの姿勢や駆動時の姿勢に影響を与えます。なお、シート幅の表記はメーカーや機種によって計測の基準が異なります。

介助ブレーキ
介助者さまが操作するためのブレーキで、自転車のブレーキと同じような使用感です。介助用車いすはもちろん、自走用車いすでも多くの機種が備えています。

バックサポート (背もたれ)
背もたれのこと、姿勢を保持するための役割などがあります。

後輪 (駆動輪)
一般的に自走用の方が大きく、20~24インチ程度、介助用は12~18インチ程度です。空気入れが必要なエアタイヤと空気不要のノーパンクタイヤがあり、それぞれメンテナンス性と乗り心地が異なります。

ブレーキ
車いすを停止・制動するためのブレーキで、タイヤを押しあわせるように固定します。

ティッピングレバー
介助者さまが段差などで前輪を上げるために踏み込むレバーです。

ハンドリム (駆動輪)
自走用で、後輪の外側についている手でこぐためのリングです。

車いすの機能アイコン一覧

当カタログでは、各車いすの機能の有無を以下のアイコンによって表現しています。

ノーパンクタイヤ このアイコンがある車いすは、空気入れ不要のタイヤを装着しています。クッション性は通常のエアタイヤよりもやや硬めの場合が多いです。	介助ブレーキ このアイコンがある車いすには、介助ブレーキが付属します。ブレーキ自体の説明は上記をご参照ください。	折りたたみ式 このアイコンがある車いすは、コンパクトに折りたたむので収納がしやすく、自動車のトランクなどに載せやすくなります。
跳ね上げ式アームサポート このアイコンがある車いすは、肘掛を跳ね上げることができるので、ベッドなどから側方へ移乗する場合に便利です。	高さ調整式アームサポート 肘掛の高さが調整できる車いすで、ご利用者さまの身体や状況に合わせた肘掛の高さの調整に便利です。	張り調整式バックサポート 背もたれの張りを調整できる車いすで、円背や脊椎・頸椎損傷の方が骨盤を起こして座りたい場合に向いています。
幅調整式シート シート幅を調整することができる車いすで、ご利用者さまの身体に合わせた幅調整でより姿勢が安定します。	スイングアウト フットサポートを左右に開閉できる車いすで、ベッドやトイレなどへの接近や車いすを足こぎする場合に便利です。	エレベーター フット・レッグサポートの角度を上下に調整できる車いすで、骨折や病気などで膝関節が曲がらない方などへおすすめです。
リクライニング 背もたれの角度変更ができる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利です。	ティルト 座面角度を変更できる車いすで、上体を起こすことが困難な方や一時的に横になりたい方に便利な機能です。	シートカラー ●シートカラー表記 (例) メーカーによって表示形式が異なります。 ●爪間表記 爪間はハンドリムとタイヤの間のことです。

車いすの分類一覧

当カタログでは、各車いすを以下のいずれかに分類しています。

- | | |
|--|---|
| 標準 基本機能「座る」「移乗する」「移動する」を備えた標準的な車いすです。 | 電動カート スクーターに外観が似た、ハンドル型の電動自走車いすです。 |
| プラスα 基本機能はもちろん、さらに何らかの機能をプラスした車いすです。 | ティルト ティルト機能が特徴の車いすです。 |
| 多機能 「プラスα」タイプよりもさらに機能を充実させた車いすです。 | リクライニング リクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| モジュール カスタマイズ性が高く細かな設定が可能な車いすです。 | ティルト・リクライニング ティルトとリクライニング機能が特徴の車いすです。 |
| 6輪 車輪の回転軸が身体の中心付近にあるので小回りが効く車いすです。 | 電動ティルト・リクライニング 電動でティルト・リクライニングが可能な車いすです。 |
| 電動自走 電動モーターで車輪を駆動する自走用車いすです。 | |

ステイヤー SY22-40SB

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助


No111



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

コンパクトな設計で取り回しが簡単。
折りたたみもコンパクトになり
省スペースで保管できます。



※折りたたみ時/全長955×全高675×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000326	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7120-0				

グレイスコア GRC-11B

松永製作所

標準 非課税

自走 介助


M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 1.0cm

背シート高56cmで背中の中の広い範囲を支え
長時間のご利用も快適
三角パッド入り背カバーシートが脊柱を
しっかり支え、肩関節が動かしやすい



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000399	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3150-0				

ネクストコア グラン NEXT-12B HB

松永製作所

標準 非課税

自走 介助


ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 1.5cm

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長965×全高715×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000375	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3010-0				

ウェイビットルー WAR22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税


自走 介助

中床 高床

ファブリック (リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長920×全高660/680/700×全幅350mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.4cm	重量 13.3kg	耐荷重 100kg	TAIS	00160-000307	商品番号	01-7100-0
月極	1割	2割	3割			

KMD-A22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税


自走 介助

中床 高床

チャコル
No.82



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長940×全高640/660/680×全幅300mm
※前輪/6インチ 後輪/22インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

爪間 2.0cm	重量 14.5kg	耐荷重 100kg	TAIS	00160-000286	商品番号	01-7060-0
月極	1割	2割	3割			

カルティマ CRT-5 ミキ

プラスα 非課税

自走 介助

グリーン
A-14




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長930×全高705×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 9.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000568	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1000-0				

NEO-1+G-Guard-IIパッケージ 日進医療器

プラスα 非課税

自走 介助


青系
チェック柄



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.2cm

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす
自動安全ブレーキオプション付き



※折りたたみ時/全長1000×全高660×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5070-0				

カルッタ CRT-3LoB ミキ

新掲載

多機能 非課税

自走 介助


紺
A-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

●立ち上がると自動で
ブレーキシステムが
作動



※クッション(30mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長670×全高645×全幅360mm 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000612	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1190-0				

適応体重:30kg以上

カルティマ CRT-7 ミキ

多機能 非課税

自走 介助

グリーン
A-14




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

ワンハンドブレーキ・スライド式延長グリップ

- スライド式延長グリップ標準(左右)装備により、ブレーキも握り易く、容易な力でブレーキをかけることができます。
- 延長ブレーキをOP追加不要となります。
- これにより、片麻痺の方だけでなく、ご利用者さまの軽い力でブレーキの操作が可能になります。



※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 11.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000572	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1020-0				

ステイアープラス SYP22-40SB

カワムラサイクル

新掲載

多機能 非課税

自走 介助

No.111




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

●肘部跳ね上げ



●脚部開閉&着脱



※折りたたみ時/全長735×全高675×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000339	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7150-0				

ウェイビットルー+ WARP22-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助


ファブリック
(リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.4cm

独自のシーティングシステム、LAVICサポートで腰上から膝裏までのラインをサポートし無理のないラクな姿勢を保つことができます。



※折りたたみ時/全長750×全高660/680/700×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000309	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7080-0				

KMD-C22-45-M(H/SH)

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助


黒
No.19



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.0cm

- 座幅45cmの自走用車いす
- 伸縮式駐車用ブレーキで長さが10cm延長され、軽い力で操作可能
- 工具不要で簡単にステップ調節が可能



※折りたたみ時/全長765×全高665/685/705×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 450mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000292	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7010-0				

ふわりす+ KFP22-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税

自走 介助


すみれ
パープル
No.97



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

爪間 2.4cm

車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル。標準車感覚の軽量車いす。車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。



※折りたたみ時/全長715×全高660×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 11.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外寸法)
TAIS	00160-000249	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7020-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P28-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

シン・ウルトラ NA-SU2W エアリー仕様

日進医療器

新掲載

多機能 非課税

自走 介助



テツコン



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

新素材のクッションと新しいヒップサポートによる進化した座り
シート幅は40cmと43cmをご用意

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000426	01-5220-0
43cm幅	00175-000426	01-5230-0

※シート幅はアームパイプ内々寸法

低床	中床	高床
重量 14.2kg	耐荷重 100kg	

月極



※()内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

1割	2割	3割
----	----	----

搭乗者にも、介助者にも使いやすく、やさしさのための機能が充実

新機構「ラウンドフィットパネル」

ベルトとラウンドフィットパネルを組み合わせた新しいヒップサポート。両サイドのしっかりとした支持で安定感が大幅に向上。



座りを安定して支える新機構

座りの姿勢を理想的に保つ形状の他、使用中のフレームのブレを格段に軽減させる新機構を採用。座下には足こぎ使用時のための広い有効スペースも確保しました。



簡単に各部調整可能



アームサポート高調整 駐車ブレーキレバー調整 フットサポート高調整

フットサポート角度調節



※調節には5mmの六角レンチが必要です

立位形状のレッグサポート



介助ブレーキ

軽い力で操作でもしっかりと制御力を発揮します。



ウルトラ NA-U1 エアリー仕様

日進医療器

標準 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

そのまま座るだけで、理想的な姿勢に



※折りたたみ時/全長970×全高660×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	商品番号
00175-000356	01-5000-0

月極

1割	2割	3割
----	----	----

ウルトラ NA-U2W エアリー仕様

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

こぎやすく移乗もしやすい



※折りたたみ時/全長970×全高650×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 13.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)

TAIS	商品番号
00175-000358	01-5020-0

月極

1割	2割	3割
----	----	----

ウルトラ NA-U2W-BG

日進医療器

多機能 非課税


自走 介助

インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

シート幅45cm・多機能でも重量14.8kg!
ワイド&トールサイズでも「ゆったり」「しっかり」快適に支えます。



※折りたたみ時/全長970×全高650~690×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.8kg	耐荷重 120kg	シート幅 450mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000383	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5030-0				

ウルトラ NA-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助

インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全と快適性に優れた
自走用車いす
シート幅を工具無しで調整可



※折りたたみ時/全長990×全高650~690×全幅300mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000361	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5050-0				

カルッタ CRT-3-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

紺 A-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ
CRT-CZシリーズはご利用者さまの体格に合わせて適した座幅に調整でき、住環境や持ち運びに便利な車いすです。



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長780×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 12.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000638	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1150-0				

カルッタ CRT-1-CZ

ミキ

モジュール 非課税


自走 介助

紺 A-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

取り回しの良い「超軽量・コンパクト」ボディ



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長920×全高670×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 11.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400・420・440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00122-000609	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1030-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊舞台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P28-37
車いす・付属品
P38-51
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

座王X NA-X521W

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助


グレー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 1.2cm

オートフィット3Dバックサポート採用車いす
バックサポート高さ調整機能付き

エレベータリングオプションユニット	
日進医療器	KF-EC
座王Xのフット・レッグサポートを 拳上式・開き式・着脱式にできます。	
TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2



※折りたたみ時/全長970×全高590/610/630×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000389	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5170-0				

グレイスコア・ミニモ GRC-50B

松永製作所

モジュール 非課税


自走 介助

M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 1.0cm

小柄な方にフィットしやすいモジュールタイプ車いす
足漕ぎ操作される方におすすめ



※折りたたみ時/全長960×全高625×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000419	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3200-0				

グレイスコア・アジャスト GRC-51B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助

M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 1.0cm

臀部サポートベルトは、後傾した骨盤でも簡単に支え隙間を埋めるため、座り心地が抜群で疲れにくく、背フレームの配置を変えることで、ゆったりもたれやすくなりました。操作性も非常に軽やかです。

※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000409	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3180-0				

エアフィッツ・プレミアム22 AFP-22

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

シルバー W9



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト
- 爪間 2.0cm

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し、従来の車いすにない座り心地を追求。長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します。



※折りたたみ時/全長770×全高670/690/710×全幅370mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 17.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エックスパイプ外々寸法)
TAIS	00122-000653	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1170-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ネクストコア ミニモ NEXT-50B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


オレンジ
F-1



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
1.5cm

スリムで超低床にも設定可能な
低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000328		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3020-0					

ネクストコア アジャスト NEXT-51B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


ブルー
F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
1.5cm

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長960×全高675×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 14.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000320		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3030-0					

軽量モジュール車いす MEF-22

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助

ブルー
A17A19



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
2.0cm

従来の煩わしい調整が簡単にできる
モジュール車いす

- 必要に応じてブレーキレバーの長短を使い分ける便利な機能「スライドグリップ付駐車ブレーキ」搭載



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長770×全高650/670/690×全幅340mm

低床	中床	高床	重量 15.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000582		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1040-0					

ネクストコア くるり NEXT-71B

松永製作所

6輪 非課税

自走 介助


ライトグリーン
F-3



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

爪間
1.5cm

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 19.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000333		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3040-0					

サービスコード 車いす:171001

ステイヤー SY16-40SB

カワムラサイクル

標準 非課税


自走 介助

No111



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

コンパクトな設計で取り回しが簡単。
折りたたみもコンパクトになり
省スペースで保管できます。



※折りたたみ時/全長865×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 12.1kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000329	商品番号	01-7130-0	月極	1割 2割 3割

グレイスコア GRC-21B

松永製作所

標準 非課税

自走 介助


M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

背シート高56cmで背中幅広い範囲を支え
長時間のご利用も快適
三角パット入り背カバーシートが脊柱を
しっかり支え、肩関節が動かしやすい

工具不要でシートの奥行調整可能
フットサポート直下型



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000400	商品番号	01-3160-0	月極	1割 2割 3割

ネクストコア グラン NEXT-22B HB

松永製作所

標準 非課税


自走 介助

ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

身長の高い方もゆったり座れる
高床スタンダードタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高715×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 12.4kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000376	商品番号	01-3060-0	月極	1割 2割 3割

ウェイビットルー WAR16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助

中床 高床


ファブリック (リバーシブル)

重量 12.7kg

耐荷重 100kg



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長855×全高660/680/700×全幅310mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000308	商品番号	01-7110-0	月極	1割 2割 3割
------	--------------	------	-----------	----	----------

KMD-A16-40-M(H/SH)

カワムラサイクル

標準 非課税

自走 介助

中床 高床


チャコールグレー No.82

重量 13.6kg

耐荷重 100kg



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長850×全高640/660/680×全幅270mm
※前輪/6インチ 後輪/16インチ
※シート幅寸法:シートパイプ外々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00160-000287	商品番号	01-7070-0	月極	1割 2割 3割
------	--------------	------	-----------	----	----------

ミライト・ウイング CRT-ES-4 ミキ

新掲載

多機能

非課税


自走 介助

ストライプシート
D14A17



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

電動補助で坂道や回転も楽々
軽やかな移動ができる軽量・コンパクトな「グリッププッシュ式」のサポート車いす



※クッション(30mm)込み寸法 ※折りたたみ時/全長690×全高705×全幅310mm

低床	中床	高床	重量 17.7kg(バッテリー含む)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000685		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1210-0					

milite

グリッププッシュ式

グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップを前後に押し引きすることで車いすを操作します。



あらゆる場面で頼れる走行性能

- 最大登坂角度 14°
上り坂や急勾配のスロープも楽に上ります。
- 手放し自動ブレーキ機能
操作部から手を離すと、主輪が自動的に停止します。



最小回転半径
73cm



電源スイッチ/電池残量表示ランプ

電源を ON にするだけで操作できます。自動的に電源が OFF になる便利機能も備わっています。



- 付属 リチウムイオンバッテリー L BAT-240-050
走行速度: 前進 1~5km/h 後進 2km/h まで
重量: 0.97kg バッテリー電圧: 24V バッテリー容量: 120Wh/h
連続走行距離: 11.5km (時速 4km/h で約 3 時間)
充電時間: 約 6 時間で満充電
防水・防塵性能 (制御ボックス・駆動ユニット): IPX3 (雨天時使用可、高圧洗浄不可)

カルティマ CRT-6 ミキ

プラスα

非課税


自走 介助

中床

グリーン
A-14

重量
9.1kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長850×全高705×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00122-000570		商品番号	01-1080-0		
月極	1割	2割	3割			

カルティマ CRT-8 ミキ

多機能

非課税


自走 介助

中床

グリーン
A-14

重量
10.5kg

耐荷重
100kg



※折りたたみ時/全長640×全高705×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

TAIS	00122-000574		商品番号	01-1090-0		
月極	1割	2割	3割			

ウェイビットルー+ WARP16-40-M(H/S) カワムラサイクル

多機能

非課税


自走 介助

ファブリック
(リバーシブル)



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーターディング
- リクライニング
- ティルト

独自のシーティングシステム、LAVICサポートで腰上から膝裏までのラインをサポートし、無理のないラクな姿勢を保つことができます。



※折りたたみ時/全長680×全高660/680/700×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 14.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS	00160-000310		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7090-0					

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 車いす:171001

ステイヤープラス SYP16-40SB

カワムラサイクル

新掲載

多機能 非課税

自走 介助

No111




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

● 肘部跳ね上げ



● 脚部開閉&着脱



※折りたたみ時/全長685×全高675×全幅290mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 13.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000341	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7140-0				

ふわりす+ KFP16-40SB

カワムラサイクル

多機能 非課税


自走 介助

すみれパープル No.97



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

車載が多い方にもおすすめの軽量多機能モデル。標準車感覚の軽量車いす。車いすに必要な機能は省かずに軽量化しています。



※折りたたみ時/全長625×全高660×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 10.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ外々寸法)
TAIS	00160-000248	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7040-0				

グレイスコア・ミニモ GRC-60B

松永製作所

モジュール 非課税


自走 介助

M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

小柄な方にフィットしやすいモジュールタイプ車いす
足漕ぎ操作される方におすすめ



※折りたたみ時/全長960×全高625×全幅320mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 16.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000420	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3210-0				

グレイスコア・アジャスト GRC-61B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助


M-13



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

臀部サポートベルトは、後傾した骨盤でも簡単に支え隙間を埋めるため、座り心地が抜群で疲れにくく、背フレームの配置を変えることで、ゆったりもたれやすくなりました。操作性も非常に軽やかです。

※奥行き調整は工具不要で簡単



※折りたたみ時/全長950×全高690×全幅310mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000408	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3190-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

エアフィッツ・プレミアム16 AFP-16

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助



シルバー W9



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターテイング
- リクライニング
- ティルト

背・腰・座にエアセルクッションを標準装備し、従来の車いすにない座り心地を追求。長く座っても疲れ難く、体にかかる負担を軽減します。



※折りたたみ時/全長770×全高670/690/710×全幅310mm ※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 15.8kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(エックスパイプ外寸法)
TAIS	00122-000654	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1180-0				

カルッタ CRT-4-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助


中床



紺 A-16

重量 11.2kg

耐荷重 100kg



※折りたたみ時/全長600×全高670×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内寸法
※クッション(30mm)込み寸法

TAIS	00122-000639	商品番号	01-1160-0	月極	1割	2割	3割
------	--------------	------	-----------	----	----	----	----

カルッタ CRT-2-CZ

ミキ

モジュール 非課税

自走 介助


中床



紺 A-16

重量 9.9kg

耐荷重 100kg



※折りたたみ時/全長840×全高670×全幅250mm
※前輪/6インチ 後輪/14インチ
※シート幅寸法:アームパイプ内寸法
※クッション(30mm)込み寸法

TAIS	00122-000610	商品番号	01-1110-0	月極	1割	2割	3割
------	--------------	------	-----------	----	----	----	----

ネクストコア ミニモ NEXT-60B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助




オレンジ F-1



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターテイング
- リクライニング
- ティルト

スリムで超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ



※折りたたみ時/全長940×全高635×全幅270mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00066-000329	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3080-0				

ネクストコア アジャスト NEXT-61B

松永製作所

モジュール 非課税

自走 介助




ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 蹴り上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーターテイング
- リクライニング
- ティルト

次世代車いすのセミモジュール



※折りたたみ時/全長955×全高675×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 13.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内寸法)
TAIS	00066-000321	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3090-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

サービスコード 車いす:171001

シン・ウルトラ NAH-SU2W エアリー仕様

日進医療器

新掲載

多機能 非課税

自走 介助



テツコン



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

新素材のクッションと新しいヒップサポートによる進化した座り
シート幅は40cmと43cmをご用意

シート幅	TAIS	商品番号
40cm幅	00175-000427	01-5200-0
43cm幅	00175-000427	01-5210-0

※シート幅はアームパイプ内々寸法



※()内は43cm幅時の寸法
※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅260mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 13.0kg	耐荷重 100kg	

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U1

日進医療器

標準 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

軽さ・コンパクト・座り心地・デザインを追求した究極シリーズ



※折りたたみ時/全長860×全高650×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 10.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000319	
商品番号	01-5090-0	

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U2W エアリー仕様

日進医療器

多機能 非課税

自走 介助




インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた介助用車いす



※折りたたみ時/全長880×全高650×全幅280mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 12.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000359	
商品番号	01-5110-0	

月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-U7 エアリー仕様

日進医療器

モジュール 非課税

自走 介助



インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

スリム・軽量・安全性と快適性に優れた介助用車いす
シート幅は工具不要で調整可



※折りたたみ時/全長920×全高650~690×全幅260mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床
重量 13.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400-420-440mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000362	
商品番号	01-5130-0	

月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ネクストコア くるり NEXT-81B

松永製作所

6 輪 非課税

自走 介助

ライトグリーン
F-3



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

圧倒的な小回り性能!!
その場でくるり!!



※折りたたみ時/全長860×全高675×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 18.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000334	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3070-0				

座王X NA-XF7

日進医療器

ティルト 非課税


自走 介助

グレー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

残存機能を活かしたオートフィットシステムによって姿勢が安定する自走用ティルト車いす



※折りたたみ時/全長1020×全高660/680/700×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

エレベーターオプションユニット	月極
日進医療器	KF-EC
座王Xのフット・レッグサポートを拳上式・開き式・着脱式にできます。	
TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2

低床	中床	高床	重量 19.6kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000391	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5160-0				

座位保持自走型ラクリオ® 介助ブレーキ付 PR-1000B

ビジョンタヒラ

ティルト 非課税


自走 介助

ブルー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

自走しやすく、姿勢がくずれてきた方でも座位保持できます。



※クッション(50mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長1020×全高690×全幅410mm 単位:mm 車輪:インチ

エレベーター PTH-EL-1	新掲載	月極
ビジョンタヒラ		
足首の角度に合わせてフィットサポートの角度を工具レスで変更できます。		
TAIS	00495-000071	
商品番号	02-9100-2	

低床	中床	高床	重量 21.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00495-000064	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9090-0				

NEO-10αW

日進医療器

ティルト 非課税


自走 介助

紺



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

多機能+ティルト(座位の安定)をコンセプトにし、17kg台の重量を実現



※折りたたみ時/全長970×全高680×全幅330mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません 単位:mm 車輪:インチ

低床	中床	高床	重量 17.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000408	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5190-0				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊登台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす:171001

座王X NAH-XF5

日進医療器

ティルト 非課税

自走 介助

グレー



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

オートフィット3Dバックサポート採用車いす

エレベーターオプションユニット
日進医療器 KF-EC

座王Xのフット・レッグサポートを拳上式・開き式・着脱式にできます。

TAIS	00175-000396
商品番号	02-9070-2



※折りたたみ時/全長980×全高660/680/700×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 18.9kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00175-000390	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-5180-0				

マイチルト・コンパクトII MH-CR2-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング 非課税


自走 介助

ネイビー M12



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

休息姿勢と自立姿勢の共存が可能な上部胸椎サポートパッドを採用
低い位置も合わせられるスネークヘッドサポートや便利な前後連動フットブレーキを搭載



※折りたたみ時/全長935×全高790×全幅325mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 27.3kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(シートパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000412	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3170-0				

マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

ティルト・リクライニング 非課税


自走 介助

ブルー F-2



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト

小柄な方向へのティルト&リクライニング車いす
狭いスペースでもさらに使いやすい、横移動可能なリフトアップ機能付き



※折りたたみ時/全長880×全高990×全幅340mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 29.0kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)
TAIS	00066-000352	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3100-0				

ウルトラ NAH-UC-LO

日進医療器 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助

中床

インディゴ



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長1110×全高720×全幅540mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量	21.1kg	耐荷重	100kg
TAIS	00175-000380	商品番号	01-5140-0
月極	1割	2割	3割

ウルトラ NAH-UC-Hi電動

日進医療器 脚部拳上式・開き式・着脱式仕様

電動ティルト・リクライニング 非課税

自走 介助

高床

グリーン



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整シート
- スイングアウト
- エレベーター
- リクライニング
- ティルト



※折りたたみ時/全長1130×全高770×全幅560mm
※前輪/6インチ 後輪/12インチ
※シート幅寸法: アームパイプ内々寸法
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

重量	23.8kg	耐荷重	120kg
TAIS	00175-000395	商品番号	01-5150-0
月極	1割	2割	3割

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

6輪車いす SKR-8 ミキ

新掲載

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助


ベザーブルー
S-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

狭い場所でもスムーズな小回りと安定した乗り心地を実現したティルト&リクライニング車いす

- 小さい回転半径 58cm
- 路面の凸凹でも安定



※クッション(40mm)込み寸法
※折りたたみ時/全長740×全高735×全幅320mm

低床	中床	高床	重量 24.2kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00122-000687		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-1200-0					

エリーゼ FR-31TR HB 松永製作所

新掲載

ティルト・リクライニング

非課税


自走 介助

ビニールレザー
B-16



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

リフトアップ機能でその場回転を実現! 横移動も可能にしたティルト&リクライニング車いす



※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 39.7kg	耐荷重 100kg	シート幅 400mm(アームパイプ内々寸法)	
TAIS	00066-000423		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-3140-0					

くるーん KPFK-12 カワムラサイクル

ティルト・リクライニング

非課税


自走 介助

ピーコックブルー
No.102



- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

- 姿勢保持のお手本!! コンパクトなフレーム設計で在宅にも適します。
- ティルトとリクライニングがひとつになった、ぴったりフィット機構。
- バックサポートを“倒す”“起こす”の動作を繰り返しても臀部がずれにくく、座位も安定しやすい。



※折りたたみ時/全長720×全高770×全幅350mm
※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 21.5kg	耐荷重 100kg	シート幅 420mm(シートパイプ外々寸法)	
TAIS	00160-000250		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-7050-0					

座位保持ティルトリクライニング ラクレスト 介助ブレーキ付 PR-2000B ピジョンタヒラ

ティルト・リクライニング

非課税

自走 介助

レッド




- ノーパンクタイヤ
- 介助ブレーキ
- 折りたたみ式
- 跳ね上げ式アームサポート
- 高さ調整式アームサポート
- 張り調整式バックサポート
- 幅調整式シート
- スイングアウト
- エレベータリング
- リクライニング
- ティルト

工具不要でかんたん・らくらく座位保持「ラチェット式サイドサポート」でからだの傾きを改善

エレベータリング PTH-EL-1 **新掲載**
ピジョンタヒラ

足首の角度に合わせてフットサポートの角度を工具レスで変更できます。

TAIS	00495-000071	
商品番号	02-9100-2	



※各寸法にはクッション等の厚みは含まれておりません

低床	中床	高床	重量 29.0kg	耐荷重 75kg	シート幅 400mm	
TAIS	00495-000067		月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9061-0					



このマークの車いすに限りです。

電動車いすには「安心補償」がついています。

WHILL Model CK2 WHL-CK02

WHILL

すべての人の移動を楽しくスマートにする
近距離モビリティ

電動自走 非課税



WHILL Model CK WHL-CK01

WHILL

電動自走 非課税



刷新されたコントローラ

片手で簡単に操作。スピード調整、電源オンオフも片手で、手を離すと坂道でも自動でブレーキがかかります。左右の付け替えが可能です。



リアサスペンション

WHILL Model CK2で新たに装備された後輪のサスペンションにより、でこぼこ道や段差乗り越えの衝撃を吸収。

WHILL Model CKからの主な変更点

- リアサスペンションの設定
- コントローラ / スイッチの変更
- アームの跳ね上げ性能改善
- テールライトの視認性向上



WHILL Model CK は 2017 年度グッドデザイン賞を受賞しました。

共通仕様

最高速度 / 6km/h、登坂力 / 10度、使用環境 / -15℃~40℃
重量 / 約52kg、充電時間 / 5時間、最大荷重 / 115kg

WHILL Model CK2 固有仕様

走行距離 / 約18km、バッテリー / リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
サイズ / 幅554×奥行985×高さ745~945mm

WHILL Model CK 固有仕様

走行距離 / 約16km、バッテリー / リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
サイズ / 幅550×奥行985×高さ740~940mm

*最高速度は前方についての値です。急な坂道を走行すると減速度合いが変わることがあります。走行中にバッテリーの温度が著しく低下すると、バッテリーが低温モードになって、減速度合いが変わることがあります。

WHILL オプション

杖ホルダー

本体に固定できる杖ホルダーは2つです。



リチウムイオンバッテリー

Model CK2用の予備バッテリー。自宅のコンセントで簡単に充電



骨盤ベルト

Model CK2用の骨盤ベルト。



ジョイスティック(スティック)

Model CK/CK2用のスティックで、手で掴んだり指の間に挟んで操作します。



サイズ	重量
高さ131×幅74×奥行147mm	150g

充電時間	重量
5時間	2.7kg

*本体に1つ付属

サイズ	重量
700~1000mm	245g

サイズ	重量
高さ85×幅43×奥行54mm	46g

品名	品番	TAIS	商品番号	適合機種	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
WHILL Model CK2	WHL-CK02	01520-000028	01-9080-0	-				
WHILL Model CK	WHL-CK01	01520-000005	01-9020-0	-				
杖ホルダー	WHL-C2-01	01520-000029	02-9080-2	WHL-CK02				
リチウムイオンバッテリー	WHL-C2-02	01520-000030	02-9082-1	WHL-CK02				
骨盤ベルト	WHL-C12	01520-000009	02-9081-2	WHL-CK02				
ジョイスティック(スティック)	WHL-C27	01520-000026	02-9003-2	WHL-CK01 WHL-CK02				

JWアクティブPLUS+ Sタイプ

ヤマハ発動機

電動自走 非課税



単位:mm 車輪:インチ

- 実用登坂角度 / 6°
- 連続走行距離 / 15km
- 最高速度 / 4.5km/h

低床	中床	高床	重量 27.4kg(バッテリー除く)	耐荷重 100kg	シート幅 400mm
TAIS	00233-000095	月極	1割	2割	3割
商品番号	01-9030-0				

*車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。(WHILLオプションのリチウムイオンバッテリー-WHL-C2-02を除く)

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スズキ セニアカー ET-4DB


スズキ

新掲載

電動カート

非課税

障害物検知サポート、点滅機能付きLEDヘッドライト、速度抑制機能付クラッチなど安心安全のための装備がさらに充実



安心補償

障害物検知サポート

正対する壁や太いポールなどの前方の障害物を障害物センサーが検知すると、運転者に警告し、車両を減速させることで、安全運転をサポートする機能です。



! 障害物検知サポートは、運転者の安全運転をサポートし、衝突時の被害軽減を目的としています。検知・制動性能には限界があり、また路面や天候など周囲の状況によっては作動しない場合があります。機能に頼った運転はせず、常に安全運転に努めてください。詳しくは、メーカーサイトなどをご確認ください。



障害物センサー

LEDヘッドライト

速度抑制機能付クラッチ

仕様

本体重量/68kg、総重量/100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)/DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)/シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ/パンクレスタイヤ、駆動方式/後2輪直接駆動方式(デフ付き)

性能

最高速度/前進:1~6km/h 後進:1~2km/h、実用登坂角度/10°、連続走行距離/31km 最小回転半径(最外側)/1450mm、段差乗り越高さ/75mm、満乗越幅:100mm 最大使用者体重/100kg

※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D B型	ET-4DB	00152-000033	01-9110-0				

スズキ セニアカー ET-4DA

スズキ

電動カート

非課税

傾斜お知らせや音声案内など安心のための機能が充実 31km*の連続走行と大型バスケットで使いやすさが充実

在庫限り



サブホイールプレート

踏切等でタイヤが挟まった際、左右後輪内側のサブホイールプレートが溝の外に接することで後輪が深くはまり込むことを抑制し、立ち往生によるリスクを低減します。
※約80mm以下の幅満に対応



スズキ セニアカー ET-4D9

スズキ

電動カート

非課税

在庫限り

安心補償



※ET-4DAのET-4D9からの主な変更点は、サブホイールプレートの追加と手押しモードクラッチの嵌合性の向上です。

- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケット
 - バッテリー残量表示灯が2灯まで減った段階で充電促進案内の追加
 - 音声案内音量は4段階(大、中、小、OFF)の調整が可能
- 前後方LED点滅ランプ パンクレスタイヤ 握り込み緊急停止機能

共通仕様

本体重量/68kg、総重量/100kg(バッテリー含む)、モーター(30分定格出力)/DC24V360W×1個、バッテリー(5時間率)/シールドタイプ SC38-12(12V・35Ah)×2個、タイヤ/パンクレスタイヤ、駆動方式/後2輪直接駆動方式(デフ付き)

共通性能

最高速度/前進:1~6km/h 後進:1~2km/h、実用登坂角度/10°、連続走行距離/31km 最小回転半径(最外側)/1450mm、段差乗り越高さ/75mm、満乗越幅:100mm 最大使用者体重/100kg

※連続走行距離は、使用環境(気象、路面状況等)や運転方法(急発進、ランプ使用等)に応じて異なります。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スズキ セニアカー ET4D A型	ET-4DA	00152-000028	01-9100-0				
スズキ セニアカー ET4D 9型	ET-4D9	00152-000026	01-9042-0				

安心補償 左のマーク付きの電動車いすには「安心保障」がついています。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)


特殊登台・付属品 レンタル P2-19
床ずれ防止用具 レンタル P20-25
体位変換器 レンタル P26
歩行補助杖 レンタル P27
歩行器 レンタル P28-37
手すり レンタル P38-51
車いす・付属品 レンタル P52-75
スロープ レンタル P76-78
移動用リフト レンタル P79-85
自動排泄処理装置 レンタル P85
徘徊感知機器 レンタル P86-89

アウルCARE シリーズ

加地



座り心地を追求したふくろうデザイン



座位目的に合わせた「アウルCARE」シリーズ6タイプ

高い方	アウルCARE 75F	アウルCARE 70C	アウルCARE 100C
	アウルCARE 60F		アウルCARE 80C
	アウルCARE 40F		
床ずれリスク	座位を保つことができる方	座位が崩れやすい方	自分で座位が保てない方
低い方			

アウルCARE 40F OWL40F-BK1-4040

厚さ4cmの薄さで足つき性の良い薄型タイプ

厚さ 4cm

重量 約1.1kg



アウルCARE 60F OWL60F-BK1-4040

適度な厚みで体圧分散性を持つ標準タイプ

厚さ 6cm

重量 約1.2kg



アウルCARE 75F OWL75F-BK1-4040

坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ 7.5cm

重量 約1.4kg



アウルCARE 70C OWL70C-BK1-4040

アンカー形状により前ずれを防ぐ姿勢保持タイプ

厚さ 4.6~7cm

重量 約1.3kg



アウルCARE 80C OWL80C-BK1-4040

3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

厚さ 3.5~8cm

重量 約1.6kg



アウルCARE 100C OWL100C-BK1-4040

起伏の強い3D形状で沈み込みのあるハイスぺックな姿勢保持タイプ

厚さ 5.5~10cm

重量 約1.6kg



共通仕様

サイズ/縦 400×横 400mm、材質：クッション本体/中材：EXGEL(合成ゴム)+ウレタンフォーム、表材：ウレタン合成皮革、裏材：滑り止め加工付きナイロンカーパー/表材：ポリエステル100%ウレタンフォーム・ウレタンフィルムラミネート加工、マチ：ウレタン合成皮革、裏材：滑り止め加工付きナイロン

タイプ	品番	厚み	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルCARE フラットタイプ	40F OWL40F-BK1-4040	40mm	00540-00067	02-2070-2				
	60F OWL60F-BK1-4040	60mm	00540-00068	02-2080-2				
	75F OWL75F-BK1-4040	75mm	00540-00069	02-2090-2				
アウルCARE コンタータイプ	70C OWL70C-BK1-4040	70mm	00540-00070	02-2100-2				
	80C OWL80C-BK1-4040	80mm	00540-00071	02-2110-2				
	100C OWL100C-BK1-4040	100mm	00540-00072	02-2120-2				

*車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

アウルサポート

加地

あらゆる体格・座位に対応し、骨盤や体幹をサポートすることができる姿勢保持クッション

- 自力での座位保持が困難な方
- 上半身に左右の傾きがある方
- 骨盤後傾により前ずれしてしまう方

厚さ
5~7cm

アウルサポート バッククッション

位置調整が可能なパッドでさまざまな体格や座位に対応。

アウルサポート シートクッション

前ずれしにくいアンカー形状で、安定した着座姿勢を保ちます。



サイズ

[シートクッション]
幅400×奥行400×厚さ:前70・中55・後50mm
[バッククッション]
幅480×奥行120×高さ365mm

重量

[シートクッション]約1.2kg
[バッククッション]約1.4kg

品名	品番	備考	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
アウルサポートセット	OWLS-S01B01	以下2つのセット	00540-000017	02-2040-2				
アウルサポート シートクッション	OWLS-S01	-	00540-000016	02-2041-2				
アウルサポート バッククッション	OWLS-B01	-	00540-000015	02-2042-2				

ロボ・クアドトロセレクト ミドルタイプ 8×8

ペルモビール

連結したミッドタイプのアアセルが座位と安定性の理想的な組み合わせを叶えます

厚さ
2.5~8.5cm



クッションには独立した4つの空室があり、独自のアイソフローパブルで制御することによってそれぞれが1人ひとりに適した形状になります。

サイズ

幅・奥行350~395×厚さ25~85mm

重量

約1.4kg

TAIS 01300-000042 商品番号 02-9090-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

リフレックス



在庫限り

ユーキ・トレーディング

床ずれリスクの軽減と座位の安定性を提供

厚さ
8cm



*カバーを外した状態

クッション内部に取付けた空気自動開放バルブが、体型に合わせて最適な座り心地を提供します。

サイズ

縦400×横400×厚さ80mm

重量

約0.7kg

TAIS 00468-000034 商品番号 02-1010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルファプラ クッション

撥水・防水カバータイプ

KC-WP4040

タイカ

3層のゲルサンド構造が安定感のある座り心地を実現

厚さ
6cm



左右の坐骨をしっかりサポート。仙骨座り(前ズレ)を防ぎます。

サイズ

縦400×横400×厚さ60mm

重量

約0.6kg

TAIS 00563-000017 商品番号 02-4000-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アルファプラ F クッション

撥水・防水カバータイプ

FWC-4040

タイカ

高い体圧分散性能と座位姿勢の安定を考えた高機能クッション

厚さ
7.5cm



アルファプラF継承の高弾性無膜ウレタンフォームと新開発で前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造を採用。

サイズ

縦400×横400×厚さ75mm

重量

約0.6kg

TAIS 00563-000124 商品番号 02-4010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

フォリオ CK-405

ケープ

通気性がよく、カバーを外さず洗濯機で丸洗い可能な快適薄型クッション

厚さ
6cm



前後に分かれた独立構造で前ズレ防止を強化、厚さ6cmの薄型で優れた体圧分散性能。

サイズ

縦400×横400×厚さ60mm

重量

約0.6kg

TAIS 00206-000132 商品番号 02-3020-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

デュオ ジェルクッション CK-385

ケープ

前ズレを吸収し、理想的な姿勢保持を実現

厚さ
7.5cm



仙骨座りや骨盤後傾を起こす座位保持困難な方に最適。

サイズ

縦400×横400×厚さ75mm

重量

約1.7kg

TAIS 00206-000048 商品番号 02-3010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品
P2-19
床ずれ防止用具
P20-25
体位変換器
P26
歩行補助杖
P27
歩行器
P28-37
手すり
P38-51
車いす・付属品
P52-75
スロープ
P76-78
移動用リフト
P79-85
自動排泄処理装置
P85
徘徊感知機器
P86-89

サービスコード 車いす付属品:171002

アウルREHA レギュラー

在庫限り

加地
厚さ4cmの薄さで足つき性の良いスタンダードタイプ

厚さ
4cm



※カバーを外した状態
本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

OWL21-BK1-4040 サイズ/縦400×横400×厚さ40mm 重量/約1.2kg

TAIS 00540-00028 商品番号 02-2000-2

OWL21W-BK1-4340 サイズ/縦400×横430×厚さ40mm 重量/約1.3kg

TAIS 00540-00064 商品番号 02-2060-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アウルREHA ハイ OWL22-BK1-4040

在庫限り

加地
坐骨部の深い沈み込み量を確保した減圧重視タイプ

厚さ
8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ 重量

縦400×横400×厚さ80mm 約1.4kg

TAIS 00540-00029 商品番号 02-2030-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ブレーキ延長棒

松永製作所



駐車ブレーキを伸長出来ます

① +5cm ② +10cm

(ブレーキ延長取付例 ※写真は10cm)

材質
アルミ

サイズ	TAIS	商品番号
① +5cm	00066-000298	02-9010-2
② +10cm		02-9011-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架(転倒防止キャスト付とのセット商品)

松永製作所



500cc用(直径110mm)の酸素ボンベに対応

転倒防止キャスト付

※ボンベ架と転倒防止キャスト付とのセットです

ボンベ架取付例

品名	TAIS	商品番号
ボンベ架	00066-000345	02-9030-2
転倒防止キャスト付		

ボンベ架取付時には「転倒防止キャスト付」を必ずご使用下さい。

ボンベ架サイズ 重量

高さ:400mm 内径:φ115mm ボンベ架:700g 転倒防止キャスト付:400g

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

アウルREHA ミドル OWL26-BK1-4040

在庫限り

加地
適度な厚みで体圧分散性を持つ多用途タイプ

厚さ
6cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ 重量

縦400×横400×厚さ60mm 約1.3kg

TAIS 00540-000057 商品番号 02-2010-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

アウルREHA 3Dジャスト OWL25-BK1-4040

加地
3D形状で最大限の薄さを実現した汎用性の高い姿勢保持タイプ

在庫限り

厚さ
3.5~8cm



※カバーを外した状態

本体は誤使用防止を考慮したデザイン、カバーは前後のタグ付き。

サイズ 重量

縦400×横400×厚さ35~80mm 約1.5kg

TAIS 00540-000055 商品番号 02-2020-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

延長棒

日進医療器



駐車ブレーキを伸長出来ます

① +10cm ② +18cm

材質
アルミ

サイズ	福祉用具届出コード	商品番号
① +10cm	00175-Z00024	02-9020-2
② +18cm		02-9021-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

ボンベ架 MS-0027

新掲載

ミキ



適正ボンベ径:最大160mm

材質
スチール・アルミ

TAIS 00122-000601 商品番号 02-9110-2

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
レンタル
床ずれ防止用具 P20-25
レンタル
体位変換器 P26
レンタル
歩行補助杖 P27
レンタル
歩行器 P28-37
レンタル
手すり P38-51
レンタル
車いす・付属品 P52-75
レンタル
スロープ P76-78
レンタル
移動用リフト P79-85
レンタル
自動排泄処理装置 P85
レンタル
徘徊感知機器 P86-89

どこでもテーブル nishiura T-D

ニシウラ


良い姿勢と使いやすさを重視した摂食嚥下テーブル



テーブル取付例



●どこでもテーブル適合アーム



※車いすの取付に関しては上記適合アームイラストをご参照ください。
 ※車いすの機種によってはアーム高などの調整が必要な機種もございます。

どこでもテーブルを使用することで、肘をしっかりとテーブルに置くことができ、姿勢が安定します。食事時に前腕が適正なポジションにあることは、誤嚥などを防ぐだけでなく、ご利用者さま自身の身体負担への軽減にも繋がります。

サイズ	材質	重量	※商品には別途保護カバーが付きませ
幅600×奥行710×厚み20mm	ポリ合板	3kg	

TAIS	01272-000007	商品番号	02-9050-2
------	--------------	------	-----------

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

車いす付属品適合表

P	種別	メーカー	商品名	品番	ブレーキ延長棒 (松永製作所)	延長棒 (日進医療器)	ポンペ架 (松永製作所)	ポンペ架 (ミキ)
55	自走	松永製作所	グレイスコア	GRC-11B	○	-	※○	-
	自走	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-12B HB	○	-	※○	-
56	自走	ミキ	カルティマ	CRT-5	-	-	-	○
	自走	日進医療器	NEO-1+G-Guard IIパッケージ		-	○	-	-
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3LoB	-	-	-	○
	自走	ミキ	カルティマ	CRT-7	-	-	-	○
58	自走	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅・43cm幅)	NA-SU2W	-	-	-	-
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U1	-	○	-	-
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W	-	○	-	-
59	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U2W・BG	-	○	-	-
	自走	日進医療器	ウルトラ	NA-U7	-	○	-	-
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-3-CZ	-	-	-	○
	自走	ミキ	カルッタ	CRT-1-CZ	-	-	-	○
60	自走	日進医療器	座王X	NA-X521W	-	○	-	-
	自走	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-50B	○	-	※○	-
	自走	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-51B	○	-	※○	-
61	自走	ミキ	エアフィッツ・プレミアム22	AFP-22	-	-	-	×
	自走	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-50B	○	-	※○	-
	自走	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-51B	○	-	※○	-
	自走	ミキ	軽量モジュール車いす	MEF-22	-	-	-	×
62	自走	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-71B	×	-	×	-
	介助	松永製作所	グレイスコア	GRC-21B	○	-	※○	-
63	介助	松永製作所	ネクストコア グラン	NEXT-22B HB	○	-	※○	-
	介助	ミキ	ミライト・ウイング	CRT-ES-4	-	-	-	×
	介助	ミキ	カルティマ	CRT-6	-	-	-	○
64	介助	ミキ	カルティマ	CRT-8	-	-	-	○
	介助	松永製作所	グレイスコア・ミニモ	GRC-60B	○	-	※○	-
	介助	松永製作所	グレイスコア・アジャスト	GRC-61B	○	-	※○	-
	介助	ミキ	エアフィッツ・プレミアム16	AFP-16	-	-	-	×
65	介助	ミキ	カルッタ	CRT-4-CZ	-	-	-	○
	介助	ミキ	カルッタ	CRT-2-CZ	-	-	-	○
	介助	松永製作所	ネクストコア ミニモ	NEXT-60B	○	-	※○	-
66	介助	松永製作所	ネクストコア アジャスト	NEXT-61B	○	-	※○	-
	介助	日進医療器	シン・ウルトラ(40cm幅・43cm幅)	NAH-SU2W	-	-	-	-
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U1	-	○	-	-
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U2W	-	○	-	-
67	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-U7	-	○	-	-
	介助	松永製作所	ネクストコア くるり	NEXT-81B	×	-	×	-
	自走	日進医療器	座王X	NA-XF7	-	○	-	-
68	介助	日進医療器	NEO-10αW		-	○	-	-
	介助	日進医療器	座王X	NAH-XF5	-	○	-	-
	介助	松永製作所	マイチルト・コンパクトII	MH-CR2-SE	×	-	×	-
	介助	松永製作所	マイチルト・ミニ3D	MH-SRL-SE	×	-	×	-
69	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・LO	-	×	-	-
	介助	日進医療器	ウルトラ	NAH-UC・Hi電動	-	×	-	-
69	介助	ミキ	6輪車いす	SKR-8	-	-	-	×
	介助	松永製作所	エリーゼ	FR-31TR HB	×	-	×	-


○：適合 ×：不適合 -：非該当 ※取付時に転倒防止キャスト付が必要です。

※車いす付属品は非課税の車いすとセットでレンタルする場合、非課税となります。

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

スロープガイド

スロープは屋内外のさまざまな段差を緩やかな傾斜に変え、特に車いすのように車輪のついた用具を用いて移動する際に有効な福祉用具です。なお、福祉用具貸与には取り付けに際して工事を伴わないものに限ります。



スロープの主な種類

段差を解消するスロープには、主に以下の2つの種類があります。

一枚板タイプ



一枚板タイプのスロープの場合、介助者さまもスロープ上を歩行するのでより安定して介助ができます。また走行可能な幅に余裕があり、レールタイプのように車輪をスロープに合わせる必要がないため活用範囲が広く、電動を含めてほとんどの車いすにも対応できます。

レールタイプ



レールタイプのスロープの場合、介助者さまはスロープに乗らず地面を歩くことになるのでスロープを使用しない場合と介助者さまの高さは変わりませんが、ご利用者さまが乗る車いすはスロープ上を進むため高さが徐々に上昇／下降していきます。左右のレール幅を調整できるため狭い場所でも使用可能で、持ち運びがしやすいメリットがあります。

段差に対するスロープの必要な長さの目安

段差に対するスロープの必要な長さや傾斜角度の目安を以下に提示します。実際には車いすの車種やご利用者さまの体重、介助者さまの体力、設置場所などの諸条件を考慮に入れて検討する必要があります。

車いすで自走する場合

スロープの長さ

段差の **12** 倍



傾斜角度 5°

目安となる傾斜角度は約5°です。車いすの自走に向けたゆるやかな傾斜です。

介助者同伴で走行する場合

スロープの長さ

段差の **6** 倍



傾斜角度 10°

目安となる傾斜角度は約10°です。多くの介助者さまが比較的楽に車いすを押すことができる傾斜です。

最大傾斜

スロープの長さ

段差の **4** 倍



傾斜角度 15°

目安となる傾斜角度は約15°です。かなりの急勾配なため、これ以上の角度は危険です。

●スロープの必要な長さの算出例(段差が30cmの場合)

使用状況	スロープの必要な長さの算出
車いすで自走する場合	30cm × 12 = 長さ 360cm のスロープ
介助者同伴で走行する場合	30cm × 6 = 長さ 180cm のスロープ
最大傾斜の場合	30cm × 4 = 長さ 120cm のスロープ

●注意事項

- このガイドはあくまで目安であり、メーカーや商品によって基準が異なる場合があります。例えばダンロップホームプロダクツはダンスロープエア-2の最大傾斜角度を14°としています。
- 電動車いすでスロープを登坂する場合、該当機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度を検討し、無理がないかご確認ください。また急勾配の場合はスロープの先端が電動車いすの底に当たらないかご注意ください。

電動車いすの実用登坂角度

電動車いすや電動アシストタイプの車いすでスロープを使用する場合は耐荷重の検討はもちろん、ご使用となる機種の実用登坂角度とスロープの傾斜角度をご確認ください。

機種名	実用登坂角度
WHILL Model CK2 (P70)	10°
WHILL Model CK (P70)	10°
セニアカー ET4D (P71)	10°

機種名	実用登坂角度
JWアクティブPLUS+ Sタイプ (P70)	6°

ダンスロープエア-2

ダンロップホームプロダクツ

高品質な特殊カーボン繊維と中空構造により
業界最軽量クラスの車いす用可搬形スロープ

Dun-Slope Air2



サイズ

- R-85Z・R-230Z・R-255Z・R-285Z / 幅[使用時]:696mm
幅[収納時]:348mm
- R-125Z・R-165Z・R-205Z / 幅[使用時]:694mm
幅[収納時]:347mm
- 全規格共通 / 有効幅:690mm 側壁の高さ:27mm
収納時の厚み:108mm

材質

カーボンFRP・ポリカーボネート

耐荷重

300kg

品番	長さ	有効幅	幅[使用時]	幅[収納時]	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
R-85Z	850mm	690mm	696mm	348mm	約4.3kg	00532-000054	08-1020-1				
R-125Z	1250mm				約5.7kg	00532-000053	08-1021-1				
R-165Z	1650mm		694mm	347mm	約7.0kg	00532-000052	08-1022-1				
R-205Z	2050mm				約8.5kg	00532-000051	08-1023-1				
R-230Z	2300mm				約9.6kg	00532-000050	08-1024-1				
R-255Z	2550mm		696mm	348mm	約10.5kg	00532-000049	08-1025-1				
R-285Z	2850mm				約11.5kg	00532-000048	08-1026-1				

段ない・ス 68

シコク

従来のスロープでは幅が狭く置けなかった場所でも設置でき、安心して走行できます

●段ない・ス




全幅73cm

●段ない・ス68



全幅68cm

従来タイプより-5cmコンパクトになり狭い間口でも対応可能



スロープ両サイドのアルミエッジが
走行を安全にサポートします

材質	耐荷重	サイズ
FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂	300kg	幅[使用時]:680mm(内有効幅:650mm) 幅[収納時]:350mm

品名	品番	長さ	高さ	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
段ない・ス 68 650	628-110	650mm	51mm	約3.6kg	01235-000188	08-3010-1				
段ない・ス 68 800	628-120	800mm	51mm	約4.2kg	01235-000189	08-3011-1				
段ない・ス 68 1000	628-130	1000mm	51mm	約5.0kg	01235-000190	08-3012-1				
段ない・ス 68 1250	628-140	1250mm	51mm	約6.3kg	01235-000191	08-3013-1				
段ない・ス 68 1500	628-150	1500mm	51mm	約7.3kg	01235-000192	08-3014-1				
段ない・ス 68 1750	628-160	1750mm	61mm	約9.2kg	01235-000193	08-3015-1				
段ない・ス 68 2000	628-170	2000mm	61mm	約10.3kg	01235-000194	08-3016-1				
段ない・ス 68 2400	628-180	2400mm	61mm	約12.3kg	01235-000195	08-3017-1				
段ない・ス 68 2600	628-190	2600mm	61mm	約16.0kg	01235-000196	08-3018-1				
段ない・ス 68 2800	628-200	2800mm	61mm	約17.3kg	01235-000197	08-3019-1				

ESKスライドスロープ ESK300R

イーストアイ

段差の高さや設置スペースの広さに合わせて任意の長さで使用、複数の段差に使用できます



持ち運びに便利!

持ち運びに便利な
取っ手付き & 縮めて
コンパクト

●1セットで色々な場所に対応
無段階に調整できるので複数の段差に対応できます。

●お出かけ時の携帯に便利
取っ手付きで、持ち運びが楽です。収納・移動時には、コンパクトに縮めることができるので便利です。

●メンテナンスが簡単
本体表面のパンチング加工による滑り止め効果は半永久的、泥やほこりなどの汚れ落としも簡単にメンテナンスが楽です。



パンチング加工

サイズ

[使用時] 幅250(有効幅180)×長さ1500~3000×厚さ75mm
[収納時] 幅250×長さ1210×厚さ80mm

重量	耐荷重	材質
17.4kg(8.7kg/1本当たり)	250kg(セット)	アルミ、樹脂

備考

傾斜角度10度以下でご使用ください。
電動タイプの車いすでの使用時は、総重量80kg以下の車いすをご使用ください。

TAIS	00465-000090	商品番号	08-5000-1
月極	1割	2割	3割

インタースロープ

モルテン



小さな段差による歩行時のつまずきの防止や車いす走行時の負担を軽減するための低段差スロープ

●安全・安心への配慮

- ・ずれにくい素材で、置くだけで安全に使用できます。
- ・滑りにくい表面形状で、靴下や靴で歩いても安心して使用できます。
- ・段差が小さく滑らかな形状なので、すり足でもつまずきにくく、車いすや歩行器でも楽に走行できます。



靴下でも安心



滑りにくい形状



つまずきにくい形状

材質
特殊エラストマー

●様々な環境での使用

耐久性の高い特殊な素材により、屋外から屋内まで広範囲に使用できます。



高耐久性

●設置例



屋外


玄関

室内

品番	幅	高さ	奥行	重量	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
MSRP1076	760mm	10mm	30mm	0.1kg	00054-000173	08-7000-1				
MSRP1576	760mm	15mm	50mm	0.25kg	00054-000174	08-7001-1				
MSRP2076	760mm	20mm	70mm	0.39kg	00054-000175	08-7002-1				
MSRP2576	760mm	25mm	90mm	0.56kg	00054-000176	08-7003-1				
MSRP3076	760mm	30mm	110mm	0.75kg	00054-000177	08-7004-1				
MSRP3576	760mm	35mm	130mm	1.0kg	00054-000178	08-7005-1				
MSRP4076	760mm	40mm	150mm	1.1kg	00054-000179	08-7006-1				
MSRP4576	760mm	45mm	170mm	2.1kg	00054-000180	08-7007-1				
MSRP5076	760mm	50mm	190mm	2.9kg	00054-000181	08-7008-1				

移動用リフトガイド

移動用リフトは、自力での移動や移乗が困難な人のために身体または車いすごとを持ち上げるための福祉用具です。抱え上げ介護をしないノーリフティングポリシーのもと、安全安心な介護を実現するために大切な福祉用具です。



移動用リフトの主な種類

ベッドから車いす、ベッドからトイレ、浴室や玄関・アプローチなど移動用リフトにはシーンや用途に応じてさまざまな種類があります。

ベッド固定式リフト

リフト本体をベッド周辺に固定し、ベッドと車いす間、ベッドとポータブルトイレ間などへの移乗の際に使用されます。ベッド設置式リフトとも呼ばれます。



据え置き式リフト

走行用のレールを部屋内に組み立て、部屋内の移乗を行います。住宅工事は不要です。ベッド固定式リフトなどよりも比較的長い距離の移乗が可能です。



床走行式リフト

キャスター付で床を移動できるリフトです。ベッド周辺のみであればベッド固定式リフトの方が使いやすいといえますが、複数の場所で使う場合は床走行式リフトの方が便利です。



段差解消機

玄関や縁側、アプローチなどに設置し、上下に昇降することによって車いすに乗ったままでも安全に段差を解消するリフトです。スロープの設置が難しい場合などに便利です。



昇降座椅子

座椅子タイプのリフトで、座面が電動で昇降することによって床からの立ち座りをサポートします。



入浴用リフト

浴槽に設置して座面が電動で昇降することにより、浴槽内での立ち座りを安全にサポートするリフトです。



移動用リフトの重要性

介護の負担を大きく軽減しながら、ご利用者さまの身体への負担も少なく安全な移乗をサポートする移動用リフトは、ノーリフティングポリシーの広まりにより近年ますます重要性が高まっています。

ノーリフティングポリシーとは

1990年代の終わり頃よりオーストラリアでは看護師の腰痛予防対策のために危険や苦痛をしばしば伴う人力による抱え上げ介護を禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗の推進が提言され義務付けられるようになりました。これがノーリフティングポリシーです。

その後、ノーリフティングポリシーは国際的な広がりを見せ、2012年にはISO(国際標準化機構)が人力による移乗介助を原則禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗を推奨するガイドラインを作成しました。このように抱え上げ介護の禁止に向けて国際的な環境整備が進んできており、ノーリフティングポリシーは世界的な潮流になっていることは間違いがありません。

我が国の動きを見ると、2013年に厚生労働省が、腰痛が多発している社会福祉施設における介護作業などを念頭に『職場における腰痛予防対策指針』を改訂し、人力による抱え上げは原則として行わず移乗時にはリフトなどの積極利用を提唱し、その適用対象を福祉・医療分野などにおける介護・看護作業全般に広げました。ここにきて国内においてもノーリフティングポリシーへの環境整備が徐々に進んできています。

このように、ご利用者さまと介護者さま双方の安全と安心を実現するために移動用リフトなどの福祉用具の重要性がますます高まっています。

サービスコード 移動用リフト:171012

独立宣言スマート DSSM

コムラ製作所

電動昇降座椅子「独立宣言」のコンパクトタイプ
腰・ひざに負担をかけない立ち座りをサポート

- コンパクト 圧迫感のないコンパクト設計
- 軽量 移動に便利な軽量タイプ
- 簡単3分割 工具不要で簡単に分割



工具不要で簡単に3分割できるので持ち運びに便利です。



上下動レバー

肘掛けはね上げ

キャスター移動

安全装置



サイズ	重量	材質
幅510×奥行760×高さ655mm 座面高:90~580mm ●電源:AC100V ●昇降速度:17mm/sec ●耐荷重:80kg	29kg	背・座シート表面:塩ビレザー 背・座シート材:ウレタンフォーム、合板 肘掛け:ABS樹脂
TAIS 00088-000024	商品番号	12-1030-1
月極	1割	2割
		3割

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用
メンテナンス性にも優れており、
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております



- 電源:AC100V
- 昇降速度:18mm/sec
- 耐荷重:100kg

サイズ	重量	材質
幅620×奥行780×高さ840mm 座面高:160~575mm	37kg	本体:鋼、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム
TAIS 00088-000012	商品番号	12-1000-1
月極	1割	2割
		3割

独立宣言ローザ(ワイドシート) DSRS-W

コムラ製作所

座板が低いので、
床からの乗り降りが
楽々!



サイズ	重量	材質
幅690×奥行810×高さ975mm 座面高:15~610mm ●電源:AC100V ●昇降速度:14mm/sec ●耐荷重:80kg	44kg	本体:鋼、アルミニウム合金 背もたれ・肘掛け:合金 カバー:ABS樹脂、ポリスチレン
TAIS 00088-000023	商品番号	12-1010-1
月極	1割	2割
		3割

リクライニング付昇降座椅子 ゆうゆう KC200

キシ・エンジニアリング



座面がどの高さでもリクライニング出来ます。
(倒れ角度は自由によります。)



立上がり補助時



リクライニング時

サイズ	重量	材質
幅590×奥行1040~1090×高さ800~1140mm 座面高:140~500mm(前傾時の後部の高さ) ●リクライニング角度:15~45° ●電源:AC100V ●モーター:定格40W ●耐荷重:90kg	33kg	シート合成皮革
TAIS 00398-000004	商品番号	12-1020-1
月極	1割	2割
		3割

アルコー6000型

星光医療器製作所

玄関のあがりかまちななどに置いて
使用する段差解消機



電動で左右へ無段階(360度)に回転
しスイッチから指を
離すと停止します。



肘置きは跳ね上げ
式になっております
ので移乗に最適。
幅調整も可能です
ので体格に合わせて
使用出来ます。



サイズ	重量	材質
幅560×奥行698×高さ800mm 座面高:440~860mm [座マット]400×400mm 厚さ:60mm ●上下ストローク:420mm ●アジャスター調幅:25mm ●定格消費電力:100W ●耐荷重:100kg	33kg	スチール製
TAIS 00125-000056	商品番号	12-5000-1
月極	1割	2割
		3割

移乗サポートロボット Hug

FUJI

非課税

ベッドから車いす、車いすからお手洗いといった座位間の移乗動作や脱衣場での立位保持をサポートするロボット



L1-01



T1-02



Hug

移乗サポートロボット Hug

らくらく介護
始めませんか?

移乗動作をロボットがサポート

一人で立ち上がることが難しい方の移乗サポートロボットです。ベッド→車いす→お手洗いの移乗介助と立位保持を行う事ができます。

ご自身の腕力を活かした生活

上半身をスライドしながら立ち上がりますので、重心を足の裏に乗せて気持ちよく立ち上がることができます。

準備・操作が簡単

スリングシートがいらないため、面倒なセッティングが不要です。使いたいときに手回ることなく使うことができます。



Hug

ハグらくらく簡単操作

①ハグに寄りかかる



ハグを近づけ身体を寄せます。スリングシートは不要です。

②上体を起こす



簡単リモコン操作で、ハグがやさしく抱え上げます。

③便座に座る



車いすなどへゆっくりと安全に座ることができます。

サイズ	重量
L1-01: 全長880×全幅550×全高850~1200mm 足載せ台:外幅550×高さ62mm キャスト径:前輪100mm,後輪50mm	L1-01: 30kg T1-02: 35kg
T1-02: 全長950×全幅620×全高880~1350mm 足載せ台:外幅620×高さ62mm キャスト径:前輪100mm,後輪50mm	

備考

- 共通: ●バッテリー/型式鉛蓄電池 電圧:DC24
 ●耐荷重/100kg ●アーム下降時の圧迫防止システム搭載
 ●1回の充電で可能な使用回数:約100往復
- 昇降速度 / L1-01: 上昇・下降:20mm/sec 最小回転半径 / L1-01: 820mm
 T1-02: 上昇・下降:30mm/sec T1-02: 910mm
- 充電時間 / L1-01: 8時間
 T1-02: 8時間
- 緊急停止装置などの安全機構 / L1-01: 有り
 T1-02: 有り

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
移乗サポートロボット Hug L1	L1-01	01666-000002	12-9000-0				
移乗サポートロボット Hug T1	T1-02	01666-000003	12-9010-0				

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

非課税

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフト

- 脚先端の高さは6.6cmで低床ベッドに対応
- 足踏み式ペダルを踏むことでの脚の開閉が可能
- ハンガーフックは抜け止め付き
- ハンドルの取付位置は6cmおきの5段階
- 支柱の取付位置は5cmおきの3段階



手元スイッチでブームの上げ下げ



緊急停止ボタン




● 操作しやすいダブルキャスター



前輪は操作しやすいダブルキャスター仕様

- 広いハンガーフック昇降範囲
支柱の取付位置(3段階)を変更することによって、全高およびハンガーフックの高さ範囲を以下の表のように設定することができます。



支柱取付位置	全高	ハンガーフック高さ
1番下の取付穴	141~205cm	61~184cm
真ん中の取付穴	136~200cm	56~179cm
1番上の取付穴	131~195cm	51~174cm

サイズ	重量	安全使用荷重	モーター
全長1300×全幅650~1060mm	38kg	205kg	1モーター

TAIS	00170-000695	商品番号	12-4000-0
月極	1割	2割	3割


税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

介護リフト つるべー Bセット

モーター

非課税

ベッドの重さを利用したベッド設置式リフト
アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます



組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売りです。

サイズ		重量
全高2050×全幅1800~2150×奥行860~1060mm 吊り上げ高:最大2050mm/最小880mm ●最大吊り上げ荷重:100kg ●電源:AC100V		56.4kg
TAIS	00229-000005	商品番号 12-2000-0
月極	1割	2割 3割

かるがるプチV 標準セット 510070

竹虎

非課税

さまざまな場所に設置可能な組み立て式の架台セット
ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗をお手伝い



●住宅改造工事が不要

架台は約10分で組み立てられ、大幅な住宅改造は必要ありません。2本のT字の脚でしっかりと支えるので、安定感もあります。畳のお部屋でも使用できます。

●操作も充電も簡単

ボタン一つで上下に動作。横の移動は軽く手を添えるだけで可能です。最長208cmの本体ベルトでベッドはもちろん布団からでも最大150kgまで安定して持ち上げられます。またバッテリー充電式なので、コンセントに差し込むだけで充電ができます。

セット内容

リフト本体(ハンドコントロール付)、バッテリー充電器、レール2.5m、脚台、ボール、レールローラー、アジャスタブルバンパー、吊り下げベルト10cm、組立部品

本体サイズ	本体重量	吊り上げ重量	吊り上げ距離
全高150×全幅550×奥行360mm	8.7kg	150kg	2080mm
TAIS	00110-000117	商品番号	12-3000-0
月極	1割	2割	3割



まっすぐスリングシートに座れない方でも、常に本体を水平に保つ機能を持つバランスパーで本体が傾くことなく安全に移動できます。

枠内の商品をご購入商品になります

かるがるプチV向けのスリングシート 竹虎

フルスリング
メッシュタイプ25005
TAIS:00110-000109

価格
48,400円



ローバック
メッシュタイプ25035
TAIS:00110-000110

価格
60,500円



●フルスリングメッシュタイプ25005

サイズ	S	M	L	XL
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg	110~140kg

●ローバックメッシュタイプ25035

サイズ	S	M	L
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg

●耐荷重/250kg
●材質/ポリエステル

通気性と体圧分散機能に優れたスリングシート モリター

スリングシートパオ
ハーフサイズ PAO100
TAIS:00229-000020

価格
51,700円



スリングシートパオ
フルサイズ PAO120
TAIS:00229-000021

価格
63,800円



ウェル・ネット研究所

脚部を交差・サポートし、座ったままで装着が可能です。メッシュ生地ですり抜けが良く、入浴にもご利用できます。



ハイバック
TAIS:
00161-000015



ローバック
TAIS:
00161-000014

●耐荷重/120kg

品名	品番	身長目安	価格
コンフォート ハイバック	WN-5102-S	~145cm	66,000円
	WN-5102-M	145cm~155cm	
	WN-5102-L	155cm~165cm	
コンフォート ローバック	WN-5102-LL	165cm~175cm	70,400円
	WN-5101-S	~145cm	55,000円
	WN-5101-M	145cm~160cm	
	WN-5101-L	160cm~175cm	

車椅子用電動昇降機 UD-330

新掲載

いうら


敷地や用途に合わせて直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます



●設置確認シート

- 利用者(車椅子含む) **150kg以内**である。
- AC-100V**コンセントが必要です。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- 段差**650mm以下**である。
- 勾配**1mで12mm以内**である。
- ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で**40mm以上**である。
- 開口寸法(出入り口幅) **720mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)




サイズ	重量
全幅(直進)930(L字)1215×全長(直進)1500(L字)1230×全高965~1560mm ●耐荷重:150kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:55~650mm ●昇降時間:50Hz:52秒/60Hz:43秒 ●介助者同乗:不可 ※電源コード4m付	98kg

TAIS	00084-000150	商品番号	12-5023-1
月極	1割	2割	3割

車椅子用電動昇降機 UD-900

いうら


耐荷重180kgで、電動車いすでのご利用はもちろん介助者さまも同乗できます



●設置確認シート

- 利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- AC-100V**コンセントが必要です。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- 段差**900mm以下**である。
- 勾配**1mで12mm以内**である。
- ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で**40mm以上**である。
- 開口寸法(出入り口幅) **730mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(直進乗り込みの場合)



サイズ	重量
全幅(直進)1410(L字)1380×全長(直進)1550(L字)1575×全高1250~2080mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:70~900mm ●昇降時間:50Hz:72秒/60Hz:60秒	143kg

TAIS	00084-000142	商品番号	12-5040-1
月極	1割	2割	3割

車椅子用電動昇降機 UD-320

在庫限り

いうら

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



サイズ	重量
全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)×全高1140~1745mm	75kg

●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55~650mm
●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

TAIS	00084-000093	商品番号	12-5021-1
月極	1割	2割	3割



サイズ	重量
全幅1290(スロープを下げた状態)×全長1260×全高1140~1745mm	79kg

●耐荷重:150kg ●昇降範囲:55~650mm
●電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。


TAIS	00084-000094	商品番号	12-5022-1
月極	1割	2割	3割

車椅子用電動昇降機 UD-650

在庫限り


いうら

1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応。
電動車いすはもちろん、介護者さまの同乗も可能です



●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ② **AC-100Vコンセント**が必要である。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③ 段差 **820mm以下**である。
- ④ 勾配 **1mで12mm以内**である。
- ⑤ ブリッジを倒したときに、段差との重なりがサッシ以外の部分で **40mm以上**である。
- ⑥ 開口寸法(出入り口幅) **760mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。



サイズ

重量

全幅(直進)1400(L字)1375×全長(直進)1550(L字)1575×全高1075~1835mm 116kg
●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60~820mm
●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒

TAIS 00084-00082

商品番号 12-5020-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

車いす用電動昇降機 微笑の向日葵

在庫限り

シココ

車いすでの移動を力強く支える車いす用電動昇降機

直進乗り込み

【単位:mm】



重量 約88kg 材質 ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz
- 昇降範囲:80~650mm
- 昇降時間:50Hz:38秒/60Hz:31秒 ●介助者同乗:不可

直進乗り込み

L字乗り込み

【単位:mm】



重量 約107kg 材質 ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:200kg ●電源:AC100V 50/60Hz
- 昇降範囲:90~850mm
- 昇降時間:50Hz:50秒/60Hz:41秒 ●介助者同乗:可

	敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-S 直進乗り込み	2700mm以上	1500mm以上	650mm以下	800mm以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

	敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-L 直進乗り込み	2800mm以上	1600mm以上	850mm以下	800mm以上
L字乗り込み	1600mm以上	2800mm以上		

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS 01235-000146

商品番号 12-5011-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

TAIS 01235-000147

商品番号 12-5010-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

据え置き式コンパクトリフト リーチ〈電動式〉 MREAD

モルテン

車いす外出時の介護者さまの負担を軽減する据え置き型電動コンパクトリフト

狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ

車いす約1台分のスペースで設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。

リモコン操作でらくらく段差解消

簡単なリモコン操作で、車いすに乗ったまま上下できます。本体に接続された有線リモコンと、ワイヤレスリモコンの2種類を標準装備しています。



レギュラータイプ



高さ40cmまでのあがりかまちに対応



操作はリモコンのボタンを押すだけ

ワイヤレスリモコン

リモコン

サイズ

全長1080×全幅900mm

電動ユニットサイズ

長さ370×幅130×高さ680mm

テーブルサイズ

長さ910×幅900×高さ40~400[無段階]mm

重量

52kg

- 素材:スチール ●耐荷重:150kg ●電力:AC100V 50/60Hz 120W

TAIS 00054-000277

商品番号 12-5030-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

バスリフト

TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作簡単、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。浴槽での立ち座りをサポートし、安全・快適に入浴を楽しめます。介助者さまへの負担も軽減されます。



商品導入時のご留意事項

使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽
- 深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス ● 首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 低部から気泡を噴射する浴槽 ● 丸型・大型浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽 (バスリフトと干渉する可能性がある場合)

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。



入浴台や浴槽に腰掛けた状態からバスリフトに移乗。トランスファーボード(別売)を使用するとより安全です。

EWB101RS

新掲載

【電池性能】運転回数/1回充電:約15回 充電可能回数:約500回
充電時間:約70分 電池容量:3.0Ah

TAIS

00187-000247

商品番号

12-6020-1



リモコンでシートを降ろします。ボタンをはなすと途中で停止させることもできます。

EWB101RR

在庫限り

【電池性能】運転回数/1回充電:約10回 充電可能回数:約300回
充電時間:約50分 電池容量:2.0Ah

TAIS

00187-000111

商品番号

12-6000-1



シートを浴槽の底まで降ろし、自然な姿勢でゆったり入浴をお楽しみください。

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----


バスラベンダー

西川

軽量で簡単に取り外せ、使用の際は浴槽内に置くだけで使用できる入浴リフトです



設置可能内寸法:
幅400×長さ800×
深さ680mm以内



サイズ

幅383×奥行600×高さ1146mm

重量

18.5kg

- 最大荷重:100kg
- 昇降サイズ:95~680mm
- 昇降回数:約25回
- 充電時間:約2時間
- バッテリーリフレッシュ機能付き
- 安全装置付き

TAIS

00109-000108

商品番号

12-6010-1

月極	1割	2割	3割
----	----	----	----

スカットクリーン

パラマウントベッド

トイレに移動・移乗できない方のより自立した排尿を支援することができます。

■ 介護保険をご利用の場合、採尿器本体はレンタル、レシーバーセットは購入品となります。



採尿器本体: KW-65H

*尿タンク・ブラシ入れは含まれません。

本体サイズ

幅233×長さ378×高さ273mm

本体重量

5kg

介護保険購入対象品

男性用レシーバーセット: KW-65MRT



アタッチメントが尿タンク・ブラシ付属します。

女性用レシーバーセット: KW-65WRT



ハンドルが付属します。尿タンク・ブラシ入れが付属します。

商品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
採尿器本体	KW-65H	00170-000707	13-2000-1				
男性用レシーバーセット	KW-65MRT	00170-000708	価格		介護保険購入対象品		
女性用レシーバーセット	KW-65WRT	00170-000709	価格		介護保険購入対象品		

家族コール3 ポータブル

テクノスジャパン

騒がしい場所や広い建物内で使える受信機のシリーズです



1 POINT 大音量で どこでも聞こえる

ポータブル受信機の音量は最大72dB。
多忙な業務の合間でも聞き逃さず対応ができます。



ポータブル受信器 K

通達距離：約100m(見通し)

メロディやバイブレーションで報知！
チャンネルごとに表示を設定できます！
100人まで識別報知可能！
据え置きしやすいスタンド付き！

2 POINT 広範囲に受信 だからどこでも届く

見通しの通達距離は安心の約100m。
アンテナを伸ばして使えます。



3 POINT 据え置きOK！ 携帯でもOK！

携帯据え置き両用のため、普段はACアダプタにつないで結所で使用し、巡回時はストラップで携帯するなどシチュエーションに合わせた運用ができます。



共通セット品

コンソール HTHK-1 ポータブル受信器K HRPTK-1

センサと接続する送信器です
●サイズ：100×62×25(mm)
●TAIS：00318-000161

メロディと振動で知らせます
●サイズ：68×115×19(mm)
●TAIS：00318-000183

家族コール3A ポータブル

ベッドからの「離床」を報知



抗菌
防滴

セット内容
●床センサー ●ポータブル受信器K
●コンソール

床センサーK MSK-1

●サイズ：1000×500×3mm
●折り畳みができて収納かんたん！
●防滴加工！清拭可能！

家族コール3B ポータブル

ベッドからの「起き上がり」を報知



抗菌
防滴

セット内容
●ベッドセンサーK ●ポータブル受信器K
●コンソール

ベッドセンサーK BSDK-1

●サイズ：800×250×6mm
●薄くて背中に敷いても違和感がない！
●寝返り誤報なし！

家族コール3C ポータブル

「離床」や「徘徊」を報知



超音波
赤外線

セット内容
●超音波・赤外線センサーK
●ポータブル受信器K ●自在クランプ

超音波・赤外線センサーK UISK-1

●サイズ：110×70×35mm
●2つのセンサーで正確検知！
●コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D ポータブル

ドアや窓を開くと報知



セット内容
●ドアスイッチK ●ポータブル受信器K
●コンソール

ドアスイッチK DRS1-K

●サイズ：①50×12×12mm
②50×10×12mm
●工具不要で取り付けできる！
●居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・ポータブル	HKPT-3A	床センサーK	00318-000184	11-1100-1				
家族コール3B・ポータブル	HKPT-3B	ベッドセンサーK	00318-000185	11-1110-1				
家族コール3C・ポータブル	HKPT-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000186	11-1120-1				
家族コール3D・ポータブル	HKPT-3D	ドアスイッチK	00318-000187	11-1130-1				


リピーターK(中継器) HPHK-1

テクノスジャパン

●通達距離の延長に



●電波の届きにくいフロア間の受信に



※建物立面図

電波が届きにくいときにリピーターKを設置することにより、家族コールの利用範囲が広がります。

サイズ(突起部除く)	重量	材質
65×130×25mm	約170g	ABS樹脂
●色/グレー ●電源/AC100V(ACアダプタ付) ●エリア・グループ設定可能	●周波数/429MHz帯の1波 ●送信出力/10mW 特定小電力 ●通達距離/約80~100m ●アンテナ/ロッドアンテナ	

- 電波通達距離を約80~100m(見通し)延長
- 複数台使用も可能
- ペアリング機能で家族コール3スマートにも対応！

TAIS	00318-000165	商品番号	11-1040-1
月極	1割	2割	3割

家族コール3 スマート

テクノスジャパン

同一建物内の介護者さまへ最新の受信器で知らせます

家族コール3 新機能

テスト送信機能

電波の確認がひとりでできます



履歴表示

受信履歴が時刻付きで見られます



防滴



置くだけ充電



共通セット品

コンソール HTHK-1



センサーと接続する送信器です

- サイズ：100×62×25mm
- TAIS：00318-000161

多機能受信器 スマートK HRSMK-1



メロディと振動で知らせます

- サイズ：53×86×14mm
- TAIS：00318-000163

通達距離 約80m (見通し)

家族コール3A スマート

ベッドからの「離床」を報知



抗菌
防滴

セット内容

- 床センサーK
- スマートK
- コンソール

床センサーK MSK-1



- サイズ：1000×500×3mm
- 折り畳みができて収納かんたん！
- 防滴加工！清拭可能！

家族コール3B スマート

ベッドからの「起き上がり」を報知



抗菌
防滴

セット内容

- ベッドセンサーK
- スマートK
- コンソール

ベッドセンサーK BSDK-1



- サイズ：800×250×6mm
- 薄くて背中に敷いても違和感がない！
- 寝返り誤報なし！

家族コール3C スマート

「離床」や「徘徊」を報知



超音波
赤外線

セット内容

- 超音波・赤外線センサーK
- スマートK
- 自在クランプ

超音波・赤外線センサーK UISK-1



- サイズ：110×70×35mm
- 2つのセンサーで正確検知！
- コードがなくて設置がらくらく！

家族コール3D スマート

ドアや窓を開くと報知



セット内容

- ドアスイッチK
- スマートK
- コンソール

ドアスイッチK DRS1-K



- サイズ：①50×12×12mm
- ②50×10×12mm
- 工具不要で取り付けできる！
- 居室外に設置し見守れる！

商品名	品番	セットに含まれるセンサー	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
家族コール3A・スマート	HKSM-3A	床センサーK	00318-000150	11-1000-1				
家族コール3B・スマート	HKSM-3B	ベッドセンサーK	00318-000151	11-1010-1				
家族コール3C・スマート	HKSM-3C	超音波・赤外線センサーK	00318-000152	11-1020-1				
家族コール3D・スマート	HKSM-3D	ドアスイッチK	00318-000153	11-1030-1				

bio next 人感センサーなしタイプ BSR031NHL

バイオシルバー

寝具の下にセンサー本体を設置し、離床を感知すると離れた場所にある受信機がアラートを発し、離床をお知らせします。

bio next 中継機セット(人感センサーなし)
BSR031NS2HL
TAIS:01332-000024

セット内容

- センサーマット 防滴 マットレスの下に設置するだけの高性能センサー
- ポータブル受信機
- ACアダプター



サイズ

センサーマット/幅800×奥行140×高さ10~30mm
受信機/幅58×奥行116×高さ17mm


素材

センサーマット/ABS樹脂(ケース)、PVC(マット)
受信機/ABS樹脂

重量

センサーマット/400g ●無線到達見通し距離:100m
受信機/80g

備考



※使用イメージ

ポータブル受信機は1台で最大9名までの見守りが可能です

bio next 中継機 BSR03RP

バイオシルバー

bio next の受信機タイプのものと併用します。中継機を使用することで、より広範囲にアラートでお知らせが可能です。



仕様

サイズ/幅116×奥行58×高さ17mm
重量/80g 材質/ABS樹脂
●ACアダプター付属 ●無線到達見通し距離:100m

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
bio next 人感センサーなしタイプ	BSR031NHL	01332-000012	11-9010-1				
bio next 中継機	BSR03RP	01332-000039	11-9011-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

ライトシリーズ かんたんモデル

ハカルプラス

CARE ai 離床検知システム

在宅向けモデル

使い方が簡単で、老老介護でも安心

●図中の無線通信距離は見通しの距離



ペンダント Ci-LP1

- 生活防水
- 充電長持ち



無線通信 100m

+ 超音波センサー

超音波で動きを検知！離床や徘徊をさりげなく見守ります



送信機 Ci-LT1



無線通信 10m



超音波センサー Ci-LU1

コードレス



選べるセンサー取付金具

+ ふむふむセンサー

踏むと検知する床マットセンサー



送信機 Ci-LT1



ふむふむアダプター Ci-U5A



無線通信 10m



ふむふむセンサー Ci-U5

- コードレス
- 耐久500kg
- 厚さ2mm
- 三つ折収納可能
- 生活防水・抗菌

特長1 お手軽設定

各機器のグループとセンサー番号を合わせるだけ。
(ペンダントにはセンサー番号で通知されます)



特長2 使い方も簡単

操作するボタンが少なくシンプルなので、誰もが使いやすい設計・デザインです。

受信時の操作は簡単「対応」のボタンで音を止め、ケアが終わったら「リセット」ボタンで通知を消去するだけです。



特長3 一時停止機能

ちょっとした介助には「5分停止」ボタンを。
長時間止めたいときは「ずっと停止」ボタンを押してセンサーを止めることができます。



特長4 電波強度確認モード

送信機からペンダントまでの電波状態を確認できる、便利な機能を搭載しました。



送信機と同じグループのペンダントに左図のような電波状態が表示されます。確認モード中はペンダントを持ち回り、建物内の電波状態をご確認ください。(推奨：アンテナ3本以上で安定した受信が見込めます)



重量	材質	サイズ	備考
超音波センサー／225g 送信機／160g ペンダント／60g	ふむふむセンサー・ ふむふむセンサーS/ ターポリン	超音波センサー／幅130×奥行93×高さ39mm 送信機／幅100×奥行35×高さ67mm ペンダント／幅45×奥行19×高さ93mm	ライトシリーズ かんたんモデル 送信機は1台に対して超音波センサーまたはふむふむアダプターを最大1台接続可能 10グループ対応(1グループで送信機+センサーを10台まで増設可) ふむふむセンサー・ふむふむセンサーS 電源／3Vボタン電池×1個 耐水防塵(IP44) 生活防水・抗菌仕様 ふむふむアダプター 接続機器／かんたんモデル: 送信機(Ci-LT1) 電源／各接続機器より電源供給 超音波センサー 電源／単3アルカリ電池×4本
ふむふむセンサー／1350g ふむふむセンサーS／900g ふむふむアダプター／30g	ふむふむアダプター/ ABS樹脂 他／ABS樹脂難燃性V0	ふむふむセンサー／幅1200×高さ500× 厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむセンサーS／幅800×高さ500× 厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむアダプター／幅50×高さ74×奥行13.6mm	

●ライトシリーズ かんたんモデル

品名	セット内容			TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1	Ci-LU1	01398-000023	11-3000-1				
ライトシリーズ かんたんモデル 超音波センサー増設セット		Ci-LT1	Ci-LU1	01398-000030	11-3001-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサーセット	Ci-LP1	Ci-LT1	Ci-U5 Ci-U5A	01398-000037	11-3003-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサー増設セット		Ci-LT1	Ci-U5 Ci-U5A	01398-000038	11-3004-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサーSセット	Ci-LP1	Ci-LT1	Ci-U5S Ci-U5A	01398-000050	11-3005-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ふむふむセンサーS増設セット		Ci-LT1	Ci-U5S Ci-U5A	01398-000051	11-3006-1				
ライトシリーズ かんたんモデル ペンダント	Ci-LP1			01398-000031	11-3002-1				

スタンダードシリーズ つながるモデル

ハカルプラス

CAREai 離床検知システム

施設向けモデル

独自のハイブリッド通信で
最長250m先まで通知を届けます




+ 超音波センサー

超音波で動きを検知！離床や徘徊をさりげなく見守ります




+ ふむふむセンサー

踏むと検知する床マットセンサー



特長1 「コンセント間通信」+「無線通信」のハイブリッド通信方式を採用

コンセントと無線、環境に合わせて繋がりがしやすいほうを自動で選択して通信します。CAREai 独自の通信方法だからお手軽に設置が可能です。



コンセント間通信とは

建物の電気配線（コンセント）は、壁の中で繋がった状態。
親機・子機それぞれをコンセントに挿すことで、電気の線を利用して通信します。すでにある配線を使うので、専用の配線工が必要なく、壁の中の線なので、鉄筋などの構造の影響も受けにくい通信方式です。

特長2 スタッブ連携機能

スタッフ間で入居者さまの離床への対応を共有できます。
ペンダントの対応ボタンを押すと、他のペンダントの離床情報が消去され、居室での鉢合わせを防止することができます。

特長3 使いやすいペンダント

携帯型の受信機「ペンダント」は、生活防水仕様。
親機から見通し 100m の範囲まで受信します。



サイズ	重量	材質	備考
親機/幅172×奥行111×高さ97mm 子機/幅70×奥行48×高さ115mm 超音波センサー/幅125×奥行82×高さ37mm ペンダント/幅45×奥行19×高さ93mm ふむふむセンサー/幅1200×高さ500×厚み2mm(基盤部8mm) ふむふむアダプター/幅50×高さ74×奥行13.6mm	親機/425g 子機/210g 超音波センサー/130g ペンダント/60g ふむふむセンサー/1350g ふむふむアダプター/30g	ふむふむセンサー/ ターポリン ふむふむアダプター/ ABS樹脂 他/ABS樹脂難燃性V0	超音波センサーは検知範囲を3段階から変更可能 4グループ対応(1グループで子機+センサーを20台まで増設可) ふむふむセンサー 電源/3Vボタン電池×1個 耐水防水(IP44) 生活防水・抗菌仕様 ふむふむアダプター 接続機器/つながるモデル: 子機 (Ci-S4H) 電源/各接続機器より電源供給

●スタンダードシリーズ つながるモデル

● 図中の無線通信距離は見通しの距離

品名	セット内容				TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H	Ci-U1	01398-000013	11-3010-1				
スタンダードシリーズつながるモデル 超音波センサー増設セット			Ci-S4H	Ci-U1	01398-000011	11-3012-1				
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサーセット	Ci-P2	Ci-M1H-P	Ci-S4H	Ci-U5	01398-000035	11-3015-1				
スタンダードシリーズつながるモデル ふむふむセンサー増設セット			Ci-S4H	Ci-U5	01398-000036	11-3016-1				
スタンダードシリーズつながるモデル ペンダント	Ci-P2				01398-000012	11-3013-1				

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台・付属品 P2-19
床ずれ防止用具 P20-25
体位変換器 P26
歩行補助杖 P27
歩行器 P28-37
手すり P38-51
車いす・付属品 P52-75
スロープ P76-78
移動用リフト P79-85
自動排泄処理装置 P85
徘徊感知機器 P86-89

お問い合わせは



株式会社 あいずケアレントパートナーズ
あいずケアレントパートナーズ佐世保

〒857-0878 長崎県佐世保市山県町6番3号
(事務所番号:4270205679)

電話番号 **0956-59-6370**

FAX番号 **0956-59-6380**