

# POWER 4 THE HARDER

Contra-angle  
S-Max M94L

**NEW**



製品の詳しい情報は  
こちら



従来比トルク  
24%UP

耐久性170%UP

## より速く、よりスムーズな ジルコニア切削

ジルコニアは強度と審美性に優れ、歯科修復物として理想的な素材ですが、硬度が高いため、除去時間がかかり施術が困難です。新コントラアングルS-Max M94Lは、高いトルクを実現し、ジルコニアをスムーズかつ効率的に切削します。




# ARTESANO シリーズ

## ARTESANO V PEEK アルテサーノ V PEEK

新発売

### 前歯 — Incisor

適用部位



対応製品

アルテサーノⅣ



|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| アルテサーノⅣ<br>無機質強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅳ) | A3/L<br>LOT] AA00 |
| アルテサーノⅣ<br>透明強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅳ)  | A3/L<br>LOT] AA00 |

要保管・管理

特定保険医療材料の定義(一部抜粋)

| 保険適用区分      | CAD/CAM冠用材料(Ⅳ) |
|-------------|----------------|
| 無機質フィラー質量分率 | 60%以上          |
| 3点曲げ強さ*     | 160MPa以上       |
| ピッカース硬さ     | 55HV0.2以上      |
| 吸水量*        | 32 µg / ml以下   |


※37℃水中浸漬7日後

グラデーション

エナメル色 →   
移行色 →   
デンティン色 →

### 小白歯 — Premolars

適用部位



対応製品

アルテサーノⅠ



アルテサーノⅡ



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| アルテサーノⅠ<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅰ) | A3/S<br>LOT] AA00 |
| アルテサーノⅠ<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅰ) | A3/S<br>LOT] AA00 |



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| アルテサーノⅡ<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅱ) | A3/S<br>LOT] AA00 |
| アルテサーノⅡ<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅱ) | A3/S<br>LOT] AA00 |


特定保険医療材料の定義(一部抜粋)

| 保険適用区分      | CAD/CAM冠用材料(Ⅰ) | CAD/CAM冠用材料(Ⅱ) |
|-------------|----------------|----------------|
| 無機質フィラー質量分率 | 60%以上          | 60%以上          |
| 3点曲げ強さ*     | -              | 160MPa以上       |
| ピッカース硬さ     | -              | 55HV0.2以上      |
| 吸水量*        | -              | 32 µg / ml以下   |

※37℃水中浸漬7日後

### 大臼歯 — Molars

適用部位



対応製品

アルテサーノⅢ



アルテサーノ V PEEK



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| アルテサーノⅢ<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅲ) | A3/M<br>LOT] AA00 |
| アルテサーノⅢ<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅲ) | A3/M<br>LOT] AA00 |

要保管・管理

|  |                      |
|--|----------------------|
| アルテサーノ V PEEK<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅴ) | アイボリー/M<br>LOT] AA00 |
| アルテサーノ V PEEK<br>強化樹脂<br>CAD/CAM適用材(Ⅴ) | アイボリー/M<br>LOT] AA00 |


要保管・管理

特定保険医療材料の定義(一部抜粋)


| 保険適用区分      | CAD/CAM冠用材料(Ⅲ) | CAD/CAM冠用材料(Ⅴ) |
|-------------|----------------|----------------|
| 無機質フィラー質量分率 | 70%以上          | 17~25%         |
| 3点曲げ強さ*     | 240MPa以上       | 180MPa以上       |
| ピッカース硬さ     | 75HV0.2以上      | 25HV0.2以上      |
| 吸水量*        | 20 µg / ml以下   | 10 µg / ml以下   |
| 曲げ弾性率*      | -              | 5GPa以下         |

※37℃水中浸漬7日後

ワンプッシュで開封可能な  
新パッケージ採用  
山八のブロックは全て  
6本入にて好評販売中



寸法



| サイズ(mm) | a    | b    | c  |
|---------|------|------|----|
| Sサイズ    | 10   | 12   | 15 |
| Mサイズ    | 12   | 14   | 18 |
| Lサイズ    | 14.5 | 14.5 | 18 |

| 商品名           | 適用部位 | タイプ | サイズ | 色調         |    |    |      |    | 内容量  | 標準価格(税別)                                 |
|---------------|------|-----|-----|------------|----|----|------|----|------|--|
|               |      |     |     | A1         | A2 | A3 | A3.5 | A4 |      |  |
| アルテサーノⅠ       | 小白歯  | I   | S   |            | ○  | ○  | ○    |    | 6本/箱 | ¥12,000 (¥2,000/本)                       |
| アルテサーノⅡ       | 小白歯  | II  | S   | ○          | ○  | ○  | ○    | ○  | 6本/箱 | ¥12,000 (¥2,000/本)<br>¥14,400 (¥2,400/本) |
|               |      |     | M   | ○          | ○  | ○  | ○    |    |      |  |
| アルテサーノⅢ       | 大臼歯  | Ⅲ   | M   | ○          | ○  | ○  | ○    | ○  | 6本/箱 | ¥24,000 (¥4,000/本)                       |
| アルテサーノⅣ       | 前歯   | Ⅳ   | L   |            | ○  | ○  | ○    |    | 6本/箱 | ¥26,400 (¥4,400/本)                       |
| アルテサーノ V PEEK | 大臼歯  | V   | M   | アイボリー・ホワイト |    |    |      |    | 6本/箱 | ¥36,000 (¥6,000/本)                       |

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

アルテサーノⅠ 306ADBZX00081000

アルテサーノⅡ 302AFBZX00063000

アルテサーノⅢ 306ADBZX00082000

アルテサーノⅣ 302AFBZX00083000

アルテサーノ V PEEK 307AKBZX00094000



YAMAHACHI DENTAL MFG. CO.

MANI

JIZAIシステム  
導入キャンペーン

導入応援

6.22 月 ▶▶▶ 8.20 木

## Topic

### NiTi ロータリーファイル 保険改定のポイント

#### 現行

加圧根管充填処置(1歯につき)

[ 算定要件 ]

- ✓ 3根管以上
- ✓ 3次元エックス線 撮影あり
- ✓ Ni-Ti ロータリーファイル使用

[ 算定点数 ]

150 点

#### 改定後

加圧根管充填処置(1歯につき)

[ 算定要件 ]

- ✓ 3根管以上 
- ✓ Ni-Ti ロータリーファイル使用 

3次元エックス線 撮影の要件が廃止

[ 算定点数 ]

150 点

3根管以上の症例で Ni-Ti ロータリーファイルを使用し、  
加圧根管充填処置を行った際に  
Ni-Ti ロータリーファイル加算 (150 点) 申請可能。

キャンペーン期間

2026.6/22 ~ 7/17


# JDS CAD/CAM ディスク特別キャンペーン

期間中 対象製品を特別価格にてご提供

## JDS ワックスディスク

通常のインレーワックスと同等の溶解温度(76℃)により

- 樹脂フレームの採用により、ディスク保持部が割れにくい
- 位置決めノッチ付で加工機への再装着が容易です
- 石こう系埋没材の急速加熱に対応
- 診断用ワックスアップに最適なアイボリー色をご用意  
(アイボリー色は着色材に酸化チタンを使用しています)



サイズ・色調

Φ98.5×厚 20mm (グリーン、アイボリー)  
Φ98.5×厚 14mm (グリーン)

包装・価格

1枚:各 3,000円  
ラボパック 50枚:各 128,000円

一般名:歯科用キャスト用ワックス 医療機器分類:一般医療機器 認証番号:27BZX00008000072

## JDS PMMA ディスク

プロビジョナル作成をスムーズに!  
クリアはスプリントやサージカルガイドを、  
A系色はプロビジョナルやテンポラリークラウンの作成に、  
BL2はA1よりも明るい臨床ケースに適用可能です。




サイズ・色調

Φ98×厚 15mm  
(クリア、A1、A2、A3、BL2)  
Φ98×厚 20mm  
(クリア、A1、A2、A3、BL2)

包装・価格

1枚:4,500円



一般名:歯科用加工用レジジン材料 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:227AFBZX00091A01

## JDS PMMA ディスク マルチレイヤー

自然なグラデーションを表現するマルチレイヤー色を追加  
審美プロビジョナルには、マルチレイヤーを推奨



サイズ・色調

Φ98×厚 20mm  
(マルチレイヤー A2、マルチレイヤー A3)

包装・価格

1枚:9,000円

一般名:歯科用加工用レジジン材料 医療機器分類:管理医療機器 認証番号:227AFBZX00091A01

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ご用命は

ジーシーグループ [製造販売元]




### 株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

# 99 Suction Block<sup>®</sup>

## 一人診療時代 開口保持＋吸引で 診療をスムーズに!

アシスタントなしでの治療時に役立ちます!



\*サクシオンは付属しておりません。

**99 サクシオンブロック  
スモール 5個入り** 【価格】**¥15,000**

**99 サクシオンブロック  
ミディウム 5個入り** 【価格】**¥15,000**


一般的名称: 歯科用開口器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104300389

| サイズ   | 対象患者        | 幅 × 奥行(参考)     |
|-------|-------------|----------------|
| スモール  | 小児・口腔が小さい成人 | 約40.25×26.54mm |
| ミディウム | 一般的な成人      | 約47.66×35.73mm |

※オートクレープなどで滅菌を行うこと  
※乾燥工程なし

121℃で15~20分

滅菌回数50回まで



今、お試しいただける  
チャンスです!

《キャンペーン期間》2026年5月21日～6月19日

## 99 サクシオンブロック 5個入り ご愛顧キャンペーン

まずはお試しいただけるように、  
数量限定で、スモールまたはミディウム 5個入りを **特別価格** にてご提供いたします!


こんな  
治療に最適!




使い方は簡単!




1 既存のサクシオンチップを  
U字に曲げる



2 99サクシオンブロックに  
サクシオンチップを差し込む



3 SEV(サクシオンホース)に  
接続する



4 患者の口にやさしく固定する

\*バイトブロックのアーチ部を  
下顎臼歯部に被せるように挿入し、  
上下顎で噛ませ開口状態を保持する。

使用方法動画は  
こちら!



\*価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。\*本製品の仕様は予告なく変更することがあります。\*印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ご用命は

ジーシーグループ [製造販売元]

株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

〒790-0813 松山市萱町二丁目5-8  
有限会社 白石歯科商店  
TEL(089)946-1800