

簡易ベルトタンカ



付属 収納袋


特徴 担ぎ手人数 3～4 人

救護にも介護にも簡単に使用できる担架
携帯が楽なコンパクトサイズ 収納付き
持ち手が8か所で体重のある方でも楽に
搬送ができます。

使用手順


4人担ぎ

左右2人で担いでください。



3人担ぎ

搬送者のお尻を担架の赤マークの位置に
寝かせ緑色ベルトで固定してください。



進行方向



階段

階段から降りる場合は、
頭部に1人で担ぎお尻
の位置と足の位置に左
右各1人で担ぎ搬送者
の足からゆっくり降り
てください。

使用上の注意

- ・防水・撥水布を使用している為、汚れは中性洗剤で拭き取ってください。
- ・身体移動以外には使用を避けてください。

仕様

サイズ 長さ 180cm(±2cm) 横幅52cm(±2cm)
重量 0.95Kg 耐荷重 150Kg(試験済)
材質 ターポリン ナイロン
構造 表地 ナイロン(撥水布)
裏地 ターポリン(防災・防水布)
フレームベルト ポリプロピレン